


9	DE Gebrauchsanweisung..... Seite 1	NO Bruksanvisning Side 17
	GB Instructions for use..... Page 3	FI Käyttöohje Sivu 19
	FR Mode d'emploi Page 5	CS Návod k použití..... Strana 21
	ES Instrucciones de uso Pág. 7	PL Instrukcja obsługi..... Strona 23
	IT Istruzioni per l'uso Pagina 9	RO Instrucțiune de utilizare Pagina 25
	PT Instruções de uso Página 11	TR Kullanım kılavuzu Sayfa 27
	NL Gebruiksaanwijzing..... Pagina 13	RU Инструкция по использованию.... страница 29
	SE Bruksanvisning Sida 15	JP 取扱説明書 P. 31



PHALLOSAN[®] forte

GEBRAUCHSANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte wird seit 18 Jahren erfolgreich weltweit angewandt. PHALLOSAN® forte wird auf Rezept bereits von Krankenkassen vergütet. Unser Team aus Urologen und Medizintechnikern entwickelte das aus unserer Sicht effektivste und innovativste Produkt seiner Art, PHALLOSAN® forte.

Anwendungsgebiete:

PHALLOSAN® forte wird empfohlen für die Behandlung

- » Penisvergrößerung-Penisverlängerung
- » Angeborene/erworbene Penisverkrümmung und Induratio penis plastica (IPP)
- » Erektions- und Potenzstörung
- » Postoperative Nachbehandlung aus Prostata-OP
- » Schwellkörpertraining des Penis in jedem Alter

Packungsinhalt:

1. Elastischer Gurt, der um die Taille geführt wird incl. Schaumstoff-Ring (A), in den der Penis bis zur Basis eingeführt wird. Schiebescnalle (B), mit der Sie den Gurt individuell in der Länge verstellen können und Adapter (C) am Gurt, der mit der Saugglockeneinheit verbunden wird.
2. a) Saugglocke in der Größe S mit PHALLOSAN® forte – S-Dichtmanschette
2. b) Saugglocke in der Größe M mit PHALLOSAN® forte – M-Dichtmanschette
2. c) Saugglocke in der Größe L mit PHALLOSAN® forte – L-Dichtmanschette und montierte Zuggabel (3)
3. Zuggabel mit Zugfedereinrichtung zum Einstellen der Zugstärke im Ampelsystem mit Adapter für den Gurt.
- 4./5. Protektor-Kappen für die Eichel, um diese bei zu starker Zugeinstellung zu schützen.
6. Saugpumpe mit 3-Wegeventil
7. Maßschablone


Online-Gebrauchsanleitungs Guide

Gratis-Extras: Ein aus Samt bestehender Beutel für Reisen mit 4 extra Manschetten (1xS, 2xM, 1xL)



Vorbereitung zur Anwendung:

1. Gurt



Breiten Sie bitte den orthopädischen PHALLOSAN® forte Gurt vor sich aus und stellen Sie ihn mit der Schiebe-Schnalle (B) auf seine größte Länge ein.

2. Auswahl der Saugglocke/ Dichtmanschette

Ermitteln Sie mit der beigelegten Maßschablone (7) Ihre passende Saugglockengröße. Ziehen Sie den nicht erigierten Penis vom Körper weg und messen Sie am Penischaft.



Die Glocke der Größe L (2c) ist mit der Dichtmanschette Größe L (2c) und der Zuggabel mit Zugfedereinrichtung im Set bereits verbunden.

Sollten Sie eine andere Größe benötigen, entfernen Sie die Zuggabel (3).

Nehmen Sie nun die für Sie passende Glocke und adaptieren Sie diese mit der Saugpumpe, diese rastet nur in der Stellung mit dem Pfeilsymbol (↓) ein. Die geeignete Dichtmanschette (2) wird über den Wulst der Glocke gestülpt und die Zuggabel (3) wieder angebracht.



Beim Anbringen an die Glocke ist unbedingt zu beachten, dass der Wulst der Glocke in die Nut der Dichtmanschette am dicken Ende der Dichtmanschette einrastet. Wird die Dichtmanschette zu weit über den Wulst der Glocke gezogen, reißt die Dichtmanschette.





Oben: Falsch, zu weit über die Glocke gestülpt und nicht eingepudert!

Unten: Richtig, und eingepudert.

Beachten Sie, dass die Dichtmanschette nach wenigen Tagen seine Beschichtung verliert. Sie sollten deshalb Baby puder erwerben und diesen auf der äußeren Fläche der Dichtmanschette anbringen. Es bildet sich eine Schutzschicht, die die Dichtmanschette vor Abrieb, Verkleben und Zerreißen schützt.

Klemmen Sie die Saugglocke zwischen Ihre Knie. Rollen Sie die Dichtmanschette vorsichtig unter leichtem Zug 1 cm bis zum Saugglockenrand und stülpen Sie dieses hinter

den Wulst der Glocke. Seien Sie bitte vorsichtig und beschädigen Sie die Dichtmanschette nicht mit scharfen Fingernägeln, oder ähnlichem. Üben Sie keinen starken Zug beim Zurückrollen aus.



Besonderheiten der neuen




PHALLOSAN® forte Dichtmanschette

Die PHALLOSAN® forte Dichtmanschetten bestehen aus medizinischem Silikon, somit sind Reizungen oder allergische Reaktionen ausgeschlossen. Diese Innovation bietet Ihnen nicht nur einen besseren Komfort, die Dichtmanschette schmiegt sich einzigartig an das Glied an. Es ist an einer Stelle ca. 3 mm dick, dort wird es an der Glocke angebracht, an der dünnsten Stelle ist es 0,3 mm stark, um sich am Penischaft weich anzuschmiegen.

Die für Sie perfekte Saugglocke ist bereit für den Einsatz!

3. Protektor-Kappe

Bitte entnehmen Sie die Protektor-Kappe (4 oder 5), die für jede Penisgröße passt. Ziehen Sie die Protektor-Kappe mit Daumen und Finger beider Hände auseinander und stülpen diese über die Eichel. Sie sollte dabei eng anliegen.



Wichtig ist, dass sich nach dem Anbringen der Kappe möglichst wenig Luft an der Eichelspitze befindet. Von Vorteil ist es, wenn man die Protektor-Kappe am Penis im leicht erigierten

Zustand anlegt. Die Protektor-Kappe soll die Eichel vor den Nebenwirkungen einer eventuell zu starken Zugeinstellung schützen. Erfahrene Nutzer können auf die Protektor-Kappe nach einigen Wochen auch verzichten.

Alle notwendigen Vorbereitungen zur Anwendung sind nun abgeschlossen.

Anwendung:

1. Führen Sie nun den Penis mitsamt Protektor-Kappe in die Saugglocke ein und rollen Sie die Dichtmanschette vom Wulst der Glocke über dem Penis ab.



2. Drehen Sie die grüne Nase des Ventils an der Saugpumpe (6) auf das Saug-Symbol und betätigen Sie die Saugpumpe, indem Sie diese mit dem Finger mehrmals eindrücken. Die Eichel wird dadurch noch weiter in die Glocke gesaugt. Die Dichtmanschette schmiegt sich sanft an den Penischaft.



3. Stellen Sie jetzt die grüne Nase des Ventils an der Saugpumpe (6) auf das Schloss-Symbol, um das Mikrovakuum aufrecht zu erhalten.



4. Nehmen Sie nun den bereits vor sich ausgebreiteten Gurt und stülpen Sie den weißen Schaumstoffring (A) über die gesamte Saugglockenvorrichtung bis dieser an der Penisbasis anliegt.

5. Führen Sie nun das Gurtende um die Hüfte herum.
6. Drehen Sie die Spange der Zuggabel (3) mit ihrem offenen Ende zum Körper hin und verbinden Sie die beiden Ösen (C).



7. Verstärken Sie die Gurtspannung mithilfe der Gürtel-Schiebe-Schnalle (B), bis Sie erkennen können, dass der Penis gedehnt wird und das Ampelsystem Grün anzeigt. Achten Sie darauf, dass der Gurt in der Leistenbeuge schräg nach oben verläuft. Ziehen Sie den Gurt deshalb hinten am Gesäß nach oben in Richtung Taille. Ist der Gurt in der Höhe der Gesäßfalte angebracht, erhöht sich beim Sitzen die Zugspannung, was nicht sein sollte.



8. Sie können nun wie gewohnt ihrem normalen Alltag nachgehen oder PHALLOSAN® forte auch nachts während des Schlafs tragen, da die Blutzirkulation zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt ist.

Beenden der Anwendung

Nehmen Sie zuerst den Gurt ab und drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe auf das Pfeilsymbol. Das Vakuum entweicht. **Bitte ziehen Sie die Dichtmanschette NICHT mit Ihren Fingern auseinander, da dieses sonst sofort reißen wird!** Rollen Sie bitte die Dichtmanschette vorsichtig in Richtung Eichel zurück und entfernen Sie die Sauglockenvorrichtung.

Technische Besonderheiten

Bitte bedenken Sie, dass es sich vereinfacht dargestellt um eine Saugglocke mit Dichtung handelt. Deshalb ist es nicht wichtig wie weit die Dichtmanschette über den Penischaft reicht. Die Dichtmanschette ist nicht konstruiert, die Kraft auf den Penis zu übertragen. Die Kraftübertragung erfolgt einzig über das sich in der Glocke bildende Mikro-Vakuum.

Sollten Sie während der Tragezeit bemerken, dass das Vakuum etwas nachlässt und die Eichel eventuell zu weit aus der Glocke gleitet, kann das mehrere Ursachen haben. In jedem

Fall tritt Luft ein. Dies kann über den Penischaft erfolgen, wenn die Intim-Behaarung nicht sorgsam entfernt wurde, oder eine zu weite Dichtmanschette gewählt wurde.

Entfernen Sie, soweit nötig, am Penis eventuelle Schamhaare. Dies kann durch Rasur, oder durch eine milde Enthaarungscreme erfolgen.

Abhilfe

Drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe vom Schloss-Symbol weg zum Saugsymbol.

Saugen Sie die Eichel so wieder in die Glocke und verschließen Sie das Ventil, indem Sie die grüne Markierungsnase wieder in Richtung Schlosssymbol drehen.

Rutscht die Eichel immer noch aus der Glocke ist die Ursache eindeutig in der zu weiten Dichtmanschette zu finden.

Sie haben die Möglichkeit, diese individuell auf Ihre Größe selbst einzustellen, um somit höchste Effizienz zu erreichen. Wenn Sie z.B. empfinden, dass die M-Glocke die richtige Größe hat, die Dichtmanschette aber zu groß am Penischaft ist, können Sie die S-Dichtmanschette auf die M-Glocke setzen. Sie können das gleiche mit der L-Glocke und der M-Dichtmanschette machen.

Bitte in keinem Fall die S-Dichtmanschette auf die L-Glocke setzen. Das Material würde reißen.

Pflegeanleitung:


Die Dichtmanschette darf und soll von der Glocke abgenommen werden und sollte aus hygienischen Gründen mit Seife handwarm gewaschen werden.

Bewahren Sie die Dichtmanschette abgerollt auf, bis Sie es wieder benutzen.

Bitte vergessen Sie nie, die Dichtmanschette nach Gebrauch im abgerollten Zustand außen mit Babypuder einzustäuben.

Auch die Saugglocke sollte wie oben beschrieben täglich gereinigt werden. Entfernen Sie aber vorher die Saugpumpe, indem Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe in Richtung des Doppelpfeils bewegen. Ziehen Sie Saugpumpe vorsichtig aus der Saugglocke heraus. Die Saugpumpe darf nicht mit Wasser oder Fett in Berührung kommen, da die empfindlichen Ventile ansonsten nicht mehr einwandfrei funktionieren.

Stufenplan zum exakten Anpassen der Zugstärke des Gurtes auf das Bindegewebe des Penis:



Vorwort:

Das Bindegewebe des Körpers ist abhängig von der jeweiligen Erbanlage. Wir entwickelten deshalb eine Ampelkonstruktion, die es Ihnen ermöglicht, die Gurtspannung auf Ihr Bindegewebe exakt anzupassen. Achten Sie in jedem Fall darauf, die Zugstärke Anfangs im unteren grünen Bereich zu halten. So erzielen Sie die optimalen Ergebnisse einer Penisvergrößerung in Länge und Umfang ohne Nebenwirkungen.

1. Tag

Stellen Sie die Zugspannung nur im unteren grünen Bereich ein und tragen Sie PHALLOSAN® bitte nur 1 Stunde. Entfernen Sie den Gurt und drehen Sie die grüne Markierungsnase des Ventils der Saugpumpe in Richtung des Pfeilsymbols. Das Vakuum entweicht.

Rollen Sie bitte die Dichtmanschette vorsichtig in Richtung Eichel zurück und entfernen Sie die Sauglockenvorrichtung.

Begutachten Sie nun den Bereich am Penis, der zwischen der Öffnung der Harnröhre und dem Bändchen der Vorhaut (Frenulum) an der Unterseite der Eichel ist. Dieser Bereich ist die empfindlichste Gewebestelle am Penis. Hat sich diese Stelle rötlich gefärbt oder ist diese angeschwollen, war die Zugspannung des Gurtes zu stark. Beenden Sie die Anwendung an diesem Tag. Sollten Sie Veränderungen am Penis festgestellt haben, beginnen Sie erst wieder, wenn sich dies zurückgebildet hat.

2. Tag bis zum 8. Tag

Konnten Sie PHALLOSAN® forte am Vortag tragen ohne dass es zu Verfärbung oder Schwellung an der beschriebenen Stelle kam, können Sie PHALLOSAN® eine Stunde länger tragen.

Verlängern Sie die Tragezeit jeden Tag um eine Stunde. Nach 8 Tagen ist die Eingewöhnung abgeschlossen.

PHALLOSAN® kann nach der Eingewöhnungsphase auch nachts getragen werden. Sie werden bemerken, dass an den beiden Symbolen für das Pumpen und Verschließen fühlbare Noppen angebracht sind, um ein Pumpen oder Verschließen auch ohne Sichtkontakt zu ermöglichen. Die Dichtmanschette dehnt sich bei einer nächtlichen Erektion, die Durchblutung wird nicht beeinträchtigt, sie wird verbessert.

Sie werden PHALLOSAN® forte begeistert tragen, der Penis kann in wenigen Wochen messbar länger werden und an Umfang zunehmen. Sie werden positive Nebenwirkungen, wie stärkeren sexuellen Antrieb und Lust empfinden.

Anwendungsdauer

PHALLOSAN® sollte täglich 8–10 Std., 6 Tage die Woche getragen werden, jederzeit aber auch länger!

Nebenwirkungen/Vorsichtsmaßnahmen

Die Anwendung von PHALLOSAN® forte erfolgt auf eigene Gefahr, ist jedoch bei Einhaltung der Gebrauchsanweisung unbedenklich. Es sollte jedoch, gerade in den ersten Anwendungswochen, kein zu starker Zug auf den Penis ausgeübt werden.

Treten Schwellungen und/oder Bläschen an der Vorhaut oder an der Eichel auf, ist die Gurtspannung zu stark eingestellt. Pausieren Sie unbedingt, bis die Schwellung bzw. die Bläschen abgeheilt sind. Stellen Sie den Zug anschließend etwas leichter ein. Haben Sie bitte Geduld, das Verfahren ist im Anwendungserfolg vergleichbar mit einer Kieferregulierung. Die Kontinuität der Dehnung, nicht allein die Zugstärke ist der Garant des Erfolgs!

Bisweilen verspüren Sie am Penischaft einen Druckschmerz, dieser kann daraus resultieren, dass das wulstige Ende der Dichtmanschette auf dem Silikon Schaum-Ring aufliegt und so Schmerz auslöst.

Abhilfe:

Rollen Sie das Ende der Dichtmanschette etwas vom Silikon Schaum-Ring zurück, ein Druckschmerz wird nicht mehr auftreten.

Sie können auch die Zugspannung des Gurtes über den Körper verteilen, um Spannung von der Penisbasis zu reduzieren. Umfassen Sie den Gurt im Bereich der Verbindung an der Saugglocke und führen Sie die Zugspannung

um den Körper herum zur Entlastung der Penisbasis. Es klingt kompliziert, ist es aber nicht, die Zugspannung verteilt sich nun über dem gesamten Bereich des Gurtes.

Unter folgenden Umständen sollten Sie PHALLOSAN® forte nicht tragen:

Nach Alkoholgenuß, nach Einnahme von Drogen sowie schmerzstillenden Medikamenten, Schlaf- und Beruhigungsmitteln, da hiervon das natürliche Schmerzempfinden beeinträchtigt sein kann und Sie eventuell auf Schmerzen nicht zeitnah reagieren würden. Vermeiden Sie die Benutzung von PHALLOSAN® forte bei Infektionen oder offenen Wunden am Penis.

Wie messe ich exakt den Längenzuwachs des Penis?

Verwenden Sie bitte einen Zollstock. Ein Maßband ist nicht geeignet. Halten Sie den Penis im nicht erigierten Zustand gerade vom Körper weg (90 Grad). Legen Sie den Zollstock von oben betrachtet seitlich am Penis an. Drücken Sie den Zollstock gegen das Schambein.

Wichtig

Ermitteln Sie zu Beginn der Anwendung Ihr genaues Körpergewicht ohne Kleidung. Bei einer eventuellen Gewichtszunahme bildet sich besonders im Schambereich der Intimbehaarung um den Penis eine Fettschicht. Diese Fettschicht verkürzt die Distanz von der Penis Spitze zum Schambein und verfälscht (verkürzt) das Ergebnis. Mediziner bezeichnen diese als Fettschürze.

Nachbestellungen

Alle Teile von PHALLOSAN® forte können einzeln bei uns nachbestellt werden. Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, stehen Ihnen unsere Experten jederzeit zu den normalen Telefongebühren kostenfrei zur Verfügung.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten, die wir auch im Internet unter www.phallosan.at, www.phallosan.de, www.phallosan-info.ch veröffentlichen.

Kontakt:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
Für noch mehr Informationen:
www.phallosan.info

Ihr PHALLOSAN® forte Team

INSTRUCTIONS FOR USE

Congratulations on purchasing your PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte has been being used around the world with much success for 18 years. Prescription PHALLOSAN® forte is reimbursed by the health insurance companies. Our team consisting of urologists and medical technicians developed what we think is the most effective and innovative product of its kind, PHALLOSAN® forte.

Indications:

PHALLOSAN® forte is recommended as a treatment for

- » penis enlargement-penis extension
- » congenital/acquired penile curvature and induratio penis plastica (IPP)
- » erectile dysfunctions
- » post-surgical follow-up treatment after prostate surgery
- » training the cavernous body of the penis at any age

Package contents:

1. Elastic belt, which is strapped around the waist incl. foam-rubber ring (A), into which the penis is inserted all the way to the base. The buckle (B), with which you can adjust the length of the belt individually and adapter (C) on the belt, which is connected to the suction bell.
 2. a) Suction bell in size S with PHALLOSAN® forte – S-sleeve condom
 2. b) Suction bell in size M with PHALLOSAN® forte – M-sleeve condom
 2. c) Suction bell in size L with PHALLOSAN® forte – L-sleeve condom and assembled tension clip (3)
 3. Tension clip with tension spring attachment to adjust the intensity of the tension using a traffic light colour code system with adapter for the belt.
 - 4./5. Protector cap to protect glans against strong tension settings.
 6. Suction ball with 3-way valve
 7. Measuring template
- Instruction Guide
Traveller Bag with 4 extra sleeve condoms (1xS, 2xM, 1xL)

Preparation

1. Belt



Spread the orthopaedic PHALLOSAN® forte belt out in front of you and adjust it to its longest length using the buckle (B).

2. Selection of the suction bell/sleeve

Determine your correct suction bell size using the enclosed measuring template (7). Pull the flaccid penis away from your body and take measurement on the penis shaft.



The bell in size M (2c) is already connected to the sleeve size M (2c) and the tension clip with tension spring attachment in the set.

Should you require a different size, please remove the tension clip (3).

Now, please take your appropriate bell and adapt it using the suction ball; it only snaps into the position with the arrow symbol (↕). The appropriate sleeve (2) is slipped over the bead of the bell and the tension clip (3) is reattached.



When attaching to the bell, it must be observed that the bead of the bell snaps into the groove on the sleeve on the thick end of the sleeve. If the sleeve is pulled too far over the bead of the bell, the sleeve can rupture.





Top: Wrong, pulled too far over the bell and not powdered!

Bottom: Right and powdered.

Please observe that the sleeve loses its coating after several days. Therefore, you should purchase baby powder and apply this to the outer surface of the sleeve. It forms a protective coat, which protects the sleeve against friction, adhesion and tearing.

Clamp it the suction bell between your knees. With a slight pull, carefully roll the sleeve condom 0.40 inch to the edge of the suction bell and pull it behind the bead of the suction bell.

Please be careful and do not damage the sleeve with sharp fingernails or the like. Do not pull hard when rolling back.







Special features of the new PHALLOSAN® forte sleeves

The PHALLOSAN® forte sleeves consist of medical silicone, thus ruling out the risk of irritation or allergic reactions. This innovation not only offers you more comfort but also provides a uniquely snug fit around the penis. A part of it is approx. 3 mm thick, that is where it is attached to the bell; its thinnest area is 0.3 mm thick, to smoothly adapt to the shaft of your penis.

Your perfect suction bell is now ready for use!

3. Protector cap

Please remove the protector cap (4/5), which fits any penis size. Pull the protector cap apart using both hands and slip it over the glans. It should fit snugly.



After fitting the cap, it is important to make sure that as little air as possible remains at the tip of the glans. It can be helpful to slip the protector cap over the penis when the latter is in a slightly erected state. The protector cap should protect the glans against the effects of possible excess tension.

Experienced users can usually do away with the protector cap after a few weeks.

All necessary preparations for the application have now been completed.

Application:

1. Now, insert the penis including the protector cap into the suction bell and roll the sleeve back from the bead of the bell over the penis.



2. Turn the green protruding marker on the valve of the suction ball (6) to the suction symbol and press the suction ball several times with your fingers. By doing so, the glans is drawn further into the bell. The sleeve smoothly adapts to the shaft of the penis.



3. Now, turn the green protruding marker on the valve of the suction ball (6) to the lock symbol, to maintain the micro-vacuum.



4. Now, please take the belt previously spread out before you and slip the white foam-rubber ring (A) over the complete suction bell apparatus until it rests against the root of the penis.

5. Now, pull the end of the belt around your waist.

6. Turn the open end of the tension clip (3) towards your body and connect both eyelets (C).



7. Tighten the fit of the belt using the belt buckle (B) until you can feel that your penis is being stretched and the traffic light colour code system indicates green. Please make sure that the belt slants upwards in the groin area. To do this, pull the belt upwards around the buttocks towards the waist. If the belt slips to the fold of the buttocks, i.e. parallel to the penis, the tension will be further increase when sitting, which may be unpleasant.



8. You can now carry on with your everyday business or also wear PHALLOSAN® forte while sleeping, given that your blood circulation is not restricted at any time.

Ending the application

First, please take the belt off and turn the green valve of the suction ball to the arrow symbol. The vacuum escapes. Please roll the sleeve carefully back towards the hard plastic cup and remove the complete suction device. **Do not stretch the sleeve with your fingers, to remove the vacuum, as it will otherwise rip immediately!** It will be easily removed when simply rolling the sleeve upwards.

Special technical features

Put simply, this apparatus is a suction bell with a seal. Therefore, it is not important how far the sleeve reaches over the penis shaft. The sleeve is not designed to transmit force to the penis. This solely takes place by the micro-vacuum formed in the bell.

Should you feel that the vacuum has slightly decreased while wearing the apparatus and the glans has possibly slipped too far out of the bell, this can be the result of several factors. In any case, air is penetrating. This can take place via the penis shaft if pubic hair was not diligently removed or a sleeve, which is too wide, was selected.

As far as necessary, please remove possible pubic hair from the penis. This can be done by shaving or using a mild hair removal cream.

Remedy

Turn the green protruding marker on the valve of the suction ball away from the lock symbol to the suction symbol. In this manner, draw the glans back into the bell and close the valve by turning the green protruding marker back towards the lock symbol.

If the glans is still slipping out of the bell, the cause is definitely the sleeve, which is apparently too wide.

You have the option of adjusting this individually to your size and in doing so, achieving optimum efficiency. For example, if you feel that the M bell is the correct size but the sleeve is too large for the penis shaft, you can place the S sleeve on the M bell. You can do the same with the L bell and the M sleeve.

Under no circumstances can you place the S sleeve on the L bell. This can cause the material to rupture.

Instructions for care:

The sleeve can and should be detached from the bell and should be washed in lukewarm water for hygienic reasons.

Keep the sleeve rolled up until you need it again.

Please never forget to apply baby powder to the outside of the sleeve after use when rolled out.

The suction bell should also be cleaned daily as described above. Do not forget to remove the suction ball first by moving the green protruding marker on the valve of the suction ball towards the double arrow. Carefully pull the suction ball out of the suction bell. The suction ball may not come in contact with water or oil because the sensitive valves would then no longer function efficiently.

Step-by-step plan for the precise adjustment of the tension of the belt to the connective tissue of the penis.



Preamble:

The body's connective tissue depends on the respective hereditary disposition. Therefore, we developed a traffic light colour code system, to enable you to adjust the belt tension precisely to your type of connective tissue. In any case, please make sure that the tension is in the lower green range in the beginning. This will help you achieve optimum results for penis enlargement in length and width without any negative side-effects.

Day 1

Only set the tension in the lower green range and do not wear PHALLOSAN® for more than 1 hour. Remove the belt and turn the green protruding marker on the valve of the suction ball towards the arrow symbol. The vacuum escapes.

Carefully roll the sleeve back towards the glans and remove the suction bell apparatus.

Now, examine the point on the penis between the opening of the urethra and the frenulum on the underside of the glans. This is the most sensitive tissue on the penis. If it is reddened or swollen, the belt tension was too tight. Suspend the application for today. If you detect changes on the penis, do not begin application again until these have subsided.

Day 2 to 8

If you were able to wear PHALLOSAN® forte on the previous day without suffering from discoloration or swelling on the points in question, you can wear PHALLOSAN® one hour longer.

Extend the period of wear every day by one hour. After 8 days you will have adjusted to wearing the apparatus.

After the adjustment period PHALLOSAN® can also be worn at night. You will notice that you can feel nubs on both symbols for pumping and locking, which enables pumping or locking without having visual contact. The sleeve expands during night-time erections; circulation is not impeded, it is improved.

You will wear PHALLOSAN® forte with enthusiasm. Your penis can become measurably longer and thicker in only a few weeks. You will experience positive side effects such as a stronger sex drive and greater pleasure.

Period of application:

PHALLOSAN® should be worn 8–10 hours per day, 6 days a week, and at any time even longer!

Side effects/Precautions

PHALLOSAN® forte is used at your own risk however, it does not pose any risks if used according to the instructions. Particularly during the first weeks of application, excess tension on the penis should be avoided.

If swelling and/or blisters occur on the foreskin or on the glans, the belt will have been set too tight. It is imperative to discontinue use until the swelling or blisters have disappeared. Then set the tension somewhat looser. Please be patient, the success of the penis enlargement process can be compared to that of an orthodontic treatment. The continuity of elongation and not the amount of tension alone is a guarantee for successful results!

Occasionally you can feel pressure pain on the penis shaft; this can result from the bulging end of the sleeve resting on the silicone rubber-foam ring and therefore, cause pain.

Remedy:

Slightly roll the end of the sleeve back from the silicone rubber-foam ring; pressure pain will no longer occur.

You can also distribute the tension of the belt over the body, to reduce tension on the root of the penis. Take hold of the belt where the suction bell is connected to it and lead the tension around the body to relieve the root of the penis. It sounds complicated but it is not; the tension is now distributed throughout the entire area of the belt.

You should not wear PHALLOSAN® forte under the following circumstances:

After consuming alcohol, after taking drugs as well as painkillers, sleeping pills and tranquilizers because your natural perception of pain may be compromised and you may not be able to promptly react to pain. Avoid using PHALLOSAN® forte in the event of infections or open wounds on the penis.

How do I measure the exact increase in the length of my penis?

Please use a foot rule. A measuring tape is not suitable. Hold your penis in a flaccid state away

from your body (90 degrees). Position the foot rule on the side of your penis (as seen looking down). Press the rule against your pubic bone.

Important

Before beginning with the application, determine your exact body weight without clothing. In the event of a possible weight gain, a layer of fat forms – in particular – in the pubic area of the pubic hair around the penis. This layer of fat reduces the distance between the tip of the penis and the pubic bone, thus falsifying (shortening) the result. Physicians call this an abdominal apron.

Repeat orders

All parts for PHALLOSAN® forte can be reordered individually from us. Should you have any other questions or suggestions, feel free to contact our experts at any time free of charge. You merely have to pay the normal telephone charges. At all times, we reserve the right to make technical modifications, which we will also make available on the Internet at

www.phallosan.com
www.phallosan.co.uk

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

MODE D'EMPLOI

Félicitations pour l'achat de votre PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte est utilisé dans le monde entier depuis 18 ans. PHALLOSAN® forte peut être remboursé par les caisses d'assurance maladie sur ordonnance. Notre équipe d'urologues et de techniciens médicaux a développé le produit le plus efficace et le plus innovant à notre avis, PHALLOSAN® forte.

Applications:

- PHALLOSAN® forte est recommandé pour le traitement de
- » agrandissement du pénis – allongement du pénis
 - » Hypoplasie pénienne congénitale/acquise et Induratio penis plastica (IPP)
 - » Troubles de l'érection et de la puissance
 - » Traitement postopératoire des interventions sur la prostate
 - » Développement du tissu érectile pénien à tout âge

Contenu de l'emballage:

1. Ceinture élastique, qui se fixe autour de la taille, avec anneau en mousse (A), dans lequel le pénis est inséré jusqu'à sa base. Boucle coulissante (B), pour le réglage de longueur de la ceinture et adaptateur (C) pour relier la ceinture à la cloche d'aspiration.
2. a) Cloche d'aspiration taille S avec PHALLOSAN® forte – Préservatif à manchette S
2. b) Cloche d'aspiration taille M avec PHALLOSAN® forte – Préservatif à manchette M
2. c) Cloche d'aspiration taille L avec PHALLOSAN® forte – Préservatif à manchette L et patte de traction intégrée (3)
3. Patte de traction avec dispositif de réglage à ressorts pour ajuster la force de traction dans le système d'aspiration avec adaptateur pour la ceinture.
- 4./5. Capuchon de protection du gland, pour protéger celui-ci en cas de réglage de traction trop intense.
6. Pompe aspirante avec vanne 3 voies
7. Gabarit de mesure

Mode d'emploi

Sac de voyage avec 4 gratuit Préservatif à manchette (1xS,2xM,1xL)

Préparation à l'utilisation

1. Ceinture



Disposez la ceinture orthopédique PHALLOSAN® forte face à vous et réglez sa taille à la plus grande longueur au moyen de la boucle coulissante (B).

2. Choix de la cloche d'aspiration/du manchon d'étanchéité


À l'aide du gabarit de mesure (7) déterminez la taille de la cloche d'aspiration. Écartez le pénis du corps et mesurez la hampe du pénis flasque.



La cloche de taille M (2c) est déjà associée au manchon d'étanchéité de taille M (2c) et à la patte de traction dans le kit.

Si vous avez besoin d'une autre taille, enlevez la patte de traction (3).

Prenez la cloche d'aspiration correspondante et raccordez-la à la pompe d'aspiration, elle s'enclenche seulement en position avec le symbole flèche (↑). Le manchon d'étanchéité correspondant (2) doit recouvrir le bourrelet de la cloche puis remettre en place la patte de traction (3).



Lors de la mise en place, il faut impérativement s'assurer que le bourrelet de la cloche s'insère dans la rainure du manchon d'étanchéité à l'extrémité épaisse du manchon d'étanchéité. Si le manchon d'étanchéité est tiré plus loin que le bourrelet de la cloche, il peut se déchirer.





Haut: Faux, tiré trop loin sur la cloche et non poudré!

Bas: Correct, et poudré.

Veuillez noter que le manchon d'étanchéité perd son revêtement après quelques jours. Nous vous recommandons d'acheter du talc pour bébé et de l'appliquer sur la surface externe du manchon d'étanchéité. Il formera une couche protectrice, qui protège le manchon d'étanchéité contre les frottements, les adhérences et les déchirures.

Fixez la ventouse il entre vos genoux. Déroulez délicatement le manchon d'étanchéité 1 cm à manchon jusqu'au bord de la cloche d'aspira-

tion et tirez-le doucement par-dessus le bourrelet de la cloche. Faites attention de ne pas endommager le manchon d'étanchéité par exemple avec un angle. Ne pas tirer trop fort en déroulant.







Particularités des nouveaux manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte

Les manchons d'étanchéité PHALLOSAN® forte sont en silicone médical, ce qui exclut les irritations ou les réactions allergiques. Cette innovation vous offre un meilleur confort, le manchon d'étanchéité s'adapte parfaitement sur le pénis. Il a une épaisseur de 3 mm environ au niveau de la fixation sur la cloche, sa partie la plus fine fait 0,3 mm d'épaisseur, afin de bien mouler le pénis.

La cloche d'aspiration est maintenant prête à être posée!

3. Capuchon de protection

Prendre le capuchon de protection (4/5), adapté à toutes les tailles de pénis. Écartez le capuchon avec le pouce et l'index de chaque main et recouvrir le gland. Il doit être bien ajusté.



Important: après la mise en place du capuchon, il doit y avoir le moins d'air possible au bout du gland. Il est préférable de poser le capuchon sur le pénis légèrement en érection. Le capuchon protège le gland contre les effets secondaires d'une éventuelle traction trop forte.

Les utilisateurs expérimentés peuvent se passer du capuchon après quelques semaines.


Toutes les étapes de préparation à l'utilisation sont maintenant terminées.

Utilisation:

1. Insérer maintenant le pénis recouvert du capuchon de protection dans la cloche d'aspiration puis dérouler le manchon d'étanchéité du bourrelet de la cloche sur le pénis.



2. Tournez la marque verte de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) vers le symbole aspiration et activez la pompe d'aspiration, en la pressant plusieurs fois avec vos doigts. Le gland est aspiré plus loin dans la cloche. Le manchon d'étanchéité s'applique étroitement sur la hampe du pénis.



3. Placez maintenant le clapet vert de la vanne sur la pompe d'aspiration (6) sur le symbole verrou, pour maintenir le micro-vide.



4. Prendre la ceinture que vous avez préparée et passer l'anneau en mousse blanche (A) sur l'ensemble de la cloche d'aspiration jusqu'à atteindre la base du pénis.

5. Enrouler la ceinture sur vos hanches.

6. Tourner l'agrafe de la patte de fixation (3) avec sa partie ouverte vers votre corps et relier les deux anneaux (C).



7. Renforcez le serrage de la ceinture au moyen de la boucle à poussoir (B), jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement du pénis et que le voyant devienne vert. Veillez à placer la ceinture dans l'aine, en biais vers le haut. Tirer la ceinture en haut des fesses vers la taille. Si la ceinture se trouve près de la raie des fesses, la tension va augmenter en position assise, ce qui n'est pas souhaitable.



8. Vous pouvez maintenant vaquer à vos occupations quotidiennes ou même porter PHALLOSAN® forte pendant la nuit, car la circulation sanguine n'est à aucun moment entravée.

Fin de l'utilisation

Retirez la ceinture puis tournez la marque verte de la vanne sur la cloche d'aspiration en position flèche. Le vide s'arrête. **Veillez dérouler le manchon d'étanchéité avec douceur, en direction de la coupe en plastique dur, et enlever l'ensemble de l'appareil d'aspiration. Ne pas étirer le manchon d'étanchéité avec vos doigts pour éliminer le vide d'air, au risque de le déchirer immédiatement.** Roulez soigneusement le manchon d'étanchéité vers le gland et retirez le dispositif d'aspiration.

Spécificités techniques

D'un point de vue simplifié, il s'agit d'une cloche d'aspiration avec une étanchéité. Il n'est donc pas important de remonter le manchon d'étanchéité très haut sur la hampe pénienne. Le manchon d'étanchéité n'est pas conçu pour transférer la force vers le pénis. La force est uniquement transmise par le micro-vidé formé dans la cloche d'aspiration.

Si vous constatez que le vide semble fuir et que le gland glisse hors de la cloche d'aspiration, ceci peut avoir plusieurs causes. Dans tous les cas il y a une entrée d'air. Elle peut se produire au niveau de la hampe, si la pilosité intime n'a pas été soigneusement retirée, ou si un manchon d'étanchéité trop grand a été choisi.

Si nécessaire, enlevez les poils du pubis. Vous pouvez utiliser un rasoir ou une crème dépilatoire douce.

Remèdes

Tournez la marque verte de la vanne sur la cloche d'aspiration du symbole verrou vers le symbole aspiration.

Placez le gland dans la cloche et fermez le clapet en tournant la marque verte vers le symbole verrou.

Si le gland glisse encore hors de la cloche, la cause est très certainement la taille trop grande du manchon d'étanchéité.

Vous pouvez adapter la taille vous-même, afin d'atteindre une efficacité maximale. Si vous sentez par ex. la cloche de M à la bonne taille, mais que le manchon d'étanchéité est trop grand dur la hampe pénienne, vous pouvez utiliser le manchon d'étanchéité S sur la cloche M. Vous pouvez faire la même chose avec la cloche L et le manchon d'étanchéité M.

En aucun cas, vous ne devez utiliser le manchon d'étanchéité S sur la cloche L. La matière se déchirerait.

Entretien:


Le manchon d'étanchéité doit être enlevé de la cloche d'aspiration et pour des raisons d'hygiène, il faut le laver à la main avec de l'eau chaude et du savon.

Conservez le manchon d'étanchéité déroulé jusqu'à sa prochaine utilisation.

N'oubliez jamais de le saupoudrer de talc pour bébé après utilisation en position déroulée.

La cloche d'aspiration devrait également être nettoyée quotidiennement comme décrit ci-dessus. Enlever auparavant la pompe d'aspiration, en tournant la marque verte du clapet de la pompe vers la double flèche. Retirer délicatement la pompe de la cloche d'aspiration. La pompe ne doit jamais rentrer en contact avec l'eau ou les matières grasses, ce qui endommagerait les clapets fragiles.

Crans de réglage pour adapter précisément la force de traction de la ceinture sur le tissu conjonctif du pénis.



Avant-propos:

Le tissu conjonctif du corps dépend de la disposition héréditaire de chaque individu. Pour cela, nous avons développé un système de couleurs qui vous permet d'adapter parfaitement la tension de la ceinture à votre tissu conjonctif. Veillez dans tous les cas à maintenir la traction dans la zone verte. Vous atteindrez ainsi les meilleurs résultats d'agrandissement du pénis en longueur et en diamètre, sans effets secondaires.

1er jour

Régler la tension de ceinture dans la zone inférieure verte et portez PHALLOSAN® seulement 1 heure. Enlevez la ceinture et tournez la marque verte du clapet vers le symbole flèche. Le vide s'atténue.

Enroulez soigneusement le manchon d'étanchéité vers le gland et retirez la cloche d'aspiration.

Examinez maintenant la zone située entre l'ouverture de l'urètre et le frein du prépuce (Frenulum) à la partie inférieure du gland. Cette zone contient le tissu conjonctif le plus sensible du pénis. Si elle est rouge ou gonflée, la tension de la ceinture est trop forte. Arrêtez l'utilisation pour la journée. Si vous constatez des modifications sur le pénis, reprenez l'utilisation seulement après la disparition des symptômes.

2ème jour au 8ème jour

Si vous avez utilisé PHALLOSAN® forte la veille sans avoir de rougeur ni de gonflement de la zone décrite ci-dessus, vous pouvez porter PHALLOSAN® une heure de plus.

Augmentez la période d'utilisation d'une heure chaque jour. Après 8 jours l'habitude sera prise. PHALLOSAN® peut être aussi porté pendant

la nuit après la période d'adaptation. Vous remarquerez que des petites marques en relief sont placées près des symboles d'aspiration et de verrouillage, afin de permettre l'utilisation sans contact visuel. Le manchon d'étanchéité s'étire dans le cas d'une érection nocturne, la circulation sanguine n'est pas entravée, mais elle est améliorée.

Vous porterez PHALLOSAN® forte avec enthousiasme, votre pénis va augmenter en longueur et en volume au cours des semaines. Vous ressentirez des effets secondaires positifs, tels qu'une augmentation du désir et du plaisir sexuel.

Durée d'utilisation:

PHALLOSAN® devrait être porté 8 à 10 h par jour, 6 jours par semaine, voire plus longtemps!

Effets secondaires/ Précautions d'utilisation

Vous utilisez PHALLOSAN® forte à vos risques et périls, cependant en respectant le mode d'emploi vous ne courez aucun danger. Il faut en particulier éviter l'excès de tension sur le pénis pendant les premières semaines d'utilisation.

Si un gonflement et/ou des cloques apparaissent sur le prépuce ou sur le gland, la tension de la ceinture est trop forte. Arrêtez l'utilisation jusqu'à la disparition des rougeurs ou des cloques. Réglez la tension moins forte. Veuillez SVP être patient, le succès du processus est comparable à un alignement dentaire. La continuité de l'allongement est le garant de la réussite, non pas la force de traction! Si vous ressentez parfois une douleur de la hampe due à la pression, il est probable que la partie renflée du manchon d'étanchéité repose sur l'anneau en silicone et provoque une douleur.

Remède:

Roulez l'extrémité du manchon d'étanchéité hors de l'anneau en silicone, la douleur causée par la pression devrait disparaître.

Vous pouvez aussi répartir la tension de la ceinture sur le corps, afin de réduire la traction de la base du pénis. Entourez la ceinture à l'endroit de la liaison avec la cloche et passez la ceinture autour du corps pour soulager la base du pénis. Cela semble compliqué, mais ne l'est pas en réalité, la tension se répartit dans l'ensemble de la ceinture.

Ne portez pas PHALLOSAN® forte dans les circonstances suivantes:

Après la consommation d'alcool, la prise de drogues ou de médicaments antidouleur, somnifères ou tranquillisants, car cela pourrait modifier la perception de la douleur et vous empêcher de réagir à temps. Renoncez à l'utilisation de PHALLOSAN® forte en cas d'infection ou de plaie ouverte du pénis.

Comment puis-je mesurer l'augmentation exacte de la longueur de mon pénis?

Utilisez une règle ou un mètre pliant. Un mètre souple ou à enrouleur n'est pas adapté. Maintenez le pénis flasque perpendiculairement à votre corps (90 degrés). placez la règle sur le côté du pénis vu de haut. Appuyez la règle contre l'os pubien.

Important

Au début du traitement, vous devez mesurer votre poids corporel exact sans vêtements. En cas de prise de poids éventuelle, une couche de graisse se forme particulièrement dans la zone pubienne et du pénis. Cette couche adipeuse réduit la distance entre le bout du pénis et l'os pubien et fausse (diminue) le résultat de la mesure. Les médecins appellent cela un tablier abdominal.

Commandes d'appoint

Toutes les pièces de PHALLOSAN® forte peuvent être commandées individuellement. Pour toute question ou suggestion, nos experts sont à votre disposition à tout moment et gratuitement, au tarif téléphonique en vigueur.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques, qui seront publiées sur internet

www.phallosan.fr

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

INSTRUCCIONES DE USO

PHALLOSAN® forte se viene empleando con éxito en todo el mundo desde hace 18 años. Además, PHALLOSAN® forte ya se puede adquirir con receta en algunos países, en los que está autorizado por los seguros médicos. Nuestro equipo de urólogos y expertos en medicina técnica ha desarrollado un producto que en nuestra opinión es el más eficaz e innovador de su clase: PHALLOSAN® forte.

Indicaciones de uso:

PHALLOSAN® forte está recomendado para los siguientes tratamientos:

- » Agrandamiento y/o alargamiento del pene
- » Desviación congénita y adquirida del pene o induración plástica del pene (IPP)
- » Problemas de impotencia o disfunción eréctil
- » Postratamiento después de una operación de próstata
- » Entrenamiento del tejido eréctil del pene a cualquier edad


Contenido:

1. Cinturón elástico para colocárselo rodeando la cintura. Incluye una arandela de gomaespuma (A) en la que se introduce el pene hasta la base, así como una hebilla deslizante (B) para regular la longitud del cinturón y un adaptador (C) para unir el cinturón a la campana succionadora.
 2. a) Campana succionadora de la talla S con condón PHALLOSAN® forte de la talla S.
 2. b) Campana succionadora de la talla M con condón PHALLOSAN® forte de la talla M
 2. c) Campana succionadora de la talla L con condón PHALLOSAN® forte de la talla S, Y tirador integrado (3)
 3. Tirador con resorte tensor para regular la tensión en el sistema de control tipo semáforo y adaptador para el cinturón.
 - 4./5. Capuchón protector para proteger el glande de una tensión excesiva.
 6. Bomba succionadora con válvula de 3 vías
 7. Plantilla de medición
- Instrucciones de uso
bolsa de viaje con 4 condones (1xS,2xM,1xL)



Preparativos

1. Cinturón



Extienda el cinturón ortopédico PHALLOSAN® forte ante usted y desplace la hebilla deslizante (B) de tal forma que el cinturón quede lo más largo posible.

2. Selección de la campana succionadora y del manguito de estanqueidad

Utilice la plantilla de medición (7) adjunta para elegir la talla de campana succionadora más adecuada. Para ello, separe del cuerpo el pene en estado no erecto y mida el su grosor con la plantilla de medición.



La campana de la talla M (2c) va ya unida al manguito de la talla M (2c) y al tirador con resorte.

En el caso de que no coincidiera con su talla, retire el tirador (3).

Tome entonces la campana adecuada y adáptela con la bomba succionadora de forma que quede encajada en la posición marcada con el símbolo de la flecha (↓). Entonces, coloque el manguito (2) adecuado sobre la protuberancia de la campana y vuelva a colocar el tirador (3).



A la hora de colocar el manguito en la campana, es muy importante que la protuberancia de la campana quede encajada en la ranura del extremo grueso del manguito, ya que el manguito puede llegar a romperse si se estira más allá de esta protuberancia.





Arriba: posición incorrecta, el manguito se ha estirado muy por encima de la protuberancia de la campana y, además, no se ha empolvado con polvos de talco.

Abajo: posición correcta, además, el manguito está empolvado con polvos de talco.

Tenga en cuenta que el manguito pierde su revestimiento a los pocos días de uso. Por eso, es necesario que empolve su cara exterior con polvos de talco, ya que así se forma una capa protectora que evita que el manguito se desgaste, se pegue a la piel o se rompa.

Sujete que la campana de succión entre las rodillas. Baje el manguito 1 cm enrollándolo cui-

dadosamente el borde de la campana y engánchelo por detrás de la protuberancia de la campana. Hágalo con mucho cuidado procurando no dañar el manguito, por ejemplo, por tener las uñas muy afiladas, y no tire mucho de él al bajarlo.





Características de los nuevos manguitos de estanqueidad PHALLOSAN® forte

Los manguitos PHALLOSAN® forte están fabricados con silicona médica, por lo que no provocan irritaciones ni reacciones alérgicas. Esta innovación no solo le ofrece una mayor comodidad, sino que hace que el manguito se amolde perfectamente al pene. Los manguitos PHALLOSAN® forte poseen un extremo más grueso de unos 3 mm de grosor, que es por donde se engancha a la campana, y otro extremo más fino de 0,3 mm de grosor que se adapta perfectamente al cuerpo del pene.

Ahora, la campana succionadora ya está lista para ser usada.

3. Capuchón protector

Tome el capuchón protector (4/5) que más se adecúe al tamaño de su pene, separe los lados del capuchón con el dedo pulgar y el dedo índice de las dos manos y colóquelo sobre el glande. El capuchón protector debe quedar bien encajado al glande.



Después de colocar el capuchón protector, es muy importante comprobar que apenas quede

aire en la punta del glande. Por eso, es aconsejable colocar el capuchón en el pene ligeramente erecto. La función del capuchón protector es proteger el glande de un estiramiento excesivo. Ahora bien, los usuarios más experimentados pueden prescindir de este capuchón protector después de llevar PHALLOSAN® forte durante algunas semanas.

Ahora, ya se ha concluido todos los preparativos necesarios antes de ponerse PHALLOSAN® forte y comenzar con el tratamiento.

Tratamiento:

1. Introduzca ahora el pene junto con el capuchón protector en la campana y suba el manguito desde la protuberancia de la campana hasta cubrir todo el pene.



2. Gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo de succión y active la bomba succionadora presionando varias veces sobre ella con el dedo. Esto hace que el glande se adentre más en la campana, mientras que el manguito, por su parte, se adapta suavemente al contorno del pene.



3. Gire ahora la punta verde de la válvula de la bomba succionadora (6) hacia el símbolo del candado para mantener así el microvacío.




4. Tome ahora el cinturón extendido ante usted y pase la arandela blanca de gomaespuma (A) por toda la campana succionadora hasta llegar a la base del pene.
5. Lleve ahora el extremo del cinturón a la cadera rodeando la cintura.
6. Gire el pasador del tirador (3) con su extremo abierto mirando hacia el cuerpo y, después,

una los dos ojales (C).



7. Tense el cinturón con la ayuda de la hebilla deslizante (B) hasta que note que el pene está tenso y se encienda la luz verde del semáforo de control, teniendo en cuenta que, en la zona de la ingle, el cinturón tiene que ir hacia arriba en oblicua. Para eso, desde las nalgas, tire del cinturón hacia arriba en dirección a la cintura, ya que si el cinturón se queda a la altura del pliegue de las nalgas, aumenta la tirantez al estar sentado.



8. Usted puede llevar su vida diaria de forma completamente normal e incluso llevar también puesto PHALLOSAN® forte por las noches, ya que no obstaculiza en absoluto la circulación sanguínea.

Finalización del tratamiento

Primero, quítese el cinturón y gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora hacia el símbolo de la flecha. Esto hace que desaparezca el vacío. **Por favor, enrolle la funda con cuidado hacia atrás hacia la copa de plástico duro y retire todo el aparato de succión. No estire el manguito con los dedos para eliminar el vacío ya que se rasgará de inmediato.** Después, baje el manguito hacia el glande cuidadosamente y quite la campana.

Observaciones técnicas

Tenga en cuenta que este dispositivo es, a fin de cuentas, una campana succionadora con una junta aislante. Por eso, no es tan importante hasta dónde llega el manguito. De hecho, este manguito no está diseñado para transmitir la fuerza al pene, sino que la fuerza se transmite exclusivamente mediante el microvacío que se forma en la campana.

En caso de que mientras lleva puesto PHALLOSAN® forte notara que se ha perdido algo de vacío o que el glande se ha salido un poco de la campana, esto se puede deber a varias razones, pero en cualquier caso está entrando aire, quizás a través del pene, ya sea porque el vello de esta zona no se depiló lo suficientemente bien o porque se eligió un manguito demasiado ancho.

Por eso, es aconsejable quitar el vello de esta zona, ya sea afeitándolo o depilándolo con una crema depilatoria suave.

Consejo

Gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora desde el símbolo del candado hacia el símbolo de succión. Succione, entonces, el glande hacia la campana y cierre la válvula volviendo a girar la punta verde hacia el símbolo del candado.

En caso de que el glande se vuelva a salir de la campana, es evidente que la causa se debe a que el manguito es demasiado ancho.

El manguito se puede regular para adaptarlo al tamaño de su pene y lograr así la máxima eficacia con el tratamiento. Por ejemplo, si usted nota que la campana de la talla M es la adecuada, pero el manguito es demasiado grande para el contorno del pene, entonces, puede utilizar el manguito de la talla S con la campana de la talla M. Asimismo, también puede combinar la campana de la talla L con el manguito de la talla M.

Lo que no puede hacer en ningún caso es utilizar el manguito de la talla S con la campana de la talla L, ya que el manguito se romperá.


Instrucciones de mantenimiento:

El manguito puede y debe sacarse de la campana y, por motivos higiénicos, debe lavarse con jabón y agua templada. Conserve el manguito desenrollado hasta que vuelva a utilizarlo y no se olvide nunca de empolverar con polvos de talco la cara externa del manguito enrollado después de usarlo.

La campana succionadora también tiene que lavarla tal y como se describe arriba. Para ello, retire primero la bomba succionadora girando la punta verde de la válvula hacia el símbolo de la flecha doble y saque con cuidado la bomba succionadora de la campana. Tenga en

cuenta que la bomba succionadora no puede entrar en contacto con agua o con grasa, ya que, de lo contrario, las válvulas dejarían de funcionar correctamente.

Plan de adaptación para regular con precisión la fuerza de tracción del cinturón sobre el tejido conjuntivo del pene.



Introducción:

El tejido conjuntivo del cuerpo humano está influido por la genética de cada uno. Por eso, nosotros hemos desarrollado un sistema de control de tipo semáforo que hace posible adaptar con precisión la fuerza de tracción del cinturón hacia el tejido conjuntivo de su pene. Por ello, en cualquier caso, tiene que tener siempre en cuenta que, al principio, la fuerza de tracción del cinturón debe estar siempre en la zona de la luz verde, ya que solo de esta forma podrá obtener unos resultados óptimos en el aumento y el alargamiento de su pene sin sufrir ningún efecto secundario adverso.

1º día

Regule la fuerza de tracción del cinturón manteniéndose siempre en la zona de la luz verde y lleve PHALLOSAN® durante solo 1 hora. Entonces, quítese el cinturón y gire la punta verde de la válvula de la bomba succionadora hacia el símbolo de la flecha para que salga el vacío.

A continuación, enrolle cuidadosamente el manguito en dirección al glande y retire la campana.

Controle la zona del pene que está situada entre el orificio de la uretra y el frenillo del prepucio en la parte inferior del glande. Esta parte es la zona más sensible de pene. Por eso, si ve que esta zona está enrojecida o inflamada, es que la fuerza de tracción del cinturón era excesiva, por lo que se recomienda finalizar el tratamiento por este día. Asimismo, en el caso de que notara algún cambio significativo en el pene, no vuelva a retomar el tratamiento hasta que todo haya vuelto a la normalidad.

Entre el 2º y el 8º día

Si el primer día del tratamiento ha podido llevar PHALLOSAN® forte sin que la zona descrita se haya enrojecido o inflamado, entonces, el 2º día puede llevar PHALLOSAN® forte una hora más.

A partir de ahora, lleve PHALLOSAN® forte una hora más por cada día transcurrido y a los 8 días puede dar por finalizada la fase de adaptación.

Después de la fase de adaptación, PHALLOSAN® se puede empezar a llevar también por las noches. Fíjese en que, en los dos símbolos para abrir y cerrar la bomba, hay unos puntitos que permiten abrir y cerrar la bomba sin mantener ningún contacto visual. Por otra parte, el manguito se extiende ante cualquier erección nocturna, por lo que no se obstaculiza la circulación sanguínea, sino que la mejora.

Ya verá cómo le gusta llevar PHALLOSAN® forte, y es que a las pocas semanas de uso ya podrá notar cómo el pene va aumentando de largo y de grosor. Y no solo eso: también podrá disfrutar de otros efectos positivos como lo es el aumento del deseo sexual.

Duración del tratamiento:

PHALLOSAN® debe ser llevado entre 8 y 10 horas diarias durante 6 días a la semana, aunque también puede ser llevado durante más tiempo.

Efectos secundarios y precauciones

El tratamiento con PHALLOSAN® forte se sigue por propia cuenta y riesgo. No obstante, si se siguen las instrucciones de uso, es un tratamiento que no conlleva riesgo alguno, siempre y cuando se tenga muy en cuenta que no se debe ejercer demasiada tracción sobre el pene, sobre todo, durante las primeras semanas del tratamiento.

Si aparecen zonas inflamadas y/o ampollas en el prepucio o en el glande, es que el cinturón está demasiado tenso. En ese caso, es necesario interrumpir temporalmente el tratamiento hasta que la inflamación o las ampollas hayan desaparecido y, cuando vuelva a retomar el tratamiento, no tense tanto el cinturón. Sea paciente, puesto que el éxito de este tratamiento, al igual que en un tratamiento de corrección de mandíbula, está en la constancia y, de hecho, aquí el éxito radica, más que en la fuerza de

tracción del cinturón, en la continuidad de la tracción. Puede ser que en alguna ocasión note dolor o una presión en el cuerpo del pene. Esto se puede deber a que el extremo grueso del manguito está sobre la arandela de gomaespuma y desencadena ese dolor.

Consejo:

En ese caso, retire el extremo del manguito de la arandela de silicona enrollándolo un poco y ya verá cómo este dolor desaparece.

También puede distribuir por todo el cuerpo la fuerza de tracción que ejerce el cinturón para reducir así la tracción que se ejerce sobre la base del pene. Para ello, tome el cinturón desde la zona que lo une a la campana y rodee el cuerpo con él para aliviar así la base del pene. Parece complicado, pero no lo es y, de esta manera se puede distribuir la fuerza de tracción por todo el cuerpo.

No lleve nunca PHALLOSAN® forte en las siguientes situaciones:

Después de haber ingerido alcohol, drogas o analgésicos, ya que esto puede influir en la percepción del dolor y evitar que se pueda reaccionar pronto a cualquier dolor provocado por una excesiva tracción del cinturón hacia el pene. Asimismo, tampoco se debe llevar PHALLOSAN® forte cuando existen infecciones o heridas abiertas en el pene.

¿Cómo puedo medir con precisión el aumento del pene?

Para ello, es recomendable utilizar un metro plegable, no una cinta métrica. Separe del cuerpo el pene en estado no erecto y manténgalo en posición recta a 90º con relación al cuerpo. Entonces, apoye el metro plegable en el pene lateralmente visto desde arriba y empuje el metro plegable hacia el pubis.

¡Importante!

Pésese desnudo antes de iniciar el tratamiento para saber lo que pesa exactamente, ya que un eventual aumento de peso haría que se formara una capa de grasa en la zona del vello púbico rodea el pene y esta capa de grasa acorta la distancia entre la punta del pene y el pubis, falseando (reduciendo) el resultado. Esta capa de grasa se conoce en medicina como epiplón o „delantal de grasa“.

Pedidos

Todas las piezas de PHALLOSAN® forte pueden adquirirse en cualquier momento en unidades sueltas. Ante cualquier pregunta o consulta, puede dirigirse a nuestros expertos llamando por teléfono a una línea regular que no conlleva recargo alguno.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento. Cualquier modificación será publicada también en las siguientes direcciones de Internet:

www.phallosan.es

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

ISTRUZIONI PER L'USO

Congratulazioni per l'acquisto del suo PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte viene utilizzato con successo in tutto il mondo da 18 anni. PHALLOSAN® forte viene rimborsato con ricetta dalle casse di assicurazione malattia. Il nostro team di urologi e tecnici medici ha sviluppato il prodotto che, dal nostro punto di vista, è il più efficace e innovativo nel suo genere: PHALLOSAN® forte.

Settori d'uso:

- PHALLOSAN® forte è consigliato per il trattamento di
- » Ingrossamento-allungamento del pene
 - » Pene curvo congenito/ereditario e induratio penis plastica (IPP)
 - » Disturbi erettili e impotenza
 - » Trattamento post-operatorio in seguito a operazione alla prostata
 - » Esercizi per i corpi cavernosi del pene a qualsiasi età

Contenuto della confezione:

1. Cintura elastica da passare intorno alla vita, inclusi Anello in materiale espanso (A), in cui viene inserito il pene fino alla base. Fibbia scorrevole (B) con cui potete regolare la lunghezza della cintura, e adattatore (C) sulla cintura, che viene collegato con l'unità della capsula di aspirazione.
2. a) Campana di aspirazione di misura S con preservativo isolante S PHALLOSAN® forte
2. b) Campana di aspirazione di misura M con preservativo isolante M PHALLOSAN® forte
2. c) Campana di aspirazione di misura L con preservativo isolante L PHALLOSAN® forte e forcella di trazione (3)
3. Forcella di trazione con dispositivo a molla per la regolazione della forza di trazione nel sistema di regolazione con adattatore per la cintura.
- 4./5. Calotta protettiva per il glande, per proteggerlo in caso di regolazione eccessiva della trazione.
6. Pompa di aspirazione con triplo distributore
7. Sagoma di misurazione

Istruzioni per l'uso

Borsa da viaggio

Preparazione all'uso

1. Cintura



Stendete la cintura ortopedica PHALLOSAN® forte davanti a voi e regolatela con la fibbia scorrevole (B) sulla parte più lunga.

2. Selezione della campana di aspirazione/del manicotto di tenuta

Con la sagoma di misurazione (7) determinate la misura della campana di aspirazione adatta a voi. Allontanate il pene non eretto dal corpo e misurate il tronco del pene.



La campana di misura M (2c) è già collegata nel kit al manicotto di tenuta di misura M (2c) e alla forcella di trazione con dispositivo a molla di trazione.

Nel caso in cui abbiate bisogno di un'altra misura, rimuovete la forcella di trazione (3).

Prendete ora la campana adatta a voi e adattatela alla pompa di aspirazione, che scatta solo nella posizione con il simbolo della freccia (↓). Il manicotto di tenuta adatto (2) viene ripiegato sul rigonfiamento della campana e la forcella di trazione (3) viene rimontata.



Fare grande attenzione a che il rigonfiamento della campana si innesti nella scanalatura del manicotto di tenuta nella parte più grossa del manicotto. Se il manicotto di tenuta viene tirato troppo sul rigonfiamento della campana, si romperà.





Sopra: Sbagliato: tirato troppo sulla campana e senza talco!

Sotto: Posizione giusta, e con talco.

Fare attenzione: dopo alcuni giorni il manicotto di tenuta perde il suo strato esterno. Per questo motivo dovete procurarvi del talco per bambini e applicarlo sulla superficie esterna del manicotto di tenuta. Si crea uno strato protettivo, che protegge il manicotto di tenuta da attrito, adesioni esterne e strappi.

Bloccare la campana di aspirazione tra le ginocchia. Con attenzione fate scorrere con una leggera trazione il manicotto 1 cm isolante fino al bordo della campana di aspirazione, e

infilatelo dietro il rigonfiamento della campana. Fate attenzione a non danneggiare il manicotto di tenuta con unghie aguzze o simili. Nello srotolare il manicotto non tirate con troppa forza.






Caratteristiche dei nuovi manicotti di tenuta PHALLOSAN®

I manicotti di tenuta PHALLOSAN® forte sono composti da silicone medico, per escludere irritazioni o reazione allergica. Questa innovazione non solo vi offre un miglior comfort: il manicotto aderisce perfettamente al membro. In un punto è spesso circa 3 mm: lì viene applicato alla campana; nel punto più sottile misura 0,3 mm di spessore, per potere aderire in modo delicato al tronco del pene.

La campana di aspirazione perfetta per voi è pronta per l'uso!

3. Calotta protettiva

Rimuovete la calotta protettiva (4/5), adatta per qualsiasi misura del pene. Tiratela con i pollici e gli indici di entrambe le mani e infilatela sul glande. Deve aderire in modo stretto.



È importante che dopo aver applicato la calotta ci sia sulla punta del glande la minor quantità possibile di aria. È di aiuto applicare la calotta protettiva quando il pene è leggermente eretto. La calotta protettiva deve proteggere il glande dagli effetti indesiderati di una possibile situazione di eccessiva trazione. Gli utenti esperti,

dopo qualche settimana, possono anche fare a meno della calotta protettiva.

Tutti i preparativi per l'utilizzo sono stati ora completati.

Utilizzo:

1. Inserite ora il pene, con la calotta protettiva, nella campana di aspirazione, e srotolate il manicotto di tenuta sul pene partendo dal rigonfiamento della campana.



2. Girate il nottolino della valvola sulla pompa di aspirazione (6) sul simbolo di aspirazione e attivate la pompa di aspirazione schiacciandola ripetutamente con le dita. In tal modo il glande viene aspirato ancora più a fondo nella campana. Il manicotto di tenuta aderisce morbidamente al tronco del pene.



3. Impostate ora il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione (6) sul simbolo di chiusura per mantenere correttamente la situazione sottovuoto.



4. Prendete ora la cintura che avete già steso davanti a voi e infilate l'anello bianco in materiale espanso (A) sull'intero dispositivo della campana di aspirazione fino a fargli raggiungere la base del pene.

5. Passate ora l'estremità della cintura intorno ai fianchi.

6. Girate ora la clip della forcella di trazione (3) con l'estremità aperta verso il corpo, e collegate i due occhielli (C).



7. Aumentate la tensione della cintura con l'aiuto della fibbia scorrevole (b) fino a quando sentite che il pene viene allungato e il sistema di segnalazione indica verde. Fate in modo che la cintura passi sull'inguine diagonalmente verso l'alto. A tal fine tirate la cintura da dietro verso l'alto in direzione della vita. Se la cintura rimane all'altezza del solco intergluteo, quando vi sedete la forza di trazione aumenterà: cosa che non deve succedere.



8. Ora potete dedicarvi normalmente alle vostre attività quotidiane, oppure indossare PHALLOSAN® forte anche durante il sonno, poiché la circolazione del sangue non subisce mai nessuna costrizione.

Terminare l'utilizzo

Toglietevi prima la cintura e ruotate il nottolino verde della ventola della pompa aspirante sul simbolo della freccia. Si elimina lo stato sotto vuoto. **Rimuovere attentamente il guanto arrotolandolo all'indietro verso la coppetta in plastica dura ed estrarre completamente il dispositivo. Non allargare il guanto con le dita per rimuovere il vuoto d'aria; in caso contrario si strapperebbe immediatamente.** Con attenzione riarrotolate il manicotto di tenuta verso il glande e rimuovete il dispositivo della campana di aspirazione.

Caratteristiche tecniche

Vi preghiamo di tenere a mente che si tratta, in modo semplificato, di una campana di aspirazione con tenuta isolante. Quindi non è importante il punto che il manicotto di tenuta raggiunge sul tronco del pene. Il manicotto di tenuta non è fatto per trasmettere la trazione al pene: la trasmissione della forza di trazione avviene esclusivamente attraverso il sottovuoto che si crea nella campana.

Se indossando il dispositivo doveste notare che il sottovuoto diminuisce leggermente e il glande, eventualmente, si sposta troppo all'interno della campana, ciò può avere diverse cause. In

qualsiasi caso significa che sta entrando dell'aria. Ciò può avvenire dal tronco del pene, se i peli pubici non sono stati rimossi con attenzione, oppure se si è scelto un manicotto di tenuta troppo grande.

Se necessario rimuovete gli eventuali peli pubici dal pene. Potete farlo utilizzando un rasoio o con una crema depilatoria delicata.

Rimedio

Girate il nottolino verde della valvola della pompa di aspirazione dal simbolo di chiusura a quello di aspirazione.

Aspirate così nuovamente il glande nella campana e chiudete la ventola ruotando nuovamente il nottolino verde in direzione del simbolo di chiusura.

Se il glande continua a scivolare dalla campana, la causa è chiaramente il manicotto di tenuta troppo grande.

Avete la possibilità di adattarli autonomamente alla vostra misura, al fine di ottenere la massima efficienza. Se per esempio sentite che la campana M è della giusta misura per voi, ma che il manicotto di tenuta M è troppo largo sul pene, potete fissare il manicotto di tenuta S sulla campana M. Potete fare lo stesso con la campana L e il manicotto di tenuta M.

Evitate assolutamente di mettere il manicotto di tenuta S sulla campana L. Il materiale si strapperebbe.

Indicazioni per la manutenzione:

Il manicotto di tenuta può e deve essere rimosso dalla campana, e per motivi igienici deve essere lavato a mano con acqua tiepida e sapone.

Conservate il manicotto di tenuta srotolato fino al nuovo utilizzo.

Non dimenticate mai di polverizzare con borotalco il manicotto di tenuta srotolato dopo averlo usato.

Anche la campana di aspirazione deve essere pulita giornalmente come descritto sopra. Rimuovete però come prima cosa la pompa di aspirazione muovendo il nottolino verde della valvola della pompa in direzione della doppia freccia. Tirando con attenzione, rimuovete la pompa aspirante dalla campana di aspirazione. La pompa aspirante non deve venire in contatto

con acqua o grasso, perché altrimenti le valvole, che sono sensibili, non funzionano più liberamente.

Piano graduale per adattare con esattezza l'intensità di trazione della cintura al tessuto connettivo del pene.



Premessa:

Il tessuto connettivo del corpo dipende dalla disposizione ereditaria di ciascuno. Per questo motivo abbiamo sviluppato un sistema di regolazione che vi permette di adattare perfettamente la tensione della cintura al vostro tessuto connettivo. Fate comunque attenzione, all'inizio, a mantenere l'intensità di trazione nel settore inferiore verde. In tal modo otterrete i risultati ottimali di un ingrossamento del pene in lunghezza e circonferenza, senza effetti collaterali.

1. Giorno

Impostate la tensione di trazione solo nel settore inferiore verde e indossate PHALLOSAN® solo per un'ora. Toglietevi prima la cintura e ruotate il nottolino verde della ventola della pompa aspirante sul simbolo della freccia. Si elimina lo stato sotto vuoto.

Con attenzione riarrotolate il manicotto di tenuta verso il glande e rimuovete il dispositivo della campana di aspirazione.

Valutate ora la zona intorno al pene tra l'uretra e quel sottile lembo del prepuzio (frenulo) che si trova nella parte inferiore del glande. Questa zona è il punto del pene in cui il tessuto è più sensibile. Se questa zona è arrossata o si è gonfiata, la tensione della cintura era troppo forte. Per questa giornata interrompete l'utilizzo. Nel caso in cui abbiate rilevato cambiamenti nel pene, ricominciate con l'uso solo quando questi cambiamenti sono rientrati.

2. Dal 2° all'8° giorno Giorno

Se il giorno precedente avete potuto indossare PHALLOSAN® forte senza subire arrossamenti o rigonfiamento nella zona descritta, potete indossare PHALLOSAN® per un'ora in più.

Ogni giorno prolungate di un'ora il periodo in cui lo indossate. Dopo 8 giorni il periodo di adattamento è concluso.

Dopo la fase di adattamento PHALLOSAN® può essere indossato anche di notte. Noterete che su entrambi i simboli per pompare e chiudere sono applicati due nottolini in rilievo, per poter pompare o chiudere anche senza vedere il dispositivo. Il manicotto di tenuta si allunga in caso di erezione notturna: l'irrorazione sanguigna non viene impedita, quanto invece migliorata.

Sarete entusiasti di indossare PHALLOSAN® forte: in poche settimane il pene può diventare più lungo, tanto da poter misurare la differenza, e aumentare la circonferenza. Sentirete effetti secondari positivi, come maggior impulso e desiderio sessuale.

Durata dell'utilizzo:

PHALLOSAN® deve essere indossato giornalmente 8-10 ore al giorno, sei giorni alla settimana, a volte anche più a lungo!

Effetti indesiderati/misure precauzionali

L'utilizzo di PHALLOSAN® forte avviene a proprio rischio, ma non è pericoloso se ci si attiene alle istruzioni per l'uso. Bisogna comunque evitare, in particolare nelle prime settimane di utilizzo, di applicare eccessiva trazione al pene.

In caso di rigonfiamenti e/o vesciche sul prepuzio o sul glande, significa che la tensione della cintura è eccessiva. Dovete sospendere immediatamente, fino a quando il gonfiore o le vesciche non guariscono. In seguito impostate una trazione leggermente inferiore. Abbiate un po' di pazienza: il procedimento, per il successo di utilizzo, può essere paragonato a un allineamento ortodontico: non solo la forza di trazione, ma anche la continuità della tensione sono garanzia di successo! A volte potreste sentire un dolore alla pressione sul tronco del pene: ciò può essere causato dal fatto che il rigonfiamento del manicotto di tenuta appoggia sull'anello di schiuma di silicone, provocando dolore.

Rimedio:

Arrotolate una parte dell'estremità del manicotto di tenuta liberando l'anello di schiuma di silicone: il dolore alla pressione scomparirà.

Potete anche distribuire la tensione di trazione della cintura sul corpo, per ridurre la tensione alla base del pene. Afferrate la cintura nell'area di collegamento alla campana di aspirazione, e indirizzate la tensione di trazione intorno al corpo per alleggerire la base del pene. Sembra complicato, ma non lo è: la tensione di trazione si distribuisce sull'intera area della cintura.

Nelle seguenti situazioni non dovete indossare PHALLOSAN® forte:

Dopo consumo di alcol, droghe e farmaci antidolorifici, sonniferi e tranquillanti, perché la naturale percezione del dolore può essere influenzata da queste sostanze, e voi potreste non reagire tempestivamente ai dolori. Evitate l'utilizzo di PHALLOSAN® forte in caso di infezioni o ferite vive sul pene.

Come misuro esattamente l'incremento di lunghezza del pene?

Utilizzate un metro pieghevole. Un metro a nastro non è adatto. Tenete il pene non eretto perpendicolarmente al corpo (90 gradi). Guardando dall'alto, mettete il metro pieghevole di fianco al pene. Premete il metro pieghevole contro il pube.

Importante

All'inizio dell'uso misurate il vostro peso esatto senza vestiti. Quando si ingrassa, nella zona pubica, in particolare nell'area pelosa intorno al pene, si crea uno strato di grasso. Questo strato di grasso accorcia la distanza della punta del pene dal pube, e altera (accorciandolo) la misurazione. I medici chiamano questo fenomeno addome pendulo.

Ordini supplementari

Tutte le parti di PHALLOSAN® forte possono essere ordinate singolarmente qui da noi. In caso di ulteriori domande o curiosità, i nostri esperti sono a vostra disposizione gratuitamente per telefono, alle normali tariffe telefoniche.

Riserva di modifiche tecniche, che pubblichiamo anche sui siti web

www.phallosan.it

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

INSTRUÇÕES DE USO

Parabéns pela compra do seu PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte é utilizado em todo o mundo com sucesso há 18 anos. PHALLOSAN® forte já é distribuído com receita pelos planos de saúde. Nossa equipe de urólogos e técnicos em medicina desenvolveram o que consideramos ser o produto mais efetivo e inovador deste tipo, PHALLOSAN® forte.

Aplicações:

PHALLOSAN® forte é recomendado para o tratamento para:

- » aumento e engrossamento do pênis
- » Encurvamento peniano de nascença/adquirido e doença de peyronie (IPP)
- » Problemas de ereção e potência
- » Pós-tratamento pós-operatório de operação de próstata
- » Treinamento do tecido erétil do pênis em todas as idades

Conteúdo da embalagem:

1. Cinto elástico, que é colocado na cintura. Incluindo anel de espuma plástica (A) no qual o pênis é colocado até a base. Segurador (B), que permite que o cinto seja colocado no tamanho desejado e Adaptador (C) no cinto, no qual é ligada a unidade ventosa.
 2. a) Ventosa com o tamanho S com PHALLOSAN® forte – Camisinha S
 2. b) Ventosa com o tamanho M com PHALLOSAN® forte – Camisinha M
 2. c) Ventosa com o tamanho L com PHALLOSAN® forte – Camisinha L e forquilha de tração (3)
 3. Forquilha de tração com equipamento elástico para ajustar e força de tração no sinal com adaptador para o cinto.
 - 4./5. Capa protetora para a glândula, para protegê-la em caso de maior tensão.
 6. Bomba de sucção com válvulas de 3-caminhos
 7. Gabarito de medidas
- Instruções de uso
Mala de viagem com 4 Camisinha (1xS, 2xM, 1xL)



Preparo e utilização

1. Cinto



Abra o cinto ortopédico PHALLOSAN® forte perto de você e posicione-o com o segurador (B) com o seu tamanho máximo.

2. Escolha da ventosa/Camisinha

Determine, com o gabarito de medidas (7) incluído no kit, o tamanho da ventosa. Separe o pênis sem ereção do corpo e tire a medida no pênis.



A ventosa de tamanho M (2c) já vem relacionada, no kit, com a Camisinha M (2c) e a forquilha de tração com equipamento elástico.

Caso precise de um outro tamanho, separe a forquilha de tração (3).

Escolha a ventosa correta e adapte esta com a bomba de sucção, esta somente fica na posição com seta de indicação (↓). A camisinha de punho correta (2) será virada sobre o talão da ventosa e a forquilha de tração (3) será colocada novamente



Ao se colocar na ventosa, é importante ter atenção para que o anel da ventosa fique preso na abertura final grossa da camisinha. A camisinha será rasgada caso seja posta mais além do anel da ventosa.



Em cima: falso, posta muito para dentro da ventosa e não pulverizada!


Em baixo: correta, e pulverizada!

Tenha em conta que a camisinha perde revestimento depois de poucos dias. É importante adquirir talco de bebê e aplicá-lo na parte de fora da camisinha. É criada uma camada de proteção que protege a camisinha contra abrasão, rasgos e grudes.

Apertá-lo o sino de sucção entre os joelhos. Role a camisinha 1 cm com cuidado até a extremidade da ventosa e vire esta atrás do talão da ventosa. Tenha especial cuidado para não danificar a camisinha com a unha,

ou semelhantes.

Não exerça pressão forte na hora de rolar a camisinha.







Características da nova camisinha PHALLOSAN® forte

As camisinhas PHALLOSAN® forte são feitas de silicone medicinal, não havendo portanto a ocorrência de irritações e reações alérgicas. Esta inovação oferece não somente um maior conforto, a camisinha acopla-se também perfeitamente ao membro. Ela tem cerca de 3 mm de grossura em uma parte, que é levada à ventosa, e na parte mais fina tem 0,3 mm, para se acoplar com suavidade ao pênis.

A sua ventosa perfeita está preparada para utilização!

3. Capa protetora

Por favor, retire a capa protetora (4/5) que está preparada para todos os tamanhos de pênis. Retire a capa protetora com o dedo e dedos das duas mãos e vire esta sobre a glândula. Esta deve acoplar-se bem justa.



É importante que haja, depois de colocada a capa, menos ar na ponta da glândula o possível. Uma leve ereção pode ajudar na hora de colocar a capa protetora com no pênis. A capa protetora deve proteger a glândula contra efeitos secundários de uma sucção demasiado forte.

Pessoas mais experientes também podem renunciar à capa protetora depois de algumas semanas.

Todas as preparações necessárias para a utilização estão agora finalizadas.

Utilização:

1. Coloque o pênis com a capa protetora na ventosa e role a camisinha do talão da ventosa sobre o pênis.



2. Gire a parte verde da válvula na bomba de sucção (6) sobre o símbolo de sucção e acione a bomba, pressionando esta com o dedo várias vezes. A glândula será assim puxada mais para dentro da ventosa. A camisinha acopla-se suavemente no pênis.



3. Coloque a parte verde da ponta da válvula na bomba de sucção (6) sobre o símbolo indicando que está fechado, para fazer com que o microvácuo seja permanente.



4. Pegue o cinto já aberto em sua frente e passe o anel de espuma plástica (A) sobre todo o equipamento de sucção até que este chegue à base do pênis.

5. De a volta com o cinto através da cintura.
6. Gire o fecho da forquilha de tração (3) com a sua extremidade aberta em direção ao corpo e ligue os dois anéis (C).



7. Aumente a tensão do cinto com a ajuda do segurador de cinto (B), até reconhecer que o pênis seja alongado e o sinal torne-se verde. Tenha atenção para que o cinto fique inclinado para cima na virilha. Para isso, puxe o cinto das nádegas para cima em direção à parte superior da cintura. Estando o cinto na dobra das nádegas, a tensão aumenta quando sentado, o que não deve ocorrer.



8. Você pode agora voltar ao seu dia a dia normal, ou utilizar o PHALLOSAN® forte de noite durante o sono, já que a circulação sanguínea não é bloqueada em nenhum momento.

Finalizando a utilização

Primeiramente, retire o cinto e gire a ponta de marcação verde da válvula da bomba de sucção sobre a seta de indicação. O vácuo é liberado. Role a camisinha com cuidado novamente na direção da glande e separe o equipamento de sucção.

Características técnicas

Tenha atenção para o fato de que a ventosa com vedação mostrada aqui é só um exemplo para facilitar a visualização. Por isso, não é importante o quanto a camisinha deve ser colocada no corpo do pênis. A camisinha não está construída para transferir a força sobre o pênis. A transferência de força ocorre somente através do vácuo criado na ventosa.

Caso perceba durante a utilização que o vácuo diminuiu e que a glande deslizou muito para fora da ventosa, isto pode estar ocorrendo por várias causas. O ar entra, em todos os casos. Isto pode ocorrer no pênis quando os pelos pubianos não foram separados com cuidado, ou uma camisinha demasiado grande foi escolhida.

Retire do pênis, o mais fundo possível, os pelos pubianos, caso haja algum. Isto pode ser feito raspando, ou através de um creme de depilação.

Ajuda

Gire a ponta verde de marcação da válvula da bomba de sucção a partir do símbolo de fechamento para o símbolo de sucção.

Faça sucção da glande, desta forma, novamente na ventosa, e vede da válvula girando novamente a ponta verde de marcação na direção do símbolo de fechamento.

Caso a glande ainda deslize para fora da ventosa, a causa pode ser claramente encontrada na camisinha demasiado grande.

Você tem a possibilidade de escolher o tamanho desejado individualmente, para alcançar assim a maior eficiência. Caso perceba, por exemplo, que a ventosa tamanho M tem o tamanho correto, mas que a camisinha é demasiado grande no pênis, então você pode colocar a camisinha S sobre a ventosa M. Você pode fazer o mesmo com a ventosa L e a camisinha M.

Não colocar, sob nenhuma hipótese, a camisinha S sobre a ventosa L. O material se rasgará.

Instrução de cuidados:

A camisinha deve e tem que ser tirada da ventosa e deve ser lavada à mão com sabão, por questões de higiene.

Guarde a camisinha desenrolada até que esta seja utilizada novamente.

Nunca esqueça de colocar, depois do uso, talco de bebê na parte de fora da camisinha desenrolada.

A ventosa também deve ser limpa como descrito acima. Separe antes a bomba de sucção, movendo a ponta de marcação verde da válvula da bomba na direção da seta dupla. Retire a bomba de sucção da ventosa com cuidado. A bomba de sucção não deve entrar em contato com água ou gordura, já que as válvulas, frágeis, não funcionarão mais normalmente.

Plano por etapas para ajuste exato da tensão do cinto sobre o tecido conjuntivo do pênis.



Prefácio:

O tecido conjuntivo do corpo depende de cada hereditariedade. Nós desenvolvemos, por isso, uma construção de sinal que permite um ajuste exato da tensão do cinto sobre o seu tecido conjuntivo. Em todo caso, tenha atenção para manter a força de aperto no campo baixo verde. Desta forma é alcançado o resultado ideal de um aumento do pênis no tamanho e na grossura, sem efeitos secundários.

1º dia

Ajuste a tensão somente no campo mais baixo verde e utilize PHALLOSAN® somente por 1 hora. Separe o cinto e mova a ponta de marcação verde da válvula da bomba de sucção na direção do símbolo da seta. O vácuo é liberado.

Role a camisinha com cuidado novamente na direção da glande e separe o equipamento de sucção.

Avalie a parte do pênis entre a uretra e a tórnia da pele do prepúcio (frenulum) na parte inferior das glandes. Esta é a parte é o local de tecido mais sensível no pênis. Caso esta parte estiver vermelha ou inchada, quer dizer que a tensão do cinto foi demasiado forte. Finalize a utilização neste dia. Caso veja modificações no pênis, inicie novamente somente quando este volte ao normal.

2º dia até o 8º dia

Caso tenha utilizado PHALLOSAN® forte no dia anterior sem ocorrência de coloração ou inchaço no local descrito, você pode utilizar PHALLOSAN® por mais uma hora.

Aumente todo dia em uma hora o tempo de uso. Depois de oito dias, o aumento do tempo de uso está finalizado.

PHALLOSAN® também pode ser utilizado durante a noite depois da fase de adaptação. Você perceberá que, ao lado dos dois símbolos da bomba e vedação, são colocados relevos perceptíveis para permitir bombear ou vedar, mesmo sem o contato visual. A camisinha se estica durante uma ereção noturna, a circulação sanguínea não será prejudicada, será melhorada.

Você utilizará PHALLOSAN® forte com entusiasmo, o pênis pode em poucas semanas ficar maior, por medida, e ganhar em grossura. Você sentirá efeitos secundários positivos, como energia sexual mais forte e tesão.

Tempo de utilização:

PHALLOSAN® deve ser utilizado diariamente entre 8 e 10 horas, 6 dias na semana, podendo sem problemas ser utilizado também por mais tempo!

Efeitos secundários/ Medidas de segurança

A utilização de PHALLOSAN® forte ocorre sobre risco próprio, não apresentando quaisquer problemas caso utilizado dentro das instruções de uso. Não devem, porém, ser feita muita tensão sobre o pênis, principalmente nas primeiras semanas.

Caso apareçam inchaços e/ou bolhas no prepúcio ou na glandes, a tensão no cinto deve ter sido ajustada demasiado forte. Faça uma pausa, sem falta, até que o inchaço ou as bolhas estiver curado/a. Volte a utilizá-lo com uma tensão um pouco mais fraca. Tenha um pouco de paciência, a técnica é comparável ao uso de aparelho dental. A continuidade do alongamento é importante, não somente a tensão é a garantia do sucesso! Às vezes, você pode sentir uma dor no corpo do pênis. Esta pode resultar por causa da extremidade grossa da camisinha esteja sobre o anel de silicone e cause dor por isto.

Ajuda:

Volte a enrolar a extremidade da camisinha um pouco para fora do anel de silicone, uma dor causada pela pressão não aparecerá mais.

Você também pode distribuir a tensão do cinto sobre o corpo, para reduzir a tensão da base do pênis. Agarre o cinto no campo da ligação na ventosa e aumente a tensão em volta do corpo

para tirar tensão da base do pênis. Parece complicado, mas não é, a tensão se distribui, desta forma, ao longo de todo o cinto.

PHALLOSAN® forte não deve ser utilizado nas seguintes circunstâncias:

Depois do uso de bebida alcoólicas, de drogas bem como medicamentos contra a dor, remédios para o sono ou calmantes, já que estes prejudicam a sensibilidade normal à dor e você possa eventualmente não reagir no tempo correto a dores. Evite o uso do PHALLOSAN® forte no caso de infecções ou feridas abertas no pênis.

Como posso medir, com exatidão, o aumento do pênis?

Utilizar um metro. Uma fita métrica não é apropriada. Segure o pênis na condição não ereta, reto em relação ao corpo (90 graus). Coloque o metro, visto de cima, ao lado do pênis. Pressione o metro contra a púbis.

Importante

Determine no começo da utilização o peso do seu corpo com exatidão, sem roupas. No caso de um aumento eventual do peso, forma-se uma camada de gordura, principalmente perto do campo da púbis dos pelos pubianos, em volta do pênis. Esta camada de gordura diminui a distância entre a ponta o do pênis e a púbis e falsifica (diminui) o resultado. Os médicos chamam-na de gordura pubiana.

Pedidos separados

Todas as peças do PHALLOSAN® forte podem ser pedidos em separado. Caso tenha mais perguntas ou sugestões, nossos especialistas estão a todo momento e sem custos telefônicos à disposição.

Mudanças técnicas sempre são reservadas, que nós publicamos também nos sites

www.phallosan.at, www.phallosan.de
www.phallosan-info.ch

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

GEbruiksaanwijzing

Hartelijk gefeliciteerd met de koop van uw PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte wordt wereldwijd sinds 14 jaar met succes gebruikt. PHALLOSAN® forte wordt op recept reeds vergoed door de ziekenfondsen. Ons team, bestaande uit urologen en medische technici ontwikkelden het naar ons inziens meest effectieve en innovatieve product op zijn gebied, PHALLOSAN® forte.


Toepassingen

PHALLOSAN® forte wordt aanbevolen voor de behandeling

- » Penisvergroting-penisverlenging
- »angeboren/verworven penisverkrumming en induratio penis plastica (IPP/ziekte van Peyronie)
- » Erectie- en potentiestoornis
- » Postoperatieve nabehandeling na een prostaatoperatie
- » Zwellichaamtraining van de penis bij iedere leeftijdsgroep

Verpakkingsinhoud

1. Elastische riem, die om de taille wordt aangebracht incl. schuimplastic ring (A), waarin de penis tot aan de basis wordt ingevoerd. Clip (B), waarmee u de riem qua lengte individueel in kunt stellen en adapter (C) aan de riem, waaraan de zuigstolpeenheid verbonden is.
2. Zuigstolp in maat L met PHALLOSAN® forte – L-manchetcondoom
3. Zuigstolp in maat M met PHALLOSAN® forte – M-manchetcondoom en gemonteerd koppelstuk (6)
4. Zuigstolp in maat S met PHALLOSAN® forte – S-manchetcondoom
5. Protectordop voor de eikel, om deze bij een te hoge kracht te beschermen.
6. Koppelstuk met trekveerinstallatie voor het instellen van de trekkracht in een stoplichtsysteem met adapter voor de riem.
7. Zuigbal met 3-weg ventiel
8. Gebruiksaanwijzing
9. Maatsjabloon



Vorbereiding voor het gebruik

1. Riem



Leg de orthopedisch PHALLOSAN® forte riem voor u neer en stel hem met de clip (B) op de juiste lengte in.

2. Keuze van de zuigstolp/manchetcondoom


Stel met behulp van de meegeleverde maatsjabloon (9) de juiste zuigstolpmaat vast. Trek de niet-geërecteerde penis weg van het lichaam en meet aan de penisschacht.



De stolp met maat M (3) is reeds met het manchetcondoom maat M (3) en het koppelstuk met trekveerinstallatie in het set verbonden.

Mocht u een andere maat nodig hebben, dient u het koppelstuk (6) te verwijderen.

Neem nu de voor u passende stolp en verbind deze met de zuigbal, deze klikt alleen vast in de positie met het pijlsymbool (↓). Het geschikte manchetcondoom (2) wordt over de rand van de stolp gestulpt en het koppelstuk (6) wordt weer bevestigd.



Tijdens het aanbrengen van de stolp dient u er per sé op te letten, dat de rand van de stolp in de groef van het manchetcondoom aan het dikke uiteinde van het manchetcondoom vastzit. Als het manchetcondoom te ver over de rand van de stolp wordt getrokken, scheurt het manchetcondoom.





Boven: Fout, te ver over de stolp gestulpt en niet gepoederd!

Beneden: Juist, en gepoederd

Denk eraan, dat het manchetcondoom na enkele dagen zijn coating verliest. Daarom dient u babypoeder te kopen en dit op de buitenkant van het manchetcondoom aan te brengen. Hierdoor ontstaat een beschermende laag, die het manchetcondoom tegen slijtage, vastplakken en scheuren beschermt.

Klem de zuigstolp tussen uw knieën. Rol het manchetcondoom voorzichtig met een lichte trek tot aan de rand van de zuigstolp en stulp deze achter de rand van de stolp. Wees voor-

zichtig en beschadig het manchetcondoom niet met scherpe vingernagels of dergelijke. Oefen niet te veel kracht uit bij het terugrollen.






Bijzonderheden van het nieuwe PHALLOSAN® forte manchetcondoom

De PHALLOSAN® forte manchetcondoom bestaat uit medisch silicone, zodoende zijn irritaties of allergische reacties uitgesloten. Deze innovatie biedt u niet alleen een beter comfort, het manchetcondoom sluit zich op een unieke manier om het lid. Het is op een plek ca. 3 mm dik, daar waar het over de stolp wordt aangebracht, en op de dunste plek is het 0,3 mm dik, om zich soepel om de penisschacht te sluiten.

De voor u perfecte zuigstolp is gereed voor gebruik!

3. Protectordop

Haal alstublieft de protectordop (5), die voor iedere penismaat past, eruit. Trek de protectordop met duim en vingers van beide handen uit elkaar en stulp deze over de eikel. Deze dient hierbij strak te zitten.



Het is belangrijk, dat er zich na het aanbrengen van de dop zo min mogelijk lucht rondom de eikel bevindt. Het is van voordeel, als u de protectordop aanbrengt als de penis licht geërecteerd is. De protectordop dient de eikel tegen de bijwerkingen van een eventueel te groot ingestelde kracht te beschermen.

Ervaren gebruikers kunnen na enkele weken de protectordop weglaten.

Alle noodzakelijke voorbereidingen voor het gebruik zijn hiermee afgerond.

Gebruik:

1. Steek vervolgens de penis, samen met de protectordop in de zuigstolp en rol het manchetcondoom van de rand van de stolp over de penis.



2. Draai de groene neus van het ventiel aan de zuigbal (7) naar het zuig-symbool en gebruik de zuigbal, door deze enkele malen met de vingers in te drukken. De eikel wordt hierdoor nog verder in de stolp gezogen. Het manchetcondoom ligt nu soepel om de penisschacht.



3. Plaats nu de groene neus van het ventiel aan de zuigbal (7) op het slot-symbool, om het microvacuüm te handhaven.



4. Neem vervolgens de reeds voor u uitgebreide riem en stulp de witte schuimplastic ring (A) over de complete zuigstolpinstallatie totdat deze tegen de basis van de penis ligt.

5. Plaats nu het uiteinde van de riem om uw heupen.

6. Draai de beugel van het koppelstuk (6) met het open uiteinde richting uw lichaam en verbindt de beide ogen (C)



7. Versterkt de riemsparing met behulp van de schuif-clip (B), totdat u merkt, dat de penis gerekt wordt en het stoplichtsysteem op groen staat. Let erop, dat de riem bij uw lies schuin naar boven loopt. Trek de riem daarom aan de achterkant naar boven, richting uw taille. Als de riem zich ter hoogte van de plooi van uw zitvlak bevindt, verhoogt dit tijdens het zitten de spanning, wat niet de bedoeling is.



8. U kunt nu, zoals u het gewend bent, uw nor-male dagverloop volgen of PHALLOSAN® forte ook, 's nachts tijdens het slapen dragen, omdat de bloedcirculatie op geen enkel tijdstip wordt belemmerd.

Beëindigen van het gebruik

Verwijder eerst de riem en draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal richting het pijlsymbool. Hierdoor ontsnapt het vacuüm. Rol het manchetcondoom voorzichtig weer terug richting uw eikel en verwijder de zuigstolpininstallatie.

Technische bijzonderheden

Denk er alstublieft aan, dat het, vereenvoudigd weergegeven, om een zuigstolp met dichting gaat. Daarom is het niet belangrijk hoe ver het manchetcondoom om de penisschacht zit. Het manchetcondoom is er niet voor ontworpen, om de kracht op de penis over te dragen. De krachtoverdracht geschiedt uitsluitend via het microvacuüm dat in de stolp ontstaat.

Mocht u tijdens het dragen merken, dat het vacuüm minder wordt en de eikel eventueel te ver uit de stolp glijdt, kan dat meerdere oorzaken hebben. In ieder geval komt er lucht in de stolp. Dit kan via de penisschacht gebeuren, als het schaamhaar niet zorgvuldig werd verwijderd, of als er een te breed manchetcondoom wordt gebruikt.

Verwijder, indien nodig, eventueel aanwezig schaamhaar aan de penis. Dit kan met behulp van scheren, maar ook met behulp van ontharingscrème gebeuren.

Oplossing

Draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal weg van het slot-symbool naar het zuig-symbool.

Zuig de eikel op deze manier weer in de stolp en sluit het ventiel, door de groene neus weer in richting van het slot-symbool te draaien.

Als de eikel nog steeds uit de stolp glijdt, is de oorzaak hiervan een te breed manchetcondoom.

1. U hebt de mogelijkheid, dit individueel op uw maat af te stellen, om zo de grootst mogelijke efficiëntie te bereiken. Als u bijvoorbeeld het gevoel hebt, dat de M-stolp de juiste maat heeft, het manchetcondoom echter te groot rondom de penisschacht is, kunt u het S-manchetcondoom op de M-stolp plaatsen. Hetzelfde kunt u met de L-stolp en het M-manchetcondoom doen.

Gebruik echter nooit het S-manchetcondoom samen met de L-stolp. Het materiaal zal dan scheuren.

Verzorgingsinstructies:


Het manchetcondoom mag en moet van de stolp worden verwijderd en dient uit hygiënisch oogpunt met zeep en lauwwarm water gewassen te worden.

Bewaar het manchetcondoom opgerold, totdat u het weer gebruikt.

Vergeet alstublieft nooit, het manchetcondoom na gebruik in afgerolde toestand van buiten met babypoeder te poederen.

Ook de zuigstolp dient zoals boven beschreven dagelijks gereinigd te worden. Verwijder vooraf echter de zuigbal, door de groene neus van het ventiel van de zuigbal in richting van de dubbele pijl te bewegen. Trek de zuigbal voorzichtig uit de zuigstolp. De zuigbal mag niet in contact met water of vet komen, omdat de gevoelige ventielen anders niet meer feilloos werken.

Stappenplan voor het exact aanpassen van de kracht van de riem op het bindweefsel van de penis.



Voorwoord:

Het bindweefsel van het lichaam is afhankelijk van de genen. Wij hebben daarom een stoplichtconstructie ontwikkeld, die het mogelijk maakt, de riemsparing exact op uw bindweefsel aan te passen. Let er in ieder geval op, dat de kracht zich in het begin in het onderste groene gedeelte bevindt. Zo bereikt u optimale resultaten voor een penisvergroting qua lengte en omvang, zonder bijwerkingen.

Dag 1

Stel de kracht alleen in het onderste groene gedeelte in en draag PHALLOSAN® slechts 1 uur. Verwijder de riem en draai de groene neus van het ventiel van de zuigbal in richting van het pijlsymbool. Hierdoor ontsnapt het vacuüm.

Rol het manchetcondoom voorzichtig weer terug richting uw eikel en verwijder de zuigstolpininstallatie.

Bekijk vervolgens het gedeelte van de penis, dat tussen de opening van de urinebuis en het bandje van de voorhuid (frenulum) aan de onderkant van de eikel zit. Dit gedeelte is het meest gevoelige weefsel aan de penis. Als dit gedeelte rood is geworden of opgezwollen is, was de kracht van de riem te sterk. Stop deze dag met het gebruik. Mocht u veranderingen aan uw penis constateren, begint u pas weer, als deze zijn verdwenen.

Dag 2 tot en met dag 8

Als u PHALLOSAN® forte de dag tevoren zonder een verkleuring of zwelling op de beschreven plek hebt gedragen, kunt u PHALLOSAN® een uur langer dragen.

Verleng de draagtijd iedere dag met een uur. Na 8 dagen is de gewenning afgerond.

PHALLOSAN® kan na de gewenning ook 's

nachts worden gedragen. U zult merken, dat er op beide symbolen voor het pompen en sluiten noppen zijn aangebracht, om het pompen of sluiten ook zonder zichtcontact mogelijk te maken. Het manchetcondoom rekt tijdens een nachtelijke erectie, de doorbloeding wordt niet beïnvloed, hij wordt verbeterd.

U zult PHALLOSAN® forte met enthousiasme dragen, de penis kan in enkele weken meetbaar langer worden en de omvang toenemen. U zult positieve bijwerkingen, zoals een groter libido en lust bemerken.

Duur van het gebruik:

PHALLOSAN® dient dagelijks 8 - 10 uur, 6 dagen per week gedragen te worden, maar dit mag ook graag langer!

Bijwerkingen/verzorgingsmaatregelen

Het gebruik van PHALLOSAN® forte geschiedt op eigen risico, maar is, als u de gebruiksaanwijzing in acht neemt, onbedenklijk. Er mag echter, vooral tijdens de eerste gebruiksweken, geen te sterke kracht op de penis worden uitgeoefend.

Als er zwellingen en / of blaasjes op de voorhuid of de eikel ontstaan, is de riemsparing te sterk ingesteld. Las een pauze in, totdat de zwelling c.q. de blaasjes weer zijn verdwenen. Stel de kracht vervolgens minder sterk in. Wees geduldig, het proces is qua succes vergelijkbaar met een behandeling van een orthodontist. De continuïteit van de rek, en niet allen de kracht vormen de basis van het succes! Soms voelt u aan de penisschacht een pijn die door druk wordt veroorzaakt, dit kan ontstaan, omdat de rand van het manchetcondoom op de silicone schuiming ligt en zo pijn veroorzaakt.

Oplossing:

Rol het uiteinde van het manchetcondoom een stukje terug van de silicone schuiming, waarna geen pijn door druk meer mag ontstaan.

U kunt ook de kracht van de riem over het lichaam verdelen, om de spanning rondom de basis van de penis te verminderen. Pak de riem rondom de verbinding met de zuigstolp vast en leid de kracht om het lichaam, om de basis van de penis te ontlasten. Het klinkt gecompliceerd, maar dat is het niet, de kracht verdeelt zich vervolgens over de complete riem.

Onder de volgende omstandigheden mag u PHALLOSAN® forte niet dragen:

Na de consumptie van alcohol, drugs alsook pijnstillende medicijnen, slaap- of kalmeringsmiddelen, omdat deze de natuurlijke pijntolerantie kunnen beïnvloeden en u hierdoor eventueel niet op tijd op pijn reageert. Vermijd het gebruik van PHALLOSAN® forte bij infecties of open wonden aan de penis.

Hoe meet ik nauwkeurig de toegenomen lengte van de penis?

Gebruik alstublieft een duimstok. Een meetlint is niet geschikt. Houd de penis, als deze niet geërecteerd is, in een recht hoek van uw lichaam (90 graden). Leg de duimstok van boven gezien zijdelings langs de penis. Druk de duimstok tegen het schaambeen.

Belangrijk

Stel, voordat u met het gebruik begint, uw lichaamsgewicht zonder kleding vast. Bij een eventuele gewichtstoename ontstaan namelijk rondom het schaambeen en het schaamhaar rondom de penis een vetlaag. Deze vetlaag verkort de afstand van de eikel tot het schaambeen en vervalst (verkort) zodoende het resultaat. Medici noemen dit een vet-schort.

Bijbestellen

Alle onderdelen van PHALLOSAN® forte kunnen individueel bij ons worden bijbesteld. Mocht u nog verdere vragen of voorstellen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze experts, de kosten hiervoor bedragen uitsluitend de telefoonkosten.

Technische veranderingen te allen tijde onder voorbehoud, die wij ook online via www.phallosan.at, www.phallosan.de www.phallosan-info.ch publiceren.

Hotline:

Orbis Consulting GmbH,
Maximilianstr. 9
82139 Starnberg
Duitsland

Bedrijfsleider gedipl. comm. med. U. Jochum
Omzetbelastingnummer DE 282630327

Tel.: +49 (0)81 51 971 89 10
Fax: +49 (0)81 51 971 89 20

Email: info@phallosan.com

BRUKSANVISNING

Grattis till köpet av din PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte används sedan 18 år tillbaka över hela världen. Till och med sjukkassor har börjat ersätta PHALLOSAN® forte som erhålles på recept. Vårt team bestående av urologer och medicintekniker har utvecklat den enligt vår åsikt mest effektiva och mest innovativa produkten av sitt slag, PHALLOSAN® forte.

Användningsområden:

PHALLOSAN® forte rekommenderas för behandling av


- » Penisförstoring-penisförlängning
- » Medfödd/peniskrökning och induratio penis plastica (IPP)
- » Erektions- och potensstörning
- » Postoperativa efterbehandling efter prostata-operation
- » Erektionsträning för alla åldrar

Förpackningsinnehåll:

1. En elastisk rem, som placeras kring midjan inkl. skumgummiring (A), i vilken penisen förs in till roten. Skjutspänne (B), med vilket remmen kan ställas in på längden och adapter (C), som ansluts till sugklockan.
 2. a) Sugklocka i storlek S med PHALLOSAN® forte – S-manschett kondom
 2. b) Sugklocka i storlek M med PHALLOSAN® forte – M-manschett kondom
 2. c) Sugklocka i storlek L med PHALLOSAN® forte – L-manschett kondom och sammansatt spännclip (3)
 3. Spännclip med spännfjäder för att justera spänningens intensitet med hjälp av ett trafikljus kodsyste med adapter till bältet.
 - 4./5. Skyddslock för att skydda ollonet mot stark inställning av spänningen.
 6. Sugball med 3-vägsventil
 7. Mätmall
- Bruksanvisning
Transportväska med 4 extra manchett kondomer (1 x S, 2 x M, 1 x L)

Förberedelse till användning

1. Rem



Bred ut den ortopediska PHALLOSAN® forte remmen framför dig och ställ in den på största möjliga längden med hjälp av skjutspännet (B).

2. Val av sugklocka/manschett-kondom

Beräkna den storlek på sugklockan som passar dig med medföljande mätmodell (7). Dra undan den icke erigerade penis från kroppen och mät på penisskaffet.



Klockan storlek M (2c) är redan ansluten till manchett-kondomen storlek M (2c) och dragstängens med dragfjädern, som tillhör detta set.

Skulle du behöva en annan storlek, måste du ta bort dragstängens (3).

Ta nu en klocka som passar dig och anslut denna till suggpumpen, denna klickar endast fast när den befinner sig i läget med pilensymbolen (↓). Den lämpliga manchett-kondomen (2) dras över klockans vulst och dragstängens (3) sätts åter på plats.



När klockan sätts på plats måste du förvisa dig om, att klockans vulst klickar fast i manchett-kondomens spår på kondomens tjocka ände. Dras manchett-kondomen för långt över klockans vulst, går kondomen sönder.






Ovan: Fel, drägen för långt över klockan och inte pudrad!

Nedan: Rätt, och pudrad.

Beakta, att manchett-kondomen förlorar sin beläggning efter endast några dagar. Köp därför barnpuder och strö detta på manchett-kondomens yttre ytor. Det bildas ett skyddande lager, som skyddar manchett-kondomen mot slitage, mot att klistra igen och mot att slitas sönder.

Kläm fast sugklockan mellan dina knä. Rulla manchett-kondomen försiktigt med ett lätt drag fram till sugklockans kant och dra den över klockans vulst. Var försiktig och skada ej

manschett-kondomen med skarpa fingernaglar, eller liknande. Dra inte för hårt när du rullar av den.






De nya PHALLOSAN® forte manchett-kondomernas – speciella egenskaper

PHALLOSAN® forte manchett-kondomerna består av medicinskt silikon, därmed är retningar eller allergiska reaktioner uteslutna. Denna innovation ger inte bara en bättre komfort, utan innovationen ger inte bara en bättre komfort, utan enastående sätt. På ett ställe är den ca 3 mm tjock, där ansluts den till klockan, det tunnaste stället är 0,3 mm tjockt, för att kunna vara mjuk och följsam kring penisskaffet.

Den för dig perfekta sugklockan är klar för användning!

3. Skyddshätta

Ta ut skyddshättan (4/5), som passar till varje penisstorlek. Dra isär skyddshättan med båda händernas tummar och fingrar och dra den över ollonet. Den bör sitta åt.



Det är viktigt, att så lite luft som möjligt tränger in till ollonspetsen när skyddshättan är på. Det är fördelaktigt att sätta fast skyddshättan när penisen är något erigerad. Skyddshättan ska skydda ollonet mot biverkningar som förorsakas av en för stark draginställning.

Erfarna användare kan efter några veckor klara sig utan skyddshätta.

Alla nödvändiga förberedelser för användning är nu avslutade.

Användning:

1. För nu in penisen med skyddshättan i sugklockan och rulla ned manchett-kondomen från klockans vulst över penisen.



2. Vrid den gröna "näsan" på suggpumpens (6) ventil på sugsymbolen och använd suggpumpen genom att trycka på denna upprepade gånger med ett finger. Ollonet suggs på detta sätt ännu längre in i klockan. Manchett-kondomen följer mjukt längs penisskaffet.



3. Ställ nu in den gröna "näsan" på suggpumpens (6) ventil på slottsymbolen, för att upprätthålla det uppnådda mikro vakuum.



4. Ta nu den rem du brett ut framför dig och dra den vita skumgummiringen (A) över hela sugklockans anordning tills den ligger an mot penisrotens.

5. Placera nu remmens ände kring din höft.
6. Dra nu dragstängens (3) spänne med den öppna änden mot kroppen och koppla ihop de båda öglorna (C).



7. Öka remmens spänning med hjälp av skjutspännet (B), tills du märker, att penis sträcks och trafikljussystemet visar grönt. Förvissa dig om, att remmen går snett uppåt vid ljumskarna. Där bak drar du därför remmen uppåt i riktning mot midjan. När remmen har satts fast i höjd med bakdelens skåra, ökar spänningen när du sätter dig, vilket inte är meningen.



8. Du kan nu göra allt som du normalt brukar göra under dagen eller även använda PHALLOSAN® forte på natten när du sover, då blodcirkulationen inte begränsas på något som helst sätt.

Användningens avslutning

Ta först av remmen och vrid den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil på pilsymbolen. Vakuumpumpen försvinner. Rulla nu manschett-kondomen försiktigt tillbaka i riktning mot ollonet och ta loss sugklockan.

Tekniska besynnerligheter

Tänk på, att det egentligen handlar om en sugklocka med en tätning. Därför är det inte viktigt hur långt manschett-kondomen kan dras över penis. Manschett-kondomen har inte konstruerats för att överföra kraften på penis. Kraftöverföringen utförs endast över det mikro vakuum som bildas i klockan.

Märker du under användningen, att nämnda vakuum blir mindre och ollonet eventuellt glider för långt ut ur klockan, kan detta ha flera orsaker. I alla fall tränger luft in. Detta kan hända via penis, eller på grund av att man valt en för stor manschett-kondom.

Vid behov avlägsna håren på din penis. Detta kan utföras genom rakning eller med hjälp av en mild hårborttagningskräm.

Åtgärd

Dra den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil bort från slottssymbolen och fram till sugsymbolen.

Sug på detta sätt tillbaka ollonet in i klockan och stäng ventilen, genom att åter vrida den gröna "näsan" (markeringen) i riktning mot slottssymbolen.

Om ollonet fortfarande glider ut ur klockan är orsaken, att manschett-kondomen är för stor.

Du har möjlighet att själv ställa in den på din egen storlek, för att uppnå högsta effektivitet. Tycker du t.ex., att M-klockan har rätt storlek, men manschett-kondomen är för stor kring penis, kan du placera S-manschett-kondomen på M-klockan. Du kan göra likadant med L-klockan och M-manschett-kondomen.

Sätt under inga omständigheter S-manschett-kondomen på L-klockan. Materialet kommer att brista.

Skötselinstruktion:

Manschett-kondomen bör och ska tas loss från klockan och bör av hygieniska skäl tvättas med tvål och ljummet vatten.

Förvara manschett-kondomen avrullad, tills du använder den igen.

Glöm aldrig att pudra in barnpuder på manschett-kondomens utsida när den är avrullad efter användning.

Även sugklockan bör rengöras dagligen enligt beskrivningen ovan. Ta tog först bort sugpumpen, genom att flytta den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil i riktning mot den dubbla pilen. Dra försiktigt ut sugpumpen ur sugklockan. Sugpumpen får inte komma i beröring med vatten eller fett, då känsliga ventiler i annat fall slutar fungera felfritt.

Plan för exakt anpassning av remmens dragstyrka till penisens bindvävnad.



Förord:

Kroppens bindväv beror på resp. arvsanlag. Vi har därför utvecklat ett trafikljussystem, som gör det möjligt för dig, att exakt anpassa remmens spänning till din bindvävnad. Se alltid till, att dragstyrkan till en början hålls i det nedre gröna området. På detta sätt uppnår du optimala resultat när det gäller penisförstoring i längd och omfång utan biverkningar.

Dag 1

Dragspänningen får endast ställas in i det nedre gröna området. Använd PHALLOSAN® endast 1 timme. Ta loss remmen och vrid den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil i riktning mot pilsymbolen. Vakuumpumpen försvinner.

Rulla nu manschett-kondomen försiktigt i riktning mot ollonet och ta loss sugklockan.

Kontrollera nu det område på din penis, som befinner sig mellan urinrörets öppning och förhudens sträng (frenulum) på ollonets undersida. Detta område är det mest känsliga stället på penis när det gäller vävnad. Har detta ställe färgats rött eller svullnat, har remmens dragspänning varit för stor. Avsluta användningen för denna dag. Har du upptäckt förändringar på din penis, måste du vänta med användningen tills dessa försvunnit.

Rulla tillbaka slutet av manschett-kondomen från ringen av silikonkum, den tryckande smärtan kommer att utebli.

Dag 2 till dag 8

Har du kunnat använda PHALLOSAN® forte dagen innan, utan att missfärgningar eller svullnader bildats på det ovan beskrivna området, kan du nu använda PHALLOSAN® en timme längre.

Förläng användningstiden med en timme varje dag. Efter 8 dagar har du vant dig.

Efter det att du vant dig kan du använda PHALLOSAN® även på natten. Du kommer att märka, att det finns kännbara nabbar på de båda symbolerna för pumpning och låsning. Därmed är det möjligt att pumpa eller låsa utan siktkontakt. Manschett-kondomen töjs vid nattlig erektion, genomblödningen försämrars inte, utan förbättras.

Du kommer att använda PHALLOSAN® forte med begeistring. Din penis kommer på endast några veckor växa både när det gäller omfång och längd. Du kommer att känna positiva biverkningar, som starkare sexuell drift och lust.

Användningstid:

PHALLOSAN® bör användas 8–10 timmar, 6 dagar i veckan, men gärna också längre!

Biverkningar/försiktighetsåtgärder

Användning av PHALLOSAN® forte sker på egen risk. Vid beaktande av bruksanvisningen är användningen dock helt ofarlig. Särskilt de första veckorna bör man inte utsätta penis för en allt för stor dragkraft.

Bildas svullnader och/eller blåsor på förhuden eller ollonet, är remmens spänning för hårt inställd. Gör uppehåll tills svullnaden resp. blåsorna har läkts. Ställ därefter in ett svagare drag. Ha tålmod, användningens framgång kan jämföras med reglering av en kåke. Kontinuiteten när det gäller att töja ut är lika viktig för framgången som dragstyrkan! Ibland känner du en tryckande smärta på penis, detta kan bero på, att manschett-kondomens vulst ligger an mot ringen av silikonkum och därmed utlöser smärtan.

Åtgärd:

Rulla tillbaka slutet av manschett-kondomen från ringen av silikonkum, den tryckande smärtan kommer att utebli.

Du kan också fördela remmens dragspänning över hela kroppen, för att reducera spänningen på penisroten. Ta tag om remmen vid kopplingen till sugklockan och för dragspänningen kring din kropp för att avlasta penisroten. Det låter komplicerat, men är det inte, dragspänningen fördelas nu över hela remmen.

I följande situationer bör du inte använda PHALLOSAN® forte:

När du druckit alkohol, använt narkotika eller tagit smärtstillande medikament, sömnbatter och lugnande medel, då detta reducerar den naturliga förmågan att känna smärta, vilket innebär, att du kanske inte kommer att reagera på smärta snabbt nog. Undvik att använda PHALLOSAN® forte vid infektioner och öppna sår på penis.

Hur mäter jag exakt längdtillväxten på min penis?

Använd en tumstock. Måttband är inte lämpliga. Håll din penis i icke erigerat tillstånd rak bort från kroppen (90 grader). Lägg en tumstocken vid sidan på penis sett uppifrån. Tryck tumstocken mot blygdbenet.

Viktigt

Börja med att beräkna din exakta vikt utan kläder. Vid eventuell viktökning bildas ett fettskikt kring penis, speciellt där håren befinner sig. Detta fettskikt förkortar avståndet mellan spetsen på din penis och blygdbenet och förfalskar (förkortar) mätresultatet. Läkare kallar detta för "fettförkläde".

Efterbeställningar

Alla PHALLOSAN® forte komponenter kan efterbeställas enskilt hos oss. Har du ytterligare frågor eller synpunkter, står våra experter gärna till förfogande. Den enda kostnaden är den normala telefontaxan.

Tekniska ändringar förbehålls. Dessa publiceras även på Internet
www.phallosan.at, www.phallosan.de
www.phallosan-info.ch

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

BRUKSANVISNING

Gratulerer så mye med ditt kjøp av PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte har nå i 18 år blitt benyttet på vellykket vis over hele verden. PHALLOSAN® forte dekkes allerede av trygdekassen, mot resept. Vårt team av urologer og medisinteknikere utviklet det som fra vårt ståsted fremstår som det mest effektive og innovative produktet i sin kategori, nemlig PHALLOSAN® forte.

Bruksområder:

- PHALLOSAN® forte anbefales til behandling av
 - » Penisforlengelse
 - » Medfødt/tilegnet penisdevisjon og skjev penis (Peyronies sykdom).
 - » Ereksjon- og potensproblemer
 - » Postoperativ etterbehandling i forbindelse med prostataoperasjoner.
 - » Trening av penisens svamplageme for enhver aldersgruppe.


Pakningens innhold:

1. Elastisk belte som føres rundt midjen med en ring av skumplast (A), hvor penis føres inn frem til basis. En justerbar spenne (B), som kan benyttes til å stille inn beltelengden individuelt og et adapter (C) på beltet som blir forbundet med sugekoppen.
 2. a) Sugekopp i størrelse S med PHALLOSAN® forte - S-mansjettkondom
 2. b) Sugekopp i størrelse M med PHALLOSAN® forte - M-mansjettkondom
 2. c) Sugekopp i størrelse L med PHALLOSAN® forte - L-mansjettkondom og spenningsklemme (3)
 3. Spenningsklemme med spenningsfjærfeste for å justere spenningsintensiteten ved hjelp av et trafikkløysfarge-kodesystem med adapter for beltet.
 - 4./5. Beskyttelsesdeksel for å beskytte penishodet mot sterke spenningsinnstillinger.
 6. Sugekule med 3-veis ventil
 7. Mal til måling
- Bruksanvisning
Reiseveske med 4 ekstra mansjettkondomer (1xS,2xM,1xL)



Forberedelser for bruk

1. Belte



Brett ut det ortopediske beltet hos PHALLOSAN® forte og still det inn på den største lengden med hjelp av den justerbare spennen (B).

2. Valget av sugekopp/ mansjett-kondom

Med hjelp av vedlagt målesjablon (7) finner du den passende sugekoppstørrelsen. Trekk den ikke erigerte penis vekk fra kroppen og mål fra penisskaftet.



Koppen med størrelsen M (2c) er allerede forbundet med en mansjett-kondom i størrelsen M (2c) og trekkelementet med trekkefjærinnretningen i settet.

Dersom du trenger en annen størrelse fjerner du trekkelementet (3).

Ta nå den koppen som passer for deg og tilpass denne med hjelp av sugepumpen, som kun raster på plass i posisjonen med pil-symbolet (↑↓). En egnet mansjett-kondom (2) plasseres over koppers utbuling og trekkelementet (3) påføres igjen.



Når koppen påføres skal man alltid påse at utbulingen hos koppen raster på plass i sporet på den tykkeste siden av mansjett-kondomen. Dersom mansjett-kondomen trekkes for

langt over utbulingen hos koppen vil mansjett-kondomen bli slitt i stykker.




Øverst: Feil, for langt over koppen, og ikke pudret inn!

Nederst: Riktig, og pudret inn.

Legg merke til at mansjett-kondomen etter få dager mister laminingen sin. Du bør derfor anskaffe deg babypudder og påføre dette på yttersiden av mansjett-kondomen. Det dannes et beskyttende lag hos mansjett-kondomen som beskytter den mot slitasje, fastklemming og avrivning.

Klem sugekoppen mellom knærne dine. Rull mansjett-kondomen forsiktig ved å dra lett til

den kommer til sugekoppens kant, og vreg den bak koppers utbuling. Vennligst vær forsiktig og sørg for at mansjett-kondomen ikke skades av skarpe fingernegler eller lignende. Ikke trekk hardt når den rulles tilbake.




Særegenheter hos den nye PHALLOSAN® forte mansjett-kondomen.

PHALLOSAN® forte mansjett-kondom består av medisinsk silikon, slik at man kan utelukke irritasjon og allergiske reaksjoner. Denne innovasjonen tilbyr deg ikke bare bedre komfort, i tillegg smyer mansjett-kondomen seg på enestående vis over lemmet. Det er på et område 3 mm tykt, der føres det over koppen. På det tynneste området er den 0,3 mm tykk, for å kunne smyge seg mykt over penisskaftet.

Den perfekte sugekoppen for deg er klar til innsats!

3. Beskyttelseshetten

Vennligst ta ut beskyttelsesheten (4/5), som passer til enhver penisstørrelse. Trekk beskyttelsesheten fra hverandre med hjelp av tommer og fingre på begge hender, og vreg den over glans. Den bør i den forbindelse ligge tett på.



Det er viktig at minst mulig luft befinner seg på tuppen av glans etter at koppen er påført. Det er en fordel om man legger på beskyttelsesheten i lett erigert tilstand. Beskyttelsesheten skal beskytte glans mot bivirkning-

gene dersom man stiller inn for mye trekk. Erfarne brukere trenger etter noen uker ikke lenger å bruke beskyttelsesheten.

Alle nødvendige forberedelser før bruk er nå avsluttet.

Bruk:

1. Før nå penis sammen med beskyttelsesheten inn i sugekoppen og rull mansjett-kondomen over penis fra koppers utbuling.



2. Drei den grønne ventil-nesen hos sugepumpen (6) på sugesymbolet og aktiver sugepumpen ved å trykke inn denne flere ganger med hjelp av fingeren. Glans suges da enda lengre inn i koppen. Mansjett-kondomen smyer seg mykt over penisskaftet.



3. Still nå den grønne ventil-nesen hos sugepumpen (6) på låsesymbolet, for slik å opprettholde mikro-vakuummrommet.



4. Ta nå beltet som du allerede har bredt utover foran deg og vreg den hvite ringen av skumplast (A) over hele sugekoppinnretningen til den ligger på penisens basis.

5. Før nå beltekanten rundt hoften.
6. Drei spennen hos trekkelementet (3) med den åpne enden vendt mot kroppen, og bind den fast med hjelp av begge løkkene (C).



7. Styrk strammingen av beltet med hjelp av belte-skyve-spenner (B) inntil du merker at penis strekkes og signalsystemet lyser grønt. Påse at beltet ligger skrått oppover i lysken. Trekk derfor beltet oppover fra baken og i retning av midjen. Dersom beltet sitter i rumpehøyde økes strammingen når man sitter, noe som ikke er hensikten.



8. Du kan nå bedrive vanlige hverdagslige aktiviteter eller også benytte PHALLOSAN® forte om natten når du sover, ettersom blodsirkulasjonen ikke er begrenset ved noe som helst tidspunkt.

Avslutte bruken

Ta først av beltet og drei den grønne „nesen“ hos sugekoppens ventil for å markere pilsymbolet. Vakuuet forsvinner. Rull vennligst mansjett-kondomen forsiktig i retning av glans, og fjern sugekoppinretning.

Tekniske kjennetegn

Vennligst tenk på at det noe forenklet fremstilt dreier seg om en sugekopp med pakning. Derfor er det ikke viktig hvor langt mansjett-kondomen når over penisskaffet. Mansjett-kondomen er ikke konstruert for å overføre kraften på penis. Kraftoverføringen skjer utelukkende via det mikro-vakuumrommet som dannes i koppen.

Dersom du opplever at vakuuet sviner noe under bruk og at glans eventuelt glir for langt ut av koppen, så kan dette ha flere årsaker. I hvert fall trer luft da inn. Dette kan skje via penisskaffet, dersom kjønnsår ikke ble fjernet grundig, eller dersom en for romslig mansjett-kondom ble valgt.

Fjern eventuelle kjønnsår på penis i den utstrekning dette er nødvendig. Dette kan gjøres ved barbering eller ved å bruke en mild hårfjerningskrem.

Tiltak

Drei den grønne „nesen“ hos sugekoppens ventil vekk fra låsesymbolet og marker sugesympolet.

Sug glans slik inn i koppen igjen og lukk ventilen ved å dreie den markerende grønne „nesen“ i retning av låsesymbolet igjen.

Dersom glansen fremdeles sklir ut av koppen er årsaken helt klart en for vid mansjett-kondom.

Du har mulighet til å stille inn denne selv til din individuelle størrelse, for slik å oppnå maksimal effektivitet. Dersom du f.eks. opplever at M-koppen er den riktige størrelsen, men at mansjett-kondomen er for stor ved penisskaffet, så kan du sette S-mansjett-kondomen på M-koppen. Det samme kan du gjøre med L-koppen og M-mansjett-kondomen.

Vennligst aldri sett S-mansjett-kondomen på L-klokken. Materialet vil ellers rulle.

Retningslinjer for vedlikehold:

Mansjett-kondomen kan og skal tas av koppen og vaskes av hygieniske grunner med såpe i lunkent vann.

Oppbevar mansjett-kondomen i avrullet tilstand inntil den skal benyttes igjen.

Vennligst ikke glem at mansjett-kondomen etter bruk skal pudres med babypulver på utsiden når den har blitt rullet av.

Sugekoppen skal også rengjøres slik det er beskrevet ovenfor. Men fjern første sugepumpen ved at du beveger den markerende grønne „nesen“ hos sugepumpens ventil i retning av dobbelt-pilen. Trekk sugepumpen forsiktig ut av sugekoppen. Sugepumpen skal ikke komme i berøring med vann eller fett, ettersom de ømfintlige ventilene ellers ikke vil fungere plettfrøtt.

Trinnvis plan for eksakt tilpasning av trekraften hos beltet på bindevevet hos penis.



Innledning:

Kroppens bindevev avhenger av de respektive arveanleggene. Vi utviklet derfor en signalkonstruksjon som gjør det mulig for deg å tilpasse beltestrammingen på ditt bindevev svært eksakt. Påse alltid at trekraften i begynnelsen ligger i det nederste grønne området. Slik oppnår du optimale resultater i forhold til en penisforlengelses lengde og omfang, uten bivirkninger.

1. dag

Still den strammende kraften inn på det nederste grønne området, og benytt PHALLOSAN® vennligst bare i 1 time. Fjern først beltet og drei den markerende grønne „nesen“ hos sugepumpens ventil i retning av pilsymbolet. Vakuuet forsvinner.

Rull vennligst mansjett-kondomen forsiktig i retning av glans, og fjern sugekoppinretning.

Sjekk nå det området på penis som ligger mellom åpningen av urinrøret og båndet på forhuden (frenulum) som ligger på undersiden av glans. Dette området har det mest ømfintlige vevet på penis. Har dette området blitt rød-farget eller oppsvulmet så var beltet strammet for hardt. Avslutt bruken denne dagen. Dersom du opplever forandringer på penis begynner du ikke igjen før disse har gått tilbake.

2. dag til 8. dag

Dersom du kunne benytte PHALLOSAN® forte dagen i forveien uten at det kom til misfarging eller oppsvulming, så kan du nå benytte PHALLOSAN® en time lengre.

Brukstiden forlenges med en time for hver dag. Etter 8 dager er tilpasningen fullført.

PHALLOSAN® kan etter den innledende fasen også benyttes om natten. Du vil merke at det finnes følbare knapper på begge symbolene for pumping og låsing, for slik å gjøre det mulig med pumping eller låsing også uten synskontakt. Mansjett-kondomen strekkes ved ereksjoner om natten, blodtilførselen blir ikke svekket, den blir bedre.

Du vil bære PHALLOSAN® forte med begeistring, og i løpet av få uker kan penis være vokst målbar i lengde og omfang. Du vil oppleve positive bivirkninger som sterkere seksualdrift og lyst.

Brukens varighet:

PHALLOSAN® bør benyttes daglig i 8-10 timer, 6 dager i uken, men kan også alltid benyttes lengre.

Bivirkninger/Forholdsregler

Bruken av PHALLOSAN® forte skjer på egen risiko, men er ufarlig dersom bruksanvisningen følges. Det bør imidlertid, spesielt i de første ukene av bruken, ikke utøves for sterkt trykk på penis.

Dersom det oppstår oppsvulming og/eller blemmer på forhuden eller glans er beltet strammet for hardt. Ta umiddelbart en pause inntil oppsvulmingen eller blemmen er helbredet. Still deretter trekraften inn noe svakere. Vennligst vær tålmodig. Prosedyren trenger omtrent like lang tid som en regulering av kjøven for å være vellykket. Kontinuiteten, ikke alene trekraften, er nøkkelen til suksess i forbindelse med penisforlengelsen. Iblant merker du trykksmerter på penisskaffet. Dette kan skyldes at den kanten av mansjett-kondomen som buler ut ligger på ringen av silikonskum, og derfor utløser smerter.

Tiltak:

Rull enden av mansjett-kondomen noe tilbake fra ringen av silikonskum, og trykksmerter vil ikke lenger forekomme.

Du kan også fordele strammingen av beltet over kroppen for å redusere strammingen på penisens basis. Hold rundt beltet i området hvor sugekoppen forbindes og før strammingen langs kroppen for å avlaste penisens basis. Det høres komplisert ut, men er det ikke. Strammingen fordeles nå over hele beltets område.

Under følgende omstendigheter skal PHALLOSAN® forte ikke benyttes:

Etter bruk av alkohol, etter å ha inntatt narkotika eller smertestillende medikamenter, sovemidler eller nervetabletter. Grunnen er at disse kan påvirke kroppens smerteopplevelse slik at du ikke reagerer raskt nok på smertene. Unngå bruk av PHALLOSAN® forte ved infeksjoner eller åpne sår på penis.

Hvordan måles penisforlengelsen eksakt?

Bruk en tommestokk. Et målebånd egner seg ikke. Hold penis i ikke-eriget tilstand ut fra kroppen (90 grader). Legg tommestokken på siden av penis, sett ovenfra. Trykk tommestokken mot skambeinet.

Viktig

Mål før bruken din eksakte kroppsvekt uten klær. Ved en eventuell vektøkning dannes spesielt rundt penisens kjønnsår et fettlag. Dette fettlaget forkorter avstanden fra penisens tupp til skambeinet og forfalsker (forkortet) resultatet. Leger omtaler dette som et fettforkle.

Etterbestillinger

Alle delene til PHALLOSAN® forte kan etterbestilles enkeltvis hos oss. Dersom du skulle ha flere spørsmål eller tips så står våre eksperter til enhver tid til din disposisjon til vanlige telefonavgifter.

Med forbehold om tekniske endringer til enhver tid, som vi også vil offentliggjøre på internett hos www.phallosan.at, www.phallosan.de www.phallosan-info.ch.

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

KÄYTTÖOHJE

Onneksi alkoon, olet uuden PHALLOSAN® forte -tuotteen omistaja! PHALLOSAN® forte on osoittautunut ympäri maailman jo 18 vuoden ajan menestyksekkääksi ja toimivaksi tuotteeksi. PHALLOSAN® forte on lääketieteellinen tuote. Urologeista ja lääketeknikoista koostuva tiimimme on kehittänyt tehokkaimman ja innovatiivisimman tuotteen, PHALLOSAN® forte.

Käyttöalueet:

PHALLOSAN® forte -tuotetta suositellaan käytettäväksi seuraavissa tapauksissa

- » Peniksen suurentaminen, peniksen pidentäminen
- » Synnyttäminen/kehittynyt peniksen käyryys ja siittimen kovettumatauti, Induratio penis plastica (IPP)
- » Erektiohäiriöt
- » Eturauhassyöpäleikkauksen jälkeen
- » Peniksen paisuvasen harjoittelu

Sisältö:

1. Elastinen vyötäisille sidottava vyö. Vaahtomuovirengas (A), jonka sisään siitin laitetaan. Vyösolki (B), jolla vyö säädetään yksilölliselle tiukkuudelle ja liittin (C), jolla imukuppi kiinnitetään.
2. a) Imukuppi S-koko, jossa PHALLOSAN® forte – S-kauluskondomi
2. b) Imukuppi M-koko, jossa PHALLOSAN® forte – M-kauluskondomi
2. c) Imukuppi L-koko, jossa PHALLOSAN® forte – L-kauluskondomi ja kiristysklipsi (3)
3. Kiinnitysjouset varustettu kiristysklipsi, jolla säädetään paineen voimakkuus käyttämällä liikennevalojen kaltaisia värikoodeja, sisältää vyösovittimen.
- 4./5. Suojus terskan suojaamiseen liian kireiltä asetuksilta.
6. Imukuppi, jossa 3-kanavainen venttiili
7. Mittakaavain

Käyttöohje

Matkapussi ja 4 kauluskondomia (1 x S, 2 x M, 1 x L)

Esivalmistelut

1. Vyö



Avaa ortopedinen PHALLOSAN® forte -vyö ja aseta sen solki (B) suurimpaan mahdolliseen leveyteen.

2. Imukuvun/kondomin valinta

Mittaa oheisella mittasablunalla (7) sopiva imukuvun koko. Mittaa lepotilassa olevan siittimen varsi ja terska.



Kupu M (2c) on liitetty valmiiksi kondomiin M (2c) ja vetohaarukkaan ja vetojousyksikköön.

Jos tarvitset toista kokoa, poista vetohaarukka (3).

Valitse nyt sopivan kokoinen kupu ja liitä se imupumpuun. Se lokahtaa paikalleen vain nuolisymbolin (↓) kohdalla. Sopiva kondomi (2) asetetaan kuvun reunan päälle ja vetohaarukka (3) laitetaan takaisin paikalleen.



Imukupua asettaessa on ehdottomasti otettava huomioon, että kuvun reuna lokahtaa paikalleen kondomin paksun pään uurteseen. Jos kondomi vedetään liian pitkälle kuvun reunan päälle, se repeä.



Ylhäällä: Väärin, liian ylös kuvun päälle asetettu ja puuteroitaton!



Alhaalla: Richtig, und eingepudert.

Oikein asetettu ja puuteroitu.

Ota huomioon, että kondomin päällyste häviää muutaman päivän kuluttua. On tärkeää puuteroida kondomin ulkopinta vauvavalkilla. Se muodostaa pinnalle suojakerroksen, joka suojaaa kondomia kulumiselta, tarttumiselta ja repeämitä.

Purista imukupu polviesi väliin. Rullaa kondomi varovasti sisällä olevan kuvun reunan koh-

dalle. Ole varovainen, että et vahingoita kondomia terävillä kynsillä tai vierasesineillä. Älä rullaa kondomia liian voimakkaasti.







Uuden PHALLOSAN® forte -kondomin ominaisuuksia

PHALLOSAN® forte -kondomit on valmistettu lääketieteellisestä silikonista, joka ei aiheuta ärsytystä tai allergisia reaktioita. Tämä innovaatio tarjoaa sinulle paremman käyttömukavuuden, sillä kondomi mukautuu ainutlaatuisen tiiviisti siittimen päälle. Kondomi on paksuimmillaan 3 mm kohdasta, joka kiinnitetään kupuun ja ohuimmillaan 0,3 mm mukautuen pehmeästi peniksen varren ympärille.

Imukuppi on nyt käyttövalmis!

3. Terskasuojus

Ota esiin terskasuojus (4/5), joka sopii kaikenkokoisiin siittimiin. Venytä terskasuojusta molempien käsien peukaloilla ja sormilla ja aseta se sitten terskan päälle. Sen tulisi mukautua tiiviisti ihoon.



Ota huomioon, että terskan päähän ei saa jäädä ilmapuolaa. Terskasuojus on helpointa laittaa paikalleen, jos siitin on kevyesti erektoitunut. Terskasuojus suojaaa siittintä mahdoli-

selta liian kovalta alipaineelta ja sen sivuvaikutuksilta. Kokeneet käyttäjät voivat luopua terskasuojuksesta muutaman viikon kuluttua.

Kaikki tarvittavat esivalmistelut on nyt tehty.

Käyttö:

1. Aseta siitin yhdessä terskasuojuksen kanssa imukuvun sisään ja rullaa kuvun reunuksen kondomi siittimen päälle.



2. Käännä imupumpun (6) venttiilin vihreä nokka imusymbolin kohdalle ja käynnistä imupumppu painamalla sitä sormella useita kertoja. Terska on nyt imeytynyt pidemmälle kupuun. Kondomi mukautuu pehmeästi peniksen varren päälle.



3. Aseta nyt imupumpun (6) venttiilin vihreä nokka lukkoymbolin kohdalle pitääksesi yllä alipainetta.



4. Ota valmistettu vyö esiin ja aseta valkea vaahtomuovirengas (A) koko imukupulaitteen ympärille siittimen juureen saakka.
5. Aseta vyön pää vyötärön ympärille.
6. Kierrä vetohaarukan (3) soljen avoin pää kohti kehoa ja kiinnitä renkaat (C).



7. Lisää vyön kireyttä soljella (B), kunnes tunnet peniksen venyvän ja värijärjestelmä näyttää vihreää. Tarkista, että vyö kulkee nivustaivetta pitkin. Nosta vyötä pakaroiden päältä vyötärää kohden. Mikäli vyö jää pakaroiden päälle, se kiristää istuma-asennossa ja saattaa tuntua epämukavalta.



8. Nyt voit elää normaalia arkeasi tai käyttää PHALLOSAN® fortea myös öisin, koska venekierto ei häiriidy missään vaiheessa.

Käytön lopettaminen

Poista ensin vyö ja kierrä imupumpun venttiilin vihreä nokka nuolisymbolin kohdalle. Alipaine vähenee. Rullaa kondomi varovasti kohti terskaa ja poista imukupulaite.

Tekniset ominaisuudet

Muista, että yksinkertaistetusti ajateltuna kyse on alipainekuvusta ja tiivisteestä. Siksi ei ole tärkeää, kuinka pitkälle peniksen varteen kondomi yltyä. Kondomia ei ole suunniteltu kestämään penikseen kohdistuvaa painetta. Paine ja rasitus kohdistuvat vain kupuun muodostuvassa alipaineessa.

Jos huomaat käytön aikana, että alipaine vähenee ja terska liikuu liian kauas kuvusta, syitä voi olla monia. Joka tapauksessa terskan päähän pääsee ilmaa. Tämä voi johtua siitä, että intiimikarvoitusta ei ole poistettu tarpeeksi huolellisesti tai kondomi on liian iso.

On suositeltavaa poistaa säännöllisesti siittintä ympäröivä karvoitus. Poistoon voi käyttää partaterää tai karvanpoistovaahoa.

Ratkaisu

Kierrä imupumpun venttiilin vihreä nokka lukko-symbolista imusymboliin.

Ime terska uudelleen kuvun sisään ja sulje venttiili kiertämällä vihreä nokka jälleen lukko-symbolin kohdalle.

Jos terska liikuu edelleen paikaltaan kuvusta, syynä on todennäköisesti liian väljä kondomi.

Sinulla on mahdollisuus säätää itse yksilöllinen kokosi saavuttaaksesi tehokkaimman lopputuloksen. Jos esim. tunnet, että M-kupu on oikean kokoinen, mutta kondomi liian suuri, voit asettaa S-kondomin M-kupuun. Voit toimia samoin L-kuvun ja M-kondomin kohdalla.

Älä kuitenkaan missään tapauksessa aseta S-kondomia L-kupuun. Kondomi saattaa revetä.

Hoito:

Kondomi pitää irrottaa kuvusta ja pestä päivittäin hygieenisistä syistä saippualla ja kädenlämpöisellä vedellä.

Säilytä kondomi aina avattuna ja kokoon käärimättömänä, kunnes käytät sitä uudelleen.

On tärkeää, että kondomin annetaan kuivua pesun jälkeen avoimena ja käärimättömänä, ja kun se on kuivunut, se puuteroidaan talkilla.

Myös imukupu tulisi puhdistaa päivittäin. Poista kuitenkin ensin imupumppu siirtämällä imupumpun venttiilin vihreä nokka kaksoisnuolen suuntaan. Vedä imupumppu varovasti ulos imukuvusta. Älä altista imupumppua vedelle tai rasvalle, koska muutoin herkätkä venttiilit voivat vaurioitua.

Näin voit määrittää siittimen sidekudokselle sopivan vyön kireyden.



Huomaa:

Sidekudoksen ominaisuudet riippuvat vahvasti yksilöllisistä perintötekijöistä. Olemme siksi kehittäneet värijärjestelmän, joka auttaa Sinua sovittamaan vyön tiukkuuden omaan sidekudokseesi sopivaksi. Varmista, että vetolujuus pysyy alussa vihreällä alueella. Siten saat aikaan parhaan mahdollisen siittimen leventymisen ja pidentymisen ilman negatiivisia sivuvaikutuksia.

Päivä 1

Säädä vetolujuus vain vihreälle alueelle ja käytä PHALLOSAN® ia vain 1 tunnin ajan. Poista vyö ja kierrä imupumpun venttiilin vihreä nokka nuolisymbolin suuntaan. Alipaine vähenee.

Rullaa kondomi varovasti kohti terskaa ja irrota imukupulaite.

Tarkastele nyt esinahan sidealuetta, joka sijaitsee peniksen takapinnalla virtsaputken ja peniksen varren välillä. Se on siittimen herkin alue. Mikäli alue on muuttunut punertavaksi tai se on paisunut, vyö oli liian tiukalla. Lopeta käyttö tältä päivältä. Jos olet huomannut muutoksia siittimessä, aloita käyttö uudelleen vasta sitten, kun ne ovat parantuneet.

Päivä 2 ja sitä seuraavat päivät 8. Käyttöpäivään asti:

Ne, joille PHALLOSAN® käyttö ei ole aiheutunut punoitusta tai turvotusta ensimmäisenä päivänä, voivat käyttää PHALLOSAN® -vyötä toisena päivänä kaksi tuntia.

Pidennä vyön käyttöaikaa joka päivä yhdellä tunnilla. 8 päivän jälkeen totuttelujakso on päättynyt.

PHALLOSAN® ia voi käyttää totuttelujakson jälkeen myös yöllä. Pumpun ja venttiilin symboleissa on nystyrät, joiden avulla niitä voi käyttää myös ilman katsomista. Kondomi venyy ja sopeutuu yöllisiin erektioihin. Se ei heikennä verenkiertoa, vaan vahvistaa sitä.

PHALLOSAN® fortin avulla siittiin pitenee ja samalla myös sen ympäröimä kasvaa muutamassa viikossa. Käytöllä on vain positiivisia sivuvaikutuksia, kuten vahvempi potenssi ja suurempi seksuaalinen nautinto.

Käyttöaika:

PHALLOSAN® ia tulee käyttää päivittäin 8–10 tuntia, 6 päivää viikossa, tietenkin voit käyttää sitä kauemminkin!

Sivuvaikutukset/varoimenpiteet

Seuraamalla huolellisesti käyttöohjeita käyttö on kuitenkin vaaraton. Käyttäjän on kuitenkin oltava varovainen etenkin ensimmäisten käyttöviikkojen aikana, ettei siittimeen kohdistu liian suurta painetta.

Mikäli esinahassa tai terskassa esiintyy turvotusta ja/tai rakkuloita, on vyö ollut liian tiukalla. Lopeta käyttö välittömästi ja ota, kunnes turvotus ja/tai rakkulat ovat hävinneet. Aseta vyö löysemmälle. Ole kärsivällinen — peniksen kehittämisessä saavutetaan parhaita tuloksia pitkällä aikavälillä. Kehityksen aika ja jatkuvuus on olennaista parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamisessa, ei vain imuteho! Joskus peniksen varressa voi tuntua painetta, mikä voi johtua siitä, että kondomin reuna on silikonirenkaan päällä ja tuottaa kipua.

Ratkaisu:

Rullaa kondomin pää pois silikonirenkaan päältä, jolloin painetta ei pitäisi enää tuntua.

Voit myös jakaa vyön vetorasituksen koko vyön alueelle, jolloin siittimen juuren jännitys vähenee. Tartu vyöhön imukuvun kiinnityksen kohdalla ja siirrä vetorasitus koko vyön alueelle vähentääksesi siittimen juuren rasittumista. Se kuulostaa monimutkaiselta, mutta ei ole sitä. Jännitys jakautuu nyt tasaisesti koko vyön alueelle.

Älä käytä PHALLOSAN® fortea seuraavissa tapauksissa:

Kun olet käyttänyt alkoholia, huumeita tai kivun tuntemukseen vaikuttavia lääkkeitä, unilääkkeitä tai muita rauhoittavia lääkkeitä. Ne voivat vaikuttaa luonnolliseen kivunantemiskykyyn. Vältä PHALLOSAN® fortin käyttöä, kun siittimessäsi on infektio tai avo- haavoja.

Miten mittaan tarkasti siittimen pituuskasvun?

Käytä viivoitinta tai mittakeppiä. Mittanauha ei sovellu tähän. Pidä lepotilassa olevaa penistä siten, että se osoittaa suoraan vartalosta ulospäin (90 asteen kulmassa). Aseta mitta ylhäältä päin katsottuna siittimen viereen. Paina mitta häpyluuta vasten.

Tärkeää

Punnitse itsesi ilman vaatteita ennen käyttöönottoa. Painonnousu vaikuttaa erityisesti häpyalueeseen intiimikarvoituksen alueella ja peniksen juureen kasvaa rasvakudosta. Rasvakudos tai riippuva vatsanahka lyhentää pituutta siittimen kärjestä häpyluuhun ja lyhentää (väärästää) tulosta. Lääkärit kutsuvat tätä roikkuvaksi vatsaksi.

Jälkitilaukset

PHALLOSAN® fortin kaikkia osia voi tilata yksittäin jälkikäteen. Mikäli Sinulla on lisäkysymyksiä, voit milloin tahansa keskustella asiantuntijoidemme kanssa puhelimitse.

Tarkkaile tuotteen teknisiä muutoksia, jotka ilmoitamme myös internetissä osoitteessa www.phallosan.fi

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

NÁVOD K POUŽITÍ

Srdečně blahopřejeme ke koupi Vašeho PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte se používá již 18 let úspěšně na celém světě. PHALLOSAN® forte platí na recept nemocenské pojišťovny. Náš tým, složený z urologů a lékařských techniků vyvinul z našeho pohledu nejefektivnější a nejnovativnější výrobek svého druhu, PHALLOSAN® forte.

Oblasti použití:

PHALLOSAN® forte se doporučuje pro aplikaci

- » zvětšení nebo prodloužení penisu
- » při vrozeném nebo jeho vzniklém zkřivení a při Induratio penis plastica (IPP)
- » při poruchách erekce a potence
- » k dodatečné aplikaci po operaci prostaty
- » pro trénink penisu v každém věku


Obsah balení:

1. Pružný popruh k připevnění kolem pasu včetně prstence z pěnové hmoty (A), do kterého se zavádí penis. Posuvná přezka (B), kterou je možné nastavit popruh na individuální délku a adaptér (C) na popruhu spojený s přísavným zvonem.
 2. a) Savka velikosti S s kondem PHALLOSAN® forte – S-sleeve
 2. b) Savka velikosti M s kondem PHALLOSAN® forte – M-sleeve
 2. c) Savka velikosti L s kondem PHALLOSAN® forte – L-sleeve a sestavenou napínací svorkou (3)
 3. Napínací svorka s napínacím nástavcem s pružinou k nastavení intenzity napínání, s kódováním pomocí barev a s adaptérem pro pás.
 - 4./5. Ochranný kryt chrání žalud před přílišným napětím.
 6. Savka s 3cestným ventilem
 7. Měrka
- Průvodce instrukcemi
Cestovní obal se 4 kondomy extra sleeve (1xS,2xM,1xL)



Příprava k použití

1. Popruh



Rozložte ortopedický popruh PHALLOSAN® forte a nastavte ho pomocí posuvné přezky (B) na jeho největší délku.

2. Volba sacího zvonu a manžetového kondomu

Určete pomocí přiložené šablony (7) pro Vás vhodnou velikost sacího zvonu. Neodtahujte ztopořený penis od těla a měřte na penisu.



Zvon ve velikosti M (2c) je již spojený jako souprava s manžetovým kondem velikosti M (2c) a stahovací vidlicí. Jestliže potřebujete jinou velikost, odstraňte stahovací vidlici (3).

Nyní vezměte vhodný sací zvon a adaptujte ho se sací pumpou, tato zaskočí jen v poloze označené šipkou (↓). Vhodný manžetový kondom (2) se přetáhne přes vyboulení na zvonu a stahovací vidlice (3) se zase připevní.



Při připevňování na sací zvon je třeba dávat pozor, aby zapadlo vyboulení na zvonu do drážky manžetového kondomu na jeho tlustém konci. Jestliže se přetáhne manžetový kondom dále přes vyboulení na sacím zvonu dojde k jeho roztržení.





Nahoře: nesprávně, příliš daleké přetažení a bez napudrování!

Dole: Dbejte na to, že za několik dnů ztratí kondom povrchovou úpravu. Proto je třeba, aby jste si pořídili pudr pro kojení a ošetřovali s ním povrch kondomu. Pudr tvoří ochrannou vrstvu chránící kondom proti oděru, slepení a roztržení.

Sevíte sací zvon mezi Vaše kolena. Rozvíňte opatrně kondom za současného mírného tahu až k okrajům sacího zvonu a přetáhněte ho přes vyboulení na zvonu. Buďte přitom opatrní, aby

jste kondom nepoškodili ostrými nehty nebo podobnými hranami. Při rolování netáhněte silou.







Zvláštnosti nových manžetových kondomů PHALLOSAN® forte

Manžetové kondomy PHALLOSAN® forte jsou zhotovené z lékařského silikonu, tím jsou vyloučena dráždění a alergické reakce. Tato inovace Vám poskytuje nejenom lepší komfort, ale kondom přilne i jedinečným způsobem na úd. V místě, kde se navléká na sací zvon má tloušťku cca 3 mm, v nejtenčím místě 0,3 mm pro měkké přilnutí na penis.

Pro Vás perfektní sací zvon je nyní připraven k použití!

3. Protektorová čepička

Vezměte protektorovou čepičku (4/5), která je vhodná pro všechny velikosti penisu. Roztáhněte ji palci a ukazovákem obou rukou a převlečte ji přes žalud. Měla by těsně přiléhat.



Přítom je důležité, aby se nacházelo na špičce žaludu, pod převlečenou protektorovou čepičkou, co nejmenší množství vzduchu. Výhodnější pro nasazování čepičky je mírně ztopořený penis. Protektorová čepička má chránit žalud před vedlejšími účinky eventuálně příliš silně

nastaveného tahu. Po několika týdnech nemusí zkušeni uživatelé čepičku dále používat.


Nyní jsou všechny potřebné přípravy ukončeny.

Použití:

1. Nyní zaveďte penis spolu s protektorovou čepičkou do sacího zvonu a přetáhněte kondom od vyboulení zvonu přes penis.



2. Pootočte zelený konec ventilu na sací pumpě (6) na symbol sání a zapněte pumpu několika promáčknutím prstem. Tím se vtáhne žalud ještě dále do sacího zvonu. Kondom přilne jemně na penis.



3. Nyní nastavte zelený konec ventilu na sací pumpě (6) na symbol zámku, pro udržení mikro-vakuu.



4. Nyní vezměte před Vámi rozložený popruh a převlečte prsteneček z pěnové hmoty (A) přes celé zařízení zvonce až doléhá na kořeni penisu.

5. Poté zaveďte konce popruhu kolem boků.
6. Otočte tažnou vidlici (3) s otevřeným koncem k tělu a spojte obě oka (C).



7. Zesilte pnutí popruhu pomocí posuvné přezky (B) tak dalece až ucítíte natažení penisu

a až ukáže semaforový systém zelenou barvu. Dbejte na to, aby popruh v oblasti slabín směřoval šikmo nahoru. K tomu vytáhněte popruh vzadu na sedací části nahoru, směrem k pasu. Jestliže sedí popruh ve výši záhybu sedací části, dojde v sedě ke zvýšení tahu, což je nežádoucí.



8. Nyní se můžete věnovat záležitostem v předchozího dne anebo používat PHALLOSAN® forte i při spánku, oběh krve není nikdy omezený.

Ukončení použití

Nejdříve sejměte popruh a pootočte zelený výčnělek ventilu na sací pumpě na symbol špičky. Srolujte opatrně kondom ve směru k žaludu a odstraňte zařízení se sacím zvonom.

Technické zvláštnosti

Prosíme, vezměte na vědomí, že se jedná, jednoduše řečeno, o sací zvon s těsněním. Proto není důležité jak daleko je přetažený kondom přes penis. Manžetový kondom není konstruovaný pro přenašení síly na penis. Penis je zatěžován jen silou tvořenou mikro-vakuumem ve zvonu.

Jestliže zjistíte během nošení, že se ztrácí vakuum a žalud přitom vylézá ze zvonu, může to mít více příčin.

V každém případě vniká do prostoru s vakuumem vzduch. Toto může být na penisu, jestliže nebyly dostatečně odstraněny okolní chloupky nebo jste zvolili příliš velký kondom. Odstraňte, jestliže je to nutné, okolní chloupky. Chloupky můžete vyholit nebo použít vhodný krém na jejich odstranění.

Pomoc

Pootočte zelený výčnělek ventilu sací pumpy ze symbolu zámku na symbol sání. Natáhněte sáním žalud zase do zvonu a uzavřete ventil pootočením jeho výčnělku směrem na symbol zámku.

Jestliže i potom vyklouzává žalud ze zvonu je jednoznačně příčinou příliš velký kondom.

Máte možnost individuálního přizpůsobení na Vaši velikost a tím dosáhnout nejvyšší efektivity. Jestliže máte například pocit, že má zvon M správnou velikost, ale kondom je příliš velký, můžete použít kondom S na zvon M. Totéž můžete provést se zvonom L a kondomem M.

Prosíme, v žádném případě nepoužívejte kondom S na zvon L. Materiál kondomu se může roztrhnout.

Návod k ošetřování:

Kondom je možné sundat ze zvonu a má se z hygienických důvodů omývat vlažnou vodou a mýdlem.

Před dalším použitím uchovávejte kondom rozvinutý.

Prosíme, nezapomeňte ošetřit rozvinutý kondom kojeneckým pudrem.

Také sací zvon se má denně ošetřovat jak je výše popsáno. Před tím ale nejdříve odstraňte sací pumpu, k tomu pootočte zelený výčnělek ventilu na sací pumpě směrem na symbol dvojité špičky. Vytáhněte opatrně sací pumpu ze zvonu. Sací pumpa se nesmí dostat do kontaktu s vodou nebo mastnotou, v opačném případě nebudou správně fungovat používané ventily.

Stupňovitý plán k přesnému přizpůsobení síly tahu popruhu na stav vazivové tkáně penisu.



Předmluva:

Stav vazivových tkání těla je dědičný. Proto jsme vyvinuli semaforový systém, který umožní přesné přizpůsobení napětí popruhu ke stavu Vaší vazivové tkáně. V každém případě dbejte na to, nastavit sílu tahu do spodní zelené části. Tím docílíte prodloužení penisu i zvětšení jeho obvodu bez vedlejších účinků.

1. Den

Nastavte tah jen do spodní zelené části a prosíme, noste PHALLOSAN® jen 1 hodinu. Sejměte popruh a pootočte zelený výčnělek ventilu sací pumpy na symbol špičky. Vakuum se zruší. Prosíme, srolujte opatrně kondom směrem k žaludu a odstraňte zařízení se sacím zvonom.

Prohlédněte si místo na spodní straně žaludu mezi otvorem močové trubice a okrajem předkožky (Frenulum). Toto oblast je nejcitlivějším místem na penisu. Jestliže je toto místo zčernalé nebo oteklé, pak bylo pnutí popruhu příliš silné. Pro tento den ukončete používání. Jestliže zjistíte změny na penisu, začněte zase s používáním až jejich zmizení.

2. Den až do 8. dne

Jestliže jste mohli PHALLOSAN® forte používat předchozí den bez zbarvení nebo otoku na výše popsaném místě, můžete nyní prodloužit nošení PHALLOSAN® o jednu hodinu.

Prodlužujte dobu nošení každý den o jednu hodinu. Po 8 dnech je přivyknutí ukončené.

Po přivyknutí je možné nosit PHALLOSAN® i v noci. Časem zjistíte, že jsou na obou symbo-

lech pro pumpování a uzavírání nahmatatelné nopyky umožňující pumpování nebo uzavírání bez podivání.

Při noční erekci se kondom roztahuje, prokrvení penisu není omezené, naopak se zlepšuje. PHALLOSAN® forte budete nosit s nadšením, penis se za několik týdnů prokazatelně prodlouží a jeho obvod se zvětší. Pociťte pozitivní vedlejší účinky jako zesílení potřeby a chuti na sex.

Doba použití:

PHALLOSAN® se má nosit 8 až 10 hodin denně, 6 dnů v týdnu, kdykoliv i déle.

Vedlejší účinky a preventivní opatření

PHALLOSAN® forte používáte na vlastní nebezpečí, při respektování pokynů z návodu je použití neškodné. Přesto je důležité, obzvláště v prvních týdnech používání, nevystavovat penis příliš silnému tahu. Jestliže dojde ke tvoření otoků nebo puchýřků na předkožce anebo na žaludu, pak je pnutí popruhu příliš silné. Udělejte přestávku v používání, počkejte až se otok nebo puchýřky zahojí. Před pokračováním nastavte mírnější tah. Prosíme, mějte trpělivost, výsledky použití se ukáží později, celý proces je v tomto směru srovnatelný například s rovnáním čelistí. Zárukou úspěchu není síla tahu popruhu, ale trvající, průběžné natahování! Jestliže začnete cítit bolest způsobenou tlakem na penis, může to být způsobené přiléháním vybouleného konce manžetového kondomu na silikonový, pěnový prstenec.

Pomoc:

Odrolujte poněkud konec kondomu ze silikonového prstence, bolest zmizí.

Ke zmírnění tlaku na kořen penisu můžete rozdělit tah popruhu na tělo. Pro odlehčení kořene penisu uchopte popruh v místě spojení sacího zvonu a odvedte jeho pnutí kolem těla. Zní to složitě, ale je to vlastně jednoduché, tah popruhu se tím rozdělí na jeho celou délku.

V následujících případech by jste neměli PHALLOSAN® forte nosit:

Po požití alkoholu nebo drog stejně jako po použití léků utišujících bolest, prášků na spaní – poté je přirozená citlivost na bolest redukována a znemožňuje včasnou reakci na bolesti způsobené nošením PHALLOSAN® forte. Noste PHALLOSAN® forte při infekcích nebo otevřených ranách na penisu.

Jak změřím přesně prodloužení penisu?

Prosíme, použijte skládací metr. Krejčovský metr není k tomu vhodný. Podržte neztopořený penis rovně od těla (90 stupňů). Přiložte k němu na straně metr. Přitlačte metr na stydkou kost.

Důležité

Na začátku aplikace se zvažte bez oblečení. Při zvýšení váhy se tvoří v oblasti stydké kosti tuková vrstva. Tato vrstva zkracuje délku penisu, zkracuje výsledek měření. Lékaři to nazývají tukovou zástěrou.

Dodatečné objednávky

Všechny díly artiklu PHALLOSAN® forte je možné u nás jednotlivě objednat. Jestliže máte otázky nebo návrhy, jsou Vám naši experti bezplatně, telefonicky k dispozici za normální telefonické poplatky.

Technické změny jsou vyhrazeny, popřípadě je zveřejňujeme na webových stránkách www.phallosan.at, www.phallosan.de www.phallosan-info.ch

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte jest stosowany skutecznie już od 18 lat na całym świecie. Koszta związane z kupnem PHALLOSAN® forte na receptę są już pokrywane przez kasę chorych. Nasz zespół składający się z urologów i techników medycznych stworzyli, z naszej perspektywy, najefektywniejszy i najbardziej innowacyjny produkt tego rodzaju, PHALLOSAN® forte.

Zakres stosowania:

- PHALLOSAN® forte jest zalecany podczas leczenia
- » Powiększenia członka-wydłużania członka
 - » Wrodzone/nabyte skrzywienie penisa i induratio penis plastica (IPP)
 - » Zaburzenia erekcji i potencji
 - » Pooperacyjna rehabilitacja po operacji prostaty
 - » Trening ciała jamistego członka w każdym wieku


Zawartość opakowania:

1. Elastyczny pasek, zakładany wokół bioder wraz z krążkiem piankowym (A), do którego zostaje wprowadzony członek aż do jego podstawy. Klamra regulująca (B), dzięki której można indywidualnie ustawić szerokość paska i adapter (C) przy pasku za pomocą którego jest przyczepiana przysawka próżniowa.
 2. a) wyciągacz w rozmiarze S z kondomem S PHALLOSAN® forte
 2. b) wyciągacz w rozmiarze M z kondomem M PHALLOSAN® forte
 2. c) wyciągacz w rozmiarze L z kondomem L PHALLOSAN® forte i widelkami rozciągającymi
 3. Widelki rozciągające z końcówką ze sprężyną rozciągającą do regulowania intensywności rozciągania przy pomocy systemu kolorowych kodów z adapterem do pasa.
 - 4./5. Kapturek do ochrony żołądździ przed za mocnymi ustawieniami rozciągania.
 6. Wyciągacz z zaworem 3-kierunkowym
 7. Szablon pomiarowy
- Instrukcja obsługi
Torebka podróżna z 4 dodatkowymi kondomami (1xS,2xM,1xL)



Przygotowania do zastosowania

1. Pasek



Ortopedyczny pasek PHALLOSAN® forte należy rozłożyć i ustawić jego odpowiednią długość za pomocą klamry regulacyjnej (B).

2. Wybór przysawki próżniowej/ kapturek próżniowych

Za pomocą zawartego szablonu pomiarowego (7) sprawdzić pasujący rozmiar przysawki próżniowej. Przytrzymać penis niezjadający się w stanie erekcji od ciała i zmierzyć jego obwód.



Przysawka o rozmiarze M (2c) z kapturem o rozmiarze M (2c) i klamrą zaciskową wraz ze sprężyną naciągową jest już połączona w jednym komplecie.

Jeśli potrzebny jest inny rozmiar należy odzepić klamrę zaciskową (3).

Teraz wziąć pasującą przysawkę i połączyć ją z pompą ssącą, która zaskakuje tylko w pozycji wskazującym w kierunku symbolu strzałki (↓). Odpowiedni kapturek próżniowy (2) jest naciągany na zgrubienie przysawki a klamra zaciskowa (3) ponownie zamocowana.



Podczas zamocowania przysawki należy koniecznie przestrzegać, aby zgrubienie przysawki zaskoczyło w rowek kapturka przy grubym jego zakończeniu. Jeśli kapturek próżniowy

zostanie za mocno naciągany na zgrubienie, to może on się rozerwać.





U góry: Nie prawidłowo, za daleko naciągany na przysawkę i niezapudrowany!

Na dole: Prawidłowo i zapudrowany.

Prosimy pamiętać, że kapturki próżniowe po kilku dniach tracą swoją powłokę. Z tego powodu należy zakupić puder dziecięcy i napudrować nim zewnętrzną powierzchnię kapturka. Wtedy powstaje ochronna powłoka, która zabezpiecza kapturek próżniowy przed ścieraniem, sklejeniem i rozdarciem.

Przysawkę próżniową przytrzymać kolanami. Zwinąć kapturek próżniowy ostrożnie do brze-

gu przysawki i naciągnąć go za zgrubienie przysawki. Należy być ostrożnym i uważać, aby nie uszkodzić kapturka ostrym paznokciem albo w podobny sposób. Nie ciągnąć za mocno podczas jego zwijania.








Właściwości nowych kapturek próżniowych PHALLOSAN® forte

Kapturki próżniowe PHALLOSAN® forte składają się z medycznego silikonu i tym samym podrażnienia albo alergiczne reakcje są wykluczone. Innowacja oferuje Wam lepszy komfort, ponieważ kapturek przylega wyjątkowo przyjemnie do członka. W jednym miejscu jest on gruby na ok. 3 mm, w tym miejscu jest on przymocowany do przysawki, przy najcieńszym miejscu o grubości 0,3 mm, przylega miękko wokół penisa.

Perfekcyjna przysawka próżniowa jest gotowa do użycia!

3. Kapturek ochronny żołądździ

Wyjąć kapturek ochronny (4/5), który odpowiada rozmiarowi członka. Rozciągnąć kapturek ochronny kciukiem i palcami obydwu rąk i naciągnąć na żołądździ. On powinien ciasno przylegać.



Ważne jest, aby podczas umieszczania kapturka ochronnego znajdowało się jak najmniej powietrza na zakończeniu żołądździ. Najkorzystniej jest nałożenie kapturka ochronnego na członka w stanie lekkiej erekcji. Kapturek

ochronny ma za zadanie chronić żołądździ przed ubocznymi skutkami, ewentualnie przed mocną siłą ciągu. Doświadczeni użytkownicy mogą już po paru tygodniach zrezygnować z kapturka ochronnego.

Wszystkie potrzebne przygotowania do korzystania z przyrządu są w tym momencie zakończone.

Zastosowanie:

1. Wprowadzić teraz członek wraz z kapturem ochronnym na żołądździ do przysawki i rozwinąć kapturek próżniowy od zgrubienia przysawki na członek.



2. Przekręcić zieloną końcówkę zaworu przy pompie ssącej (6) na symbol-ssanie i uruchomić pompę ssącą, poprzez wielokrotne jej naciśnięcie palcami. Żołądździ zostanie jeszcze dalej wciągnięty w przysawkę. Kapturek próżniowy przylegnie delikatnie do członka.



3. Teraz ustawić zieloną końcówkę zaworu przy pompie ssącej (6) na oznakowanie-zamknięcie, aby utrzymać stałą próżnię.



4. Wziąć rozłożony już przed sobą pasek i naciągnąć biały krążek piankowy (A) przez całe urządzenie przysawki aż ten przylegnie do podstawy członka.
5. Koniec paska przełożyć teraz wokół bioder.
6. Przekręcić zapięcie klamry zaciskowej (3) otwartym końcem w kierunku ciała i połączyć ze sobą obydwu uchwyty (C).



7. Wzmocnić napięcie paska za pomocą klamry regulacyjnej (B) aż zauważycie, że członek został rozciągnięty i system sygnalizacyjny zaświeci się na zielono. Należy uważać, aby pasek przebiegał w pachwinie skośnie do góry. Dlatego należy naciągnąć pasek z tyłu przy poślądkach do góry w kierunku pasa. Jeśli pasek znajduje się na wysokości fałdy poślądków, zwiększa to podczas siedzenia napięcie ciągu, które nie powinno wystąpić.



8. Teraz można kontynuować normalny przebieg dnia albo PHALLOSAN® forte nosić także podczas snu, ponieważ cyrkulacja krwi nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona.

Zakończenie używania

Najpierw ściągnąć pasek i przekręcić zieloną końcówkę zaworu przy pompie ssącej w kierunku symbolu strzałki. Próżnia ulotni się. Kapturek próżniowy zwinąć ostrożnie w kierunku żołądka i zdjąć przysawkę.

Techniczne właściwości

Prosimy rozważyć, że rozchodzi się w uproszczonej formie o przysawkę z uszczelką. Dlatego też nie jest ważne jak daleko sięga kapturek próżniowy na członek. Kapturek nie jest skonstruowany, aby przenosić siłę na członek. Przenoszenie siły zachodzi wyłącznie poprzez, powstałą w przysawce, próżnię.

Jeśli zauważycie, że podczas noszenia urządzenia próżnia zmaleje i żołądz ewentualnie za bardzo wysunie się z przysawki, mogą być tego różne powody. W każdym razie dostaje się powietrze. To może być spowodowane członkiem, jeśli owłosienie nie zostało dokładnie usunięte albo poprzez wybranie za dużego kapturek próżniowego.

W tym przypadku należy usunąć włosy łonowe przy penisie za pomocą golarki lub skorzystania z delikatnego kremu do depilacji.

Porada

Przekręcić zieloną końcówkę wskazującą zaworu pompy ssącej z symbolu-zamknij na symbol ssania.

Wessać żołądz z powrotem do przysawki i zamknąć zawór, poprzez przekręcenie końcówki wskazującej ponownie w kierunku symbolu zamknięcia.

Jeśli żołądz nadal wysuwa się z przysawki, jednoznaczny tego powodem jest za duży kapturek próżniowy.

Posiadasz możliwość indywidualnego ustalenia jego rozmiaru do rozmiaru członka, aby tym samym uzyskać jak największą wydajność. Jeśli np. stwierdzisz, że rozmiar M przysawki jest właściwy, ale kapturek próżniowy za duży na obwód członka, można kapturek próżniowy o rozmiarze S nasadzić na przysawkę M. To samo można przeprowadzić przysawkę L i kapturem M.

Pod żadnym pozorem nie wolno nasadzać kapturek próżniowego S na przysawkę o rozmiarze L. Materiał w tym wypadku może ulec rozerwaniu.

Instrukcja pielęgnacji:

Kapturek próżniowy powinien być ściągnięty z przysawki i z higienicznych powodów umyty mydłem w letniej wodzie.

Należy przechowywać go odwiniętego do momentu ponownego użytku.

Nigdy nie zapominać, że kapturek po jego skorzystaniu powinien być rozwinięty i przypudrowany dziecięcym pudrem.

Także przysawka powinna być codziennie czyszczona, jak zostało powyżej opisane. Najpierw należy odciągnąć pompę ssącą, podczas gdy zieloną końcówkę wskazującą zaworu pompy ssącej przekręci się w kierunku podwójnych strzałek. Pompę ssącą wyciągnąć ostrożnie z przysawki. Pompy nie wolno namaczać wodą albo olejem, ponieważ delikatne zawory mogą ulec uszkodzeniu.

Stopniowy plan dokładnego dopasowania siły ciągu do tkanki łącznej członka.



Wprowadzenie:

Tkanka łączna ciała jest uzależniona od poszczególnych cech dziedzicznych. Dlatego też skonstruowaliśmy konstrukcję sygnalizującą, która umożliwi dokładne dopasowanie napięcia paska do Twojej tkanki łącznej. W każdym razie prosimy o uważanie zwłaszcza na początku o utrzymywanie siły ciągu w dolnym, zielonym zakresie. W ten sposób uzyskacie optymalne rezultaty powiększenia członka na długość i objętość bez jakichkolwiek skutków ubocznych.

1. dzień

Napięcie ciągu należy ustawić w dolnym, zielonym zakresie i PHALLOSAN® prosimy nosić tylko 1 godzinę. Zdjąć pasek i zieloną końcówkę wskazującą zaworu pompy ssącej przekręcić w kierunku strzałki. Próżnia uchodzi.

Prosimy zwinąć kapturek próżniowy ostrożnie w kierunku żołądka i zdjąć przysawkę.

Zwrócić uwagę na wygląd obszaru przy członku, który znajduje się pomiędzy otworem moczowodu a więzadłami napletka (Frenulum) przy spodzie żołądka. Ten obszar jest najbardziej delikatną tkanką łączną przy członku. Jeśli to miejsce się zaczerwieniło albo napuchło oznacza, że napięcie ciągu paska było za mocne. Tego dnia korzystanie z przyrządu trzeba zakończyć. Jeśli wystąpiły zmiany przy członku, używanie rozpocząć dopiero wtedy, gdy one ustąpią.

2 dzień do dnia 8

Jeśli korzystanie z PHALLOSAN® forte dnia poprzedniego zakończyło się bez zabarwień lub opuchnięć przy opisanym wyżej obszarze, PHALLOSAN® można nosić dłużej o jedną godzinę.

Każdego dnia przedłuż noszenie o jedną godzinę. Po 8 dniach aklimatyzacja jest zakończona.

PHALLOSAN® po fazie aklimatyzacji może być noszony również nocą. Zauważycie, że przy obu symbolach do pompowania i zamykania znajdują się namacalne wypustki, aby umożliwić pompowanie i zamykanie także bez kontaktu wzrokowego. Kapturek próżniowy rozciąga się podczas nocnej erekcji, krążenie krwi nie jest zakłócone, wręcz przeciwnie, polepszone.

Będziecie zachwycenie z korzystania z PHALLOSAN® forte, ponieważ już po kilku tygodniach długość członka i jego zmiany w obwodzie będą widoczne. Poczujecie pozytywne skutki uboczne jak wzmocniony popęd seksualny i więcej przyjemności.

Czas stosowania:

PHALLOSAN® powinien być noszony codziennie od 8 do 10 godz., 6 dni w tygodniu a nawet i dłużej!

Skutki uboczne/Środki ostrożności

Korzystanie z PHALLOSAN® forte przebiega na własną odpowiedzialność, jednak jest nieszkodliwy przy przestrzeganiu instrukcji obsługi. Jednakże zwłaszcza w pierwszych tygodniach członek nie powinien być poddawany za dużej sile ciągu.

Występują opuchnięcia i/ albo pęcherzyki na napletku albo żołądzu oznacza, że napięcie paska jest za mocne. Koniecznie należy zrobić przerwę, aż spuchnięcie względnie pęcherzyki zanikną. Siłę ciągu następnie ustawić na trochę mniejszą. Prosimy o cierpliwość, proces ten w swoim sukcesie korzystania jest porównywalny z regulacją szczęki. Ciągłość wydłużania a nie tylko sama siła ciągu jest gwarancją sukcesu! Czasami poczucie przy członku bolesność uciskową, która może wynikać z tego, że zgrubiony koniec kapturek próżniowo leży na silikonowym krążku piankowym i wywołuje ból.

Porada:

Zwinąć koniec kapturek próżniowego trochę z silikonowego krążka piankowego, bolesność uciskowa już więcej nie wystąpi.

Napięcie ciągu paska można także rozłożyć na

ciało, aby zredukować napięcie z podstawy członka. Objąć pasek w obszarze łączenia przy przysawce i oprowadzić napięcie ciągu wokół ciała dla odciążenia podstawy penisa. Brzmi skomplikowanie, ale tak nie jest, napięcie ciągu rozłoży się na całym pasku.

W następujących okolicznościach nie powinno nosić się PHALLOSAN® forte:

Po konsumpcji alkoholu, po zażyciu narkotyków oraz tabletek przeciwbólowych, nasennych i uspakajających, ponieważ w tym przypadku naturalne odczucie bólu jest ograniczone i ewentualnie reakcja na ból może być opóźniona. Unikajcie używania PHALLOSAN® forte podczas infekcji lub otwartych ran przy penisie.

Jak mierzyć dokładny przyrost długości członka?

Prosimy o stosowanie linijki. Taśma miernicza nie nadaje się do tego. Członek nieznajdujący się w stanie wzwodu trzymać prosto od ciała (90 Grad). Przyłożyć linijkę, patrząc z góry przy boku członka. Przycisnąć linijkę od kości łonowej.

Ważne

Na początku korzystania z urządzenia ustalcie swój dokładny ciężar ciała bez ubrania. Podczas ewentualnego wzrostu masy powstaje, w szczególności w obszarze owłosienia łonowego wokół członka, warstwa tłuszczowa. Ta warstwa skraca odległość od wierzchołka członka do kości łonowej i to fałszuje (zmniejsza) wynik. Lekarze określają to, jako fartuch tłuszczowy.

Dodatkowe zamówienia

Wszystkie części do PHALLOSAN® forte można z osobna u nas zamówić. Posiadacie dalsze pytania lub sugestie, nasi bezpłatni eksperci są o każdej porze do Waszej dyspozycji po normalnej opłacie telefonicznej.

Techniczne zmiany są w każdej chwili zastrzeżone, które są także opublikowane w internecie pod adresem www.phallosan.at, www.phallosan.de www.phallosan-info.ch

Hotline:

Hotline +423 235 84 77 (Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ) service@swissana.com for more Information: www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE

Vă felicităm pentru achiziționarea produsului dvs. PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte este utilizat cu succes de 18 ani, pe plan internațional. PHALLOSAN® forte este compensat pe bază de rețetă deja de casele de asigurări. Echipa noastră de urologi și tehnicieni medicali au dezvoltat din punctul nostru de vedere, cel mai eficient și inovant produs de acest tip, PHALLOSAN® forte.

Domenii de aplicare:

PHALLOSAN® forte se recomandă pentru tratamentul

- » Măririi și lungirii penisului
- » Deformării din naștere/dobândită a penisului și Induratio penis plastica (IPP)
- » Defecțiunilor erectile și de potență
- » Tratatamentul suplimentar postoperator din operația de prostată
- » Antrenamentul corpului umflat al penisului pentru orice vârstă

Conținutul pachetului:

1. Centură elastică, care se așează în jurul taliei inclusiv inel din material spumant (A) în care se introduce penisul până la bază. Cataramă glisantă (B) cu ajutorul căreia dvs. puteți să reglați individual centura în lungime și adaptorul (C) de la centură, care este unit cu unitatea de ventuză.
2. a) Clopot de aspirație mărimea S cu PHALLOSAN® forte – prezervativ cu manșon S
2. b) Clopot de aspirație mărimea M cu PHALLOSAN® forte – prezervativ cu manșon M
2. c) Clopot de aspirație mărimea L cu PHALLOSAN® forte – prezervativ cu manșon L și colier de strângere montat
3. Colier de strângere cu atașament cu arc pentru reglarea instensității strângerii printr-un sistem cu cod de culori semnalizatoare cu adaptor pentru curea.
- 4./5. Capac de protecție pentru protejarea glandului împotriva reglărilor cu tensiune puternică.
6. Clopot de aspirație cu supape cu 3 căi
7. Șablon de măsurare


Ghid de instrucțiuni

Geantă cu 4 prezervative cu manșon extra (1xS,2xM,1xL)



Pregătirea în vederea utilizării

1. Centura



Vă rugăm să întindeți înaintea dvs. centura ortopedică PHALLOSAN® forte și reglați-o cu catarama glisantă (B) la lungimea cea mai mare.

2. Selectarea ventuzei/ prezervativului- manșetă

Determinați cu ajutorul șablonului de măsurare (7) anexat, măsura adecvată a ventuzei dvs. Trageți penisul fără erecție de la corp și măsurați corpul penisului.



Ventuză cu mărimea M (2c) este legată deja în set de prezervativul manșetă, mărimea M (2c)

și cu furca de remorcare cu dispozitivul cu resort de tracțiune.

În cazul în care, aveți nevoie de o altă mărime, îndepărtați furca de remorcare (3).

Luați acum ventuză adecvată pentru dvs. și adaptați-o cu ajutorul pompei de aspirație; aceasta se blochează cu zgomot numai în poziția cu simbolul săgeată (↑). Prezervativul-manșetă adecvat (2) este strâns pe proeminența clopotului și este introdusă din nou furca de remorcare (3).



Atunci când realizați montajul la ventuză trebuie neapărat să fiți atenți ca proeminența clopotului să se blocheze cu zgomot în creștătura prezervativului- manșetă de la capătul gros al prezervativului- manșetă. Dacă prezervativul manșetă este introdus prea departe pe proeminență, atunci prezervativul- manșetă se rupe.




Sus: Incorect, strâns prea sus pe clopot și nu este adăugată pudră!

Jos: Corect și cu pudrat.

Luați în considerare faptul că, prezervativul-manșetă își pierde după câteva zile stratul acoperitor. Din această cauză, trebuie să vă procurați pudră pentru bebeluși și să o adăugați pe suprafața exterioară a prezervativului-manșetă. Se formează un strat protector care protejează prezervativul- manșetă împotriva uzurii, lipirii și ruperii.

Prindeți ventuză între genunchii dumne-avoastră. Rulați cu atenție prezervativul-manșetă, trăgând ușor până la marginea ventuzei și strângeți-l în spatele proeminenței

clopotului. Vă rugăm să fiți precaut și să nu deteriorați prezervativul-manșetă cu unghiile ascuțite sau cu ceva asemănător. Nu exercitați o tragere puternică atunci când rulați înapoi.







Particularitățile noului prezervativ-manșetă PHALLOSAN® forte

Prezervativul-manșetă PHALLOSAN® forte este format din silicon medicinal și astfel sunt excluse iritațiile sau reacțiile alergice. Această inovație vă oferă nu numai un confort mai bun, ci prezervativul- manșetă se atașează în mod deosebit de membru. Acesta are într-o parte o grosime de ca. 3 mm, acolo unde este așezat pe clopot și cea mai subțire parte are o grosime de 0,3 mm pentru a se atașa ușor de corpul penisului.

Ventuză perfectă pentru dvs. este gata de intervenție!

3. Capac protector

Vă rugăm să îndepărtați capacul protector (4/5) care se potrivește pentru orice mărime de penis. Desfaceți capacul protector cu degetele mari și cu celelalte degete ale ambelor mâini și strângeți-l peste capul penisului. Acesta ar trebui să stea strâns.



Este important ca după poziționarea capacului să se găsească cât mai puțin aer posibil la vârful penisului. Este avantajos, atunci când,

capacul protector este așezat pe penisul în stare ușoară de erecție. Capacul protector trebuie să protejeze vârful penisului împotriva efectelor secundare ale unei eventuale reglări prea puternice a tracțiunii. Utilizatorii experimentați pot să renunțe la capacul protector după câteva săptămâni.

Toate pregătirile necesare pentru utilizare sunt acum finalizate.

Utilizare:

1. Introduceți acum penisul împreună cu capacul protector în ventuză și derulați prezervativul- manșetă de la proeminența clopotului peste penis.



2. Răsuciți capătul verde al ventilului pompei de aspirație (6) pe simbolul Aspiră și acționați pompa de aspirație apăsând-o cu degetul de mai multe ori. Ca urmare, vârful penisului este aspirat mai adânc în clopot. Prezervativul-manșetă se atașează ușor de corpul penisului.



3. Așezați acum capătul verde al ventilului pompei de aspirație (6) pe simbolul Închis pentru a menține microvidul.



4. Luați acum centura deja întinsă în fața dvs. și strângeți inelul din material spumant alb (A) peste întregul dispozitiv cu ventuză, până când acesta este poziționat la baza penisului.

5. Introduceți acum capătul centurii în jurul soldurilor.

6. Răsuciți agrașa furcii de remorcare (3) cu capătul ei deschis înspre corp și uniți ambele verigi (C).



7. Întăriți tensionarea centurii cu ajutorul cataramei glisante a centurii (B), până când puteți să stabiliți că penisul este întins și sistemul semafor indică culoarea verde. Fiți atenți ca, centura să fie poziționată în sus, oblig, pe canalul inghinal. Din această cauză, trageți centura în spate, pe șezut în sus, în direcția taliei. Dacă centura este poziționată la înălțimea lojei fesiere, atunci când vă așezați se mărește tensiunea de întindere, ceea ce nu ar trebui să se întâmple.



8. Puteți să vă desfășurați, în mod obișnuit, acum cotidianul dvs. normal sau să purtați PHALLOSAN® forte și noaptea în timp ce dormiți deoarece circulația sanguină nu este influențată în nici un moment.

Terminarea utilizării

Îndepărtați mai întâi centura și răsuciți capătul verde de marcare al ventilului pompei de aspirație la simbolul săgeată. Vidul dispăre. Rulați înapoi prezervativul-manșetă cu grijă, în direcția vârfului penisului și îndepărtați dispozitivul cu ventuză.

Particularități tehnice

Vă rugăm să țineți seama că a fost prezentat în mod simplificat pentru a acționa o ventuză cu hidroizolație. Din această cauză nu este important cât de departe ajunge prezervativul-manșetă peste corpul penisului. Prezervativul-manșetă nu a fost construit pentru a transfera puterea pe penis. Transferul de putere are loc numai prin microvidul care s-a format în clopot. În cazul în care, observați că în timpul perioadei de purtare, vidul a slăbit puțin și vârful penisului alunecă prea departe din clopot, acest fapt poate avea mai multe cauze. În orice caz, apare aerul. Acest fapt poate avea loc prin

corpul penisului dacă părul pubian nu a fost îndepărtat cu grijă sau a fost ales un prezervativ-manșetă prea larg.

Îndepărtați, atât cât este necesar, eventualul păr pubian de la penis. Acest lucru poate fi realizat prin radere sau printr-o cremă de epilare moderată.

Remediu

Răsuciți capătul de marcare verde al ventilului pompei de aspirație de la simbolul Închis la simbolul Aspiră.

Aspirați vârful penisului din nou în clopot și închideți ventilul, răsucind din nou capătul de marcare verde în direcția simbolului Închis.

În cazul în care, vârful penisului alunecă încă din clopot, atunci cauza poate fi identificată clar, în prezervativul-manșetă prea larg.

Aveți posibilitatea, să-l reglați individual la mărimea dvs., pentru a atinge în modul acesta eficiența cea mai mare. Dacă simiți de exemplu că, clopotul M are mărimea corectă dar prezervativul-manșetă este prea mare pe corpul penisului, puteți să așezați prezervativul-manșetă cu mărimea S pe clopotul cu mărimea M. Puteți face același lucru și cu clopotul cu mărimea L și cu prezervativul-manșetă cu mărimea M.

Vă rugăm să nu așezați în niciun caz, prezervativul-manșetă cu mărimea S pe clopotul cu mărimea L. Materialul se va rupe.

Instrucțiune privind întreținerea:

Prezervativul-manșetă poate fi îndepărtat și ar trebui îndepărtat de pe clopot și, din motive de igienă, trebuie spălat cu săpun și apă caldă.

Păstrați prezervativul-manșetă derulat până când îl veți utiliza din nou.

Vă rugăm să nu uitați niciodată, să pudrați în exterior cu pudră pentru bebeluși prezervativul-manșetă după utilizare, în stare derulată.

De asemenea și ventuza trebuie curățată zilnic în modul descris mai sus. Îndepărtați mai întâi pompa de aspirație, mișcând capătul de marcare verde al ventilului în direcția săgeții duble. Scoateți cu grijă pompa de aspirație din ventuză. Pumps de aspirație nu are voie să intre în contact cu apă sau grăsime, deoarece, în caz contrar, ventilul sensibil nu mai funcționează în stare perfectă.

Etapele pentru adaptarea exactă a puterii de tracțiune a centurii pe țesutul conjunctiv al penisului.



Introducere:

Țesutul conjunctiv al corpului depinde de factorii ereditari respectivi. Din această cauză, dezvoltăm o construcție tip semafor, care vă oferă posibilitatea să reglați cu exactitate întinderea centurii la țesutul dvs. conjunctiv. În orice caz, fiți atenți să mențineți forța de tracțiune la început, în zona verde de jos. În acest fel, obțineți rezultate optime ale unei mărimi de penis în lungime și circumferință fără efecte secundare.

Ziua 1

Reglați tensiunea de întindere numai în zona verde de jos și vă rugăm să purtați PHALLOSAN® doar timp de o oră. Îndepărtați centura și răsuciți capătul verde de marcare ale ventilului pompei de aspirație în direcția simbolului săgeată. Vidul se anulează.

Rulați înapoi, cu grijă, prezervativul-manșetă în direcția vârfului penisului și îndepărtați dispozitivul cu ventuză.

Analizați acum regiunea penisului care se află între deschiderea tubului urinar și benzile prepuțului (Frenulum) în partea de jos a vârfului penisului. Această regiune este cea mai sensibilă regiune de țesut de la penis. Dacă această regiune s-a înroșit sau este inflamată, tensiunea de întindere a centurii a fost prea puternică. Încheiați utilizarea în această zi. În cazul în care, determinați modificări asupra penisului, începeți din nou, atunci când acestea au dispărut.

Ziua a-2-a până la ziua a 8-a

Puteți să purtați PHALLOSAN® forte în ziua anterioară fără să apară decolorări sau umflături în regiunea descrisă, timp de o oră.

Măriți timpul de purtare în fiecare zi, cu o oră. După 8 zile, perioada de acomodare s-a terminat.

PHALLOSAN® poate fi purtat după etapa de acomodare și în timpul nopții. Veți observa că, sunt amplasate noduri palpabile la ambele simboluri pentru pompare și închidere pentru a face posibilă pomparea sau închiderea și fără contactul vizual. Prezervativul-manșetă se întinde în timpul unei erecții din timpul nopții, circulația sanguină nefiind influențată ci îmbunătățită.

Veți purta PHALLOSAN® forte cu uimire, penisul putând deveni în câteva săptămâni, în mod măsurabil mai lung și va crește în circumferință. Veți simți reacții adverse, secundare, pozitive precum dorință și plăcere sexuală.

Durata de utilizare:

PHALLOSAN® ar trebui purtat zilnic timp de 8-10 ore, 6 zile pe săptămână, în continuu și, chiar și pentru o perioadă mai lungă!

Efecte secundare/măsuri de precauție

Utilizarea produsului PHALLOSAN® forte are loc pe proprie răspundere dar, acesta nu prezintă riscuri pentru sănătate atunci când se respectă instrucțiunea de utilizare. Cu toate acestea, nu trebuie exercitată o întindere prea puternică a penisului, mai ales în primele săptămâni de utilizare.

Dacă apar inflamații și/sau vezicule la prepuț sau la vârful penisului atunci întinderea centurii este reglată prea puternic. Faceți neapărat pauză până când inflamațiile respectiv, veziculele s-au vindecat. După aceea, reglați întinderea puțin mai strâns. Vă rugăm să aveți răbdare, procedura fiind comparabilă în ceea ce privește rezultatul utilizării cu o reglare a mandibulei. Continuarea întinderii și nu doar puterea întinderii reprezintă garanția succesului! Uneori veți simți la corpul penisului o durere apăsătoare și acest lucru se poate datora faptului că capătul proeminent al prezervativului-manșetă este situat pe inelul din material spumant și, în acest caz, apare durerea.

Remediu:

Rulați înapoi capătul prezervativului-manșetă de la inelul din material spumant și durerea apăsătoare nu va mai apărea.

Puteți să distribuiți și tensiunea de întindere a centurii de-a lungul corpului, pentru a reduce tensiunea de la baza penisului. Apucați centura în regiunea îmbinării de ventuză și conduceți tensiunea de întindere în jurul corpului

lui pentru a relaxa baza penisului. Acest lucru pare complicat, dar nu este, acum tensiunea de întindere distribuindu-se de-a lungul întregii regiuni a centurii.

Nu trebuie să purtați PHALLOSAN® forte în următoarele circumstanțe:

După ce ați consumat alcool, după consumul de droguri precum și de medicamente care alină durerea, sedative și medicamente tranchilizante deoarece poate fi influențată senzația naturală de durere și dvs. nu puteți reacționa la durere, în timp scurt. Evitați utilizarea produsului PHALLOSAN® forte în caz de infecții sau răni deschise pe penis.

Cum măsuror cu precizie creșterea în lungime a penisului?

Vă rugăm să utilizați un metru pliant. Panglica de măsurat nu este adecvată. Țineți penisul, fără erecție, la depărtare de corp (90 grade), în poziție dreaptă. Așezați metrul pliant, uitându-vă de sus, lateral pe penis. Apăsăți metrul pliant de osul pubian.

Important

Determinați la începutul utilizării greutatea dvs. corporală, exactă, fără articole de îmbrăcăminte. În cazul unei eventuale creșteri în greutate se formează în special, în regiunea pubiană a părului pubian din jurul penisului, un strat de grăsime. Acest strat de grăsime scurtează distanța de la vârful penisului până la osul pubian și falsifică (scurtează) rezultatul. Specialiștii din medicină denumesc acest fapt ca șorț de grăsime.

Comenzi ulterioare

Toate componentele produsului PHALLOSAN® forte pot fi comandate la noi, individual. Dacă aveți întrebări sau sugestii experții noștri vă stau la dispoziție gratuit, în orice moment, la tarifele obișnuite de telefon.

Ne păstrăm dreptul la modificări tehnice pe care le publicăm în internet la adresele de web www.phallosan.at, www.phallosan.de www.phallosan-info.ch.

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

KULLANIM KILAVUZU

PHALLOSAN® forte'yi aldığınız için sizi tebrik ederiz! PHALLOSAN® forte 18 yıldır başarılı bir şekilde dünya çapında kullanılmaktadır. PHALLOSAN® forte reçete ile sağlık sigortaları tarafından karşılanmaktadır. Ürologlardan ve Tıbbi Teknisyenlerden oluşan ekibimiz kanaatimize türünün en etkili ve yenilikçi ürünü olan PHALLOSAN® forte'yi geliştirmiştir.

Kullanım alanları:

PHALLOSAN® forte tedavi için önerilir

- » Penis büyüme-uzatma
- » Doğuştan / sonradan oluşan peniste eğrilik ve Induratio penis plastica (IPP)
- » Ereksiyon ve cinsel iktidar bozukluğu
- » Prostat ameliyatı sonrası devam eden tedavi
- » Her yaşta sertleşebilir dokunun alıştırması

Paketin içeriği:

1. Belin etrafından geçen elastik kemer, penisin temele kadar yerleştirilen sünger ringi (A) dahil. Kemer istediğiniz şekilde ayarlayabilmenizi sağlayan kaydırmalı kopça ile kemerde bulunan ve emme çanı ünitesi ile bağlanan adaptör (C).
 2. a) PHALLOSAN® forte ile S büyüklüğünde vakum çanı – S-kılıf kondom
 2. b) PHALLOSAN® forte ile M büyüklüğünde vakum çanı – M-kılıf kondom
 2. c) PHALLOSAN® forte ile L büyüklüğünde vakum çanı – L-kılıf kondom ve takılı gerdirmе klipsi (3)
 3. Kemer için adaptörlü trafik lambaları renk kodu sistemini kullanarak gerginliğin derecesini ayarlamak için gerdirmе yayı ekli gerdirmе klipsi.
 - 4./5. Kuvvetli gerdirmе ayarlarına karşı penis başını korumak için koruyucu başlık.
 6. 3 yönlü valfli vakum topu
 7. Ölçme şablonu
- Kullanma Kılavuzu
4 adet ekstra kılıf kondomlu Seyahat Çantası (1xS,2xM,1xL)



Kullanım için ön hazırlık

1. Kemer



Ortopedik PHALLOSAN® forte kemerini lütfen önünüze serip kaydırma kopçası (B) ile uzunluğunu ayarlayın.

2. Emme çanı/ Manşet prezervatifi seçimi

Ekte gönderilen ölçüm şablonu (7) ile size uygun emme çanı boyunu belirleyin. Ereksiyon halinde olmayan penisi vücudunuzdan çekin ve penis shaftını ölçün.



M boydaki çan (2c) M boyundaki manşet kondomu (2c) ve germe yay tertibatına sahip germe çatalı ile set halinde birbirine bağlıdır. Başka bir boya ihtiyaç duyuyorsanız çekme çatalını (3) çıkarın.

Şimdi size uygun çanı alın ve onu emme pompasına adapte edin. Çan sadece ok sembol (↕) konumunda kilitlenir. Uygun manşet prezervatifi çanın kabarmasına geçirilir ve çekme çatalı (3) tekrar takılır.



Çana takarken mutlaka çanın kabarmasının manşet prezervatifi kalın ucunda bulunan oluk ile kilitlenmesine dikkat edin. Manşet prezervatifi çanın kabarması üzerine fazla çekildiğinde manşet prezervatifi yırtılır.




Üstte: Yanlış, çanın üzerine fazla çekilmiş ve pudralanmamış!

Altta: Doğru, ve pudralanmış.

Manşet prezervatifi birkaç gün içerisinde kaplamasını kaybettiğini dikkate alın. Dolayısıyla bebek pudrası alıp onu manşet prezervatifi dış yüzüne sürmelisiniz. Manşet prezervatifi ni aşınma, yapışma ve yırtılmaya karşı koruyan bir koruyucu tabaka oluşur.

Emme çanını dizlerinizin arasına sıkıştırın. Manşet prezervatifi dikkatli bir şekilde hafif bir çekme ile emme çanın kenarına kadar yuvarlayarak indirin ve çanın kabarmasının

arkasına geçirin. Lütfen dikkatli olun ve manşet prezervatifi keskin tırnaklar ile veya benzeri bir şekilde zarar vermeyin. Geriye kıvrırken aşırı çekme uygulamayın.







Yeni PHALLOSAN® forte manşet prezervatiflerin özellikleri

PHALLOSAN® forte manşet prezervatifi tıbbi silikondan yapılmıştır ve bu sayede tahriş ve alerjik tepkiler mümkün değildir. Bu yenilikçi özelliği size sadece daha iyi bir konfor sağlamaz, manşet prezervatifi de eşsiz bir şekilde penise oturur. Bir kısmında yaklaşık 3 mm kalındır, bu kısma çana takılır, en ince kısmında kalınlığı 0,3 mm ve böylece penis shaftına yumuşak bir şekilde oturur.

Sizin için en uygun emme çanı kullanım için hazırdır!

3. Koruyucu başlık

Lütfen her penis boyuna uygun olan koruyucu başlığı (4/5) alın. Koruyucu başlığını her iki elinizin başparmağı ve parmağı ile yana çekerek genişletin ve penis ucuna üzerine geçirin. Başlık sıkı bir şekilde oturmalıdır.



Başlık takıldığında penis ucuna ön tarafında mümkün olduğu kadar az havanın bulunması önemlidir. Koruyucu başlığın görevi penis ucunu olası aşırı çekme konumuna dayalı yan etkilerden korumaktır. Deneyimli kullanıcılar birkaç

hafta içerisinde koruyucu başlığın kullanımından da vazgeçebilirler.

Şimdi uygulama için gerekli tüm ön hazırlıklar tamamlanmıştır.

Uygulama:

1. Penis size uygun emme çanı ile birlikte emme çanı yerleştirin ve manşet prezervatifi yuvarlayarak çanın kabarmasından penis üzerine geçirin.



2. Emme pompasında (6) bulunan valfin yeşil burnunu emme sembolüne çevirin ve emme çanını parmak ile üzerine basarak çalıştırın. Penis ucu böylece çanın içine daha fazla emilir. Manşet prezervatifi yumuşak bir şekilde penis shaftına oturur.



3. Şimdi mikro vakumu korumak için emme pompasında (6) bulunan valfin yeşil burnunu kilit sembolüne çevirin.



4. Şimdi önünüze serilmiş olan kemeri alın ve beyaz sünger ringi (A) emme çanı tertibatının tamamı üzerinden penisin temeline dayanacak şekilde geçirin.

5. Şimdi kemer ucunu belin etrafına geçirin.

6. Çekme çatalını tokasını (3) açık ucu ile vücudunuza doğru çevirin ve her iki halkayı birbirine bağlayın. (C).



7. Kemerin gerilimini kemer-kaydırma-kopçasını (B) kullanarak penisin ge-

nişlediğini hissedene ve lamba sistemi yeşili gösterene kadar büyütün. Bu esnada kemerin kasıktan eğri şekilde yukarıya doğru gitmesine dikkat edin. Kemerin dolayısıyla arka tarafınızdan bele doğru yukarıya çekin. Kemer arka tarafınızda çatalın yüksekliğine yerleştiğinde otururken çekme gerilimi artar, bu olmaması gerekir.



8. Şimdi normal günlük yaşamınıza devam edebilir ve kan dolaşımı hiçbir zaman etkilenmediği için PHALLOSAN® forte™'yi gece uyurken de kullanabilirsiniz.

Uygulamanın bitirilmesi

Önce kemeri çıkarın ve emme pompası valfinin yeşil işaretleme burnunu ok sembolüne çevirin. Vakum boşalır. Manşet prezervatifini lütfen dikkatli bir şekilde penis ucuna doğru geri kıvrın ve emme çanı tertibatını çıkarın.

Teknik özellikler

Basit bir şekilde anlatmak gerekirse tertibatın sızdırma contasına sahip bir emme çanı olduğunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla manşet prezervatifin penis shaftı üzerinden ne kadar uzandığı önemli değildir. Manşet prezervatifin kuvveti penise aktarmak için tasarlanmamıştır. Kuvvet aktarımı sadece emme çanında oluşan mikro vakum ile gerçekleşir.

Tertibatı giydiğiniz sürede vakumun azaldığını ve penis ucun bir ihtimal çandan fazla bir şekilde dışarı kaydığını hissettiğinizde bunun farklı nedenleri olabilir. Mutlaka havanın girmesi söz konusudur. Cinsel bölgede yeterince tıraş olmadığınızda veya fazla geniş bir manşet prezervatif seçtiğinizde bu durum penis shaftı üzerinden gerçekleşebilir. Peniste gerektiğince tıraş olun. Bunu hafif bir tıraş veya hafif bir tüy alma kremi ile yapabilirsiniz.

Çözümü:

Emme çanı pompasının yeşil işaretleme burnunu kilit sembolünden emme sembolüne çevirin. Penis ucunu tekrar bu şekilde çana emin ve valfi, yeşil işaretleme burnunu tekrar kilit sembolüne çevirerek kapatın.

Penis ucu çandan dışarı kaymaya devam ediyorsa nedeni kesinlikle aşırı geniş manşet prezervatifidir.

En yüksek verimliliği sağlamak için onu bireysel olarak kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin sizin için uygun boyun M-çanı olduğunu hissediyorsanız ancak manşet prezervatif penis shaftına büyük geliyorsa, S-manşet prezervatifini M-çanına takabilirsiniz. Aynısını L-çanı ve M-manşet prezervatifini de yapabilirsiniz.

Lütfen kesinlikle S-manşet prezervatifini L-çanına takmayın. Malzeme yırtılır.

Bakım talimatları:

Manşet prezervatifini çandan çıkarılıp hijyenik nedenlerden dolayı sabun ve ılık su ile temizlenmelidir. Manşet prezervatifini tekrar kullanana kadar açılmış bir şekilde muhafaza edin.

Lütfen kullanım sonrası manşet prezervatifinin açılmış durumda dış tarafını bebek pudrası ile pudralamayı hiçbir zaman unutmayın.

Emme çanı da yukarıda belirtildiği şekilde her gün temizlenmelidir. Ancak öncesinden emme çanını, emme pompa valfinin yeşil işaretleme burnunu çift oka doğru çevirerek çıkarın. Emme pompasını dikkatli bir şekilde emme çanından çıkarın. Emme pompası su veya yağ ile temas etmemelidir, aksi takdirde hassas olan valfler kusursuz bir şekilde çalışmaz.

Kemerin penis bağ dokusunda oluşturduğu çekme kuvvetin tam ayarı için kademeli plan



Önsöz:

Vücudun bağ dokusu ilgili kalıtsal özelliklere dayalıdır. Dolayısıyla kemer gerilimini kendi bağ dokunuza tam olarak ayarlayabilmeniz için bir lamba tasarımını geliştirdik. Mutlaka ilk başlarda çekme kuvvetin alt yeşil bölgede bulunmasına dikkat edin. Böylece uzunluk ve çapta yan etkiler olmadan penis büyütmede en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.

1. Gün

Çekme gerilimini sadece alt yeşil bölgede ayarlayın ve PHALLOSAN® sadece 1 saat boyunca takın. Kemer çıkarın ve emme pompası valfinin yeşil işaretleme burnunu ok işaretine doğru çevirin. Vakum boşalır.

Manşet prezervatifini lütfen dikkatli bir şekilde penis ucuna doğru geri kıvrın ve emme çanı tertibatını çıkarın.

İdrar borusu deliği ile penis ucun alt tarafındaki sünnet derisinin (Frenulum) izi ile arasında bulunan penis bölgesini inceleyin. Bu bölge penisin en hassas dokulu bölgesidir. Bu bölgede kızarıklık veya şişkinlik söz konusu ise çekme gerilimi fazla ayarlanmıştır. Bugün uygulamayı sonlandırın. Peniste değişiklikler tespit ettiyseniz bunlar geçmeden tekrar uygulamaya başlayın.

2. ile 8. gün arası

Bir önceki gün renk değişimi veya şişkinlik olmadan PHALLOSAN® forte™'yi kullandıysanız PHALLOSAN® uygulamasını bir saat uzatabilirsiniz.

Kullanma süresini her gün bir saat arttırın. 8 gün geçtikten sonra alışma süresi tamamlanır. Alışma süresi sonrası geceleri de PHALLOSAN® kullanılabilir. Pompalamayı ve kilitlemeyi gözle görmeden de yapabilemeniz için pompalama ve kilitleme işaretleri için hissedilebilir düğümlerin bulunduğunu fark edeceksiniz. Gece ereksiyonunda manşet prezervatifini genişletir, kan dolaşımı etkilenmez, daha da iyileşir.

PHALLOSAN® forte™'yi keyifle kullanacaksınız, penis birkaç hafta içerisinde ölçülebilecek kadar uzar ve genişler. Daha fazla cinsel istek ve zevk gibi olumlu yan etkileri hissedeceksiniz.

Uygulama süresi:

PHALLOSAN® günde 8-10 saat ve haftada 6 gün kullanılmalıdır, arzu edildiğinde daha da uzun olabilir.

Yan etkiler/Tedbirler

PHALLOSAN® forte uygulaması riski şahsa aittir, ancak kullanım kılavuzuna uyulduğunda sakıncasızdır. Ancak özellikle ilk uygulama haftalarında penise aşırı çekme uygulanmalıdır. Sünnet derisinde veya penis ucunda şişkinlik ve/veya kabarcıklar söz konusu olduğunda kemerin gerilimi fazla ayarlanmıştır. Şişkinlik ya da kabarcıklar kaybolana kadar mutlaka ara verin. Sonrasında daha hafif bir gerilim ayarlayın. Lütfen sabırlı olun, bu uygulamanın başarısı çene düzeltme başarısına benzer. Sadece germe kuvveti değil, genişlemenin devamlılığı başarıyı garantiler!

Penis shaftında basınçlı bir ağrı hissedebilirsiniz, bunun sebebi manşet prezervatifin kabanık ucunun silikonlu sünger ringe oturup ağrıya neden olması olabilir.

Çözüm:

Manşet prezervatifin ucunu silikonlu sünger ringeden biraz geriye doğru kıvrın, basınçlı ağrı tekrar oluşmaz.

Penis temelinde gerilimi azaltmak için kemerin çekme gerilimini de vücudunuza dağıtabilirsiniz. Kemerin emme çanı bağlantısı bölgesinde tutup penis temelindeki yükü azaltmak için çekme gerilimini vücudunuzun etrafında dağıtın. Kulağa komplike gelebilir ancak değildir, çekme gerilimi şimdi kemerin tüm alanına dağılır.

Aşağıdaki durumlarda PHALLOSAN® forte™'yi kesinlikle kullanmayın:

Alkol tüketimi sonrası, uyuturucu maddesi ve ağrı kesici ilaç, uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç kullanımı sonrası, zira bunlar doğal ağrı hissini etkileyebilir ve bir ihtimal ağrılara vaktinde tepki veremeyebilirsiniz. Peniste iltihap veya açık yara durumunda PHALLOSAN® forte™'yi kullanmayın.

Peniste artan uzunluğu tam olarak nasıl ölçebilirim?

Lütfen katlanır metre kullanın. Mezura uygun değildir. Penis ereksiyonlu halde olmadığında vücudunuzdan dışarı doğru tutun (90 derece). Katlanır metreyi yukarıdan bakıldığında penisin yanına tutun. Katlanır metreyi kasık kemiğine karşı bastırın.

Önemli

Uygulamanın başında tam olarak kıyafetsiz ağırlığınızı belirleyin. Olası kilo almada özellikle cinsel bölgedeki tüylü kısımda penisin etrafında bir yağ tabakası oluşur. Bu yağ tabakası penis ucu ile kasık kemiği arasındaki mesafeyi kısaltır ve sonucu yanlış gösterir (kısaltır). Hekimler bunu yağ örtüsü olarak adlandırır.

İlave siparişler

Tüm PHALLOSAN® parçalarını bizden tek tek sipariş edebilirsiniz. İlave sorularınız ve önerileriniz için uzmanlarımız her zaman memnuniyetle normal telefon ücretleri dahilinde ücretsiz olarak size yardımcı olacaktır. Teknik değişikliklerin hakkı daima saklıdır ve bunlar internette

www.phallosan.at, www.phallosan.de

www.phallosan-info.ch

adreslerinde tarafımızca yayınlanır.

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Наилучшие пожелания при покупке PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® уже как 18 лет успешно используется по всему миру. Выписанный по рецепту PHALLOSAN® возмещается больничными кассами. Наша команда, состоящая из урологов и медицинских техников, сконструировала, на наш взгляд, эффективнейший и самый инновационный своего рода продукт PHALLOSAN® forte.

Области применения:

PHALLOSAN® forte рекомендуется для лечения;

- » Для увеличения и удлинения пениса;
- » Врожденные и приобретенные искривления пениса и фибропластическая индурация полового члена (лат. induratio penis plastica — IPP)
- » Помехи эрекции - потенции
- » Послеоперационное лечение после удаления простаты
- » Тренировка кавернозных тел пениса в любом возрасте


Содержание упаковки:

1. Эластичный пояс, опоясывающий талию, вкл. пористое кольцо (А), куда вводится пенис до основания. Передвижная пряжка (В), с помощью которой Вы можете индивидуально установить длину пояса, и адаптер (С) на поясе, который связан с присасывающим устройством – вакуумным экстрактором.
 2. а) Всасывающий купол размер S с PHALLOSAN® forte – манжетный кондом S
 2. б) Всасывающий купол размер M с PHALLOSAN® forte – манжетный кондом M
 2. с) Всасывающий купол размер L с PHALLOSAN® forte – манжетный кондом L
 3. Прижимной зажим с пружиной для настройки интенсивности натяжения с использованием системы цветомаркировки с адаптером для пояса.
 - 4./5. защитный колпачок для защиты головки полового члена от сильного натяжения.
 6. Всасывающий купол с 3-ходовым клапаном
 7. Измерительный шаблон
- Руководство по эксплуатации
Сумка с 4 запасными манжетными кондомами (1xS, 2xM, 1xL)



Подготовка к применению

1. Ремень



Разверните, пожалуйста, ортопедический ремень PHALLOSAN® forte и установите передвижную пряжку (В) на максимальную величину.

2. Выбор вакуумного экстрактора / манжетного кондома

С помощью, вложенного измерительного шаблона (7) определите Ваш подходящий размер вакуумного экстрактора. Оттяните незарегистрированный пенис от тела и измерьте у основания пениса.



Колпачок размера М (2с) уже смонтирован в наборе с манжетным кондомом размера М (2с) и вилка тяги с растягивающим устройством.

Если Вам необходим другой размер, снимите вилку тяги (3).

Возьмите подходящий для Вас колпачок и совместите его с присасывающим насосом, который фиксируется только на символе стрелка (↑↓). Подходящий манжетный кондом (2) надевается на бортик колпачка и снова устанавливается вилка тяги.



При надевании на колпачок обязательно обратить внимание на, чтобы бортик колпачка был введен в паз манжетного кондома в самом утолщенном месте кондома. Если кондом будет натянут сильно далеко через бортик колпачка,

манжетный кондом может порваться.





Сверху: неправильно, натянут слишком далеко через колпачок и не припудрен.

Снизу: правильно и припудрен.

Обратите внимание, что манжетный кондом через несколько дней теряет свое покрытие. Поэтому Вы должны приобрести детскую присыпку и наносить ее на внешние поверхности манжетного кондома. При этом образуется защитный слой, который защищает кондом от износа, склеивания и разрыва.

Зажмите присасывающийся колпачок между Вашими коленями. Осторожно разверните манжетный кондом под легким

натяжением до края присасывающего колпачка и натяните его через бортик колпачка. Пожалуйста, будьте осторожны и не повредите кондом острыми ногтями или похожим. Не тяните сильно при снятии.





Особенности нового манжетного кондома от PHALLOSAN® forte

Манжетные кондомы от PHALLOSAN® forte сделаны из медицинского силикона во избежание раздражений или аллергических реакций. Эта новинка предлагает Вам не только лучший комфорт, но и также неповторимо облегает пенис. На одном участке он имеет толщину ок. 3 мм, этим участком он натягивается на колпачок, самый тонкий участок имеет 0,3 мм, чтобы мягко облегал пенис.

3. Протектор – колпачок

Пожалуйста, возьмите протекторный колпачок (4/5), который подходит для пениса любого размера. Оттяните большими пальцами обеих рук протектор-колпачок и натяните его на головку пениса. Он должен лежать плотно.



Важно, чтобы оставалось как можно меньше воздуха на кончике головки пениса. Лучше всего, если протектор-колпачок устанавливается на пенис в слегка возбужденном состоянии. Протекторный колпачок должен предохранять головку от побочных воздействий при возможной

сильной тяги. Опытные пользователи могут уже через несколько недель отказаться от протекторного колпачка.

Таким образом все необходимые подготовки к применению завершены.

Использование:

1. Введите теперь пенис вместе с протектором в присасывающий колпачок и раскатайте манжетный кондом с бортика колпачка на пенис.



2. Поверните зеленый кончик клапана на присасывающем насосе (6) на символ-присасывания и задействуйте насос, нажав на него несколько раз пальцами. При этом головка пениса будет втягиваться в колпачок. Манжетный кондом мягко обхватит тело пениса.



3. Далее установите зеленый конец клапана на насосе (6) на символ – замок, чтобы сохранить микровакуум.



4. Возьмите, предварительно расслабленный, пояс и наденьте белое пористое кольцо (А) через всю систему присасывания до основания пениса

5. Оберните конец пояса вокруг бедер.
6. Поверните застежку тяговой вилки (3) открытыми концами к телу и соедините оба блока (С)



7. Усилите натяжение пояса с помощью передвижных креплений пояса (B), пока Вы не почувствуете, что пенис растянут и подвесная система не покажет зеленый цвет. Обратите внимание, что пояс проходит через паховый сгиб наискось вверх. Поэтому подтяните пояс сзади у ягодич до наверх в сторону талии. Если пояс подтянут до сгиба ягодич, то в сидячем положении увеличивается напряжение тяги, чего не должно быть.



8. Вы можете теперь вернуться к своим будням, или носить PHALLOSAN® forte также и ночью во сне, так как при этом не нарушается циркуляция крови.

Завершение использования

Первым делом снимите пояс и поверните зеленый маркировочный кончик клапана присасывающего насоса на символ стрелки. Вакуум улетучивается. Осторожно скрутите манжетный кондом в направлении головки пениса и снимите все присасывающее устройство.

Технические особенности

Пожалуйста имейте в виду, что здесь упрощенно говорится о присасывающей системе колпачка с уплотнителем. Поэтому неважно насколько далеко натянут манжетный кондом на тело пениса. Манжетный кондом не сконструирован для переноса силы на пенис. Натяжение осуществляется только путем образуемого микровакуума в колпачке.

Если Вы почувствуете во время носки, что вакуум немного ослабляется и головка пениса соскальзывает из колпачка, это может быть вызвано несколькими причинами. В любом случае поступает воздух. Он может поступать с тела пениса, если недостаточно был снят интимный волосяной покров, или был выбран широкий манжетный кондом.

По возможности удалите возможные волосы в лобковой части пениса. Это

можно сделать сбриванием или с помощью мягкого крема для удаления волос.

Устранение

Поверните зеленый маркировочный кончик клапана насоса с символа замка на символ присасывания. Втяните головку пениса снова в колпачок и перекройте вентиль, повернув зеленый маркировочный конец снова на символ-замок.

Если головка пениса снова выскальзывает из колпачка, причина заключается в широком манжетном кондоме.

У вас есть возможность самостоятельно установить кондом на Ваш размер, чтобы достичь более высокой эффективности. Например, если Вы считаете, что колпачок размера M является правильным, но манжетный кондом велик для тела пениса, Вы можете установить кондом размера S на колпачок M. Вы можете это также сделать с колпачком размера L и кондомом размера M. Пожалуйста ни в коем случае не сажайте кондом размера S на колпачок L.

Материал может порваться.

Инструкция по уходу

Манжетный кондом необходимо снимать с колпачка и из гигиенических соображений промывать теплой водой руками с мылом.

Храните кондом в раскрученном состоянии до следующего использования.

Пожалуйста, никогда не забывайте, после использования, припудрить манжетный кондом в раскрученном состоянии детской присыпкой.

Также присасывающий колпачок необходимо ежедневно промывать, как было описано выше. Но при этом, прежде всего снимите присасывающий насос, повернув зеленый маркировочный кончик клапана насоса в направлении двойной стрелки. Осторожно выньте насос из колпачка. Насос не должен контактировать с водой или масляным веществом, так как после этого чувствительные клапаны не будут функционировать безупречно.

Поэтапный план для точной подгонки силы тяги пояса на соединительную ткань пениса.



Предисловие:

Соединительная ткань тела зависит от наследственных предрасположений. Мы разработали поэтому подвесную конструкцию, позволяющую очень точно подогнать натяжение пояса к Вашей соединительной ткани. В любом случае проследите за тем, чтобы на первом этапе удерживать силу тяги в зеленой зоне. Так Вы достигните оптимальных результатов по увеличению пениса по длине и объему без побочных последствий.

1-й день

Установите силу тяги только в нижней зеленой зоне и, пожалуйста, носите PHALLOSAN® только один час. Снимите пояс и поверните зеленый маркировочный кончик клапана присасывающего насоса в направлении символа стрелки. Вакуум ослабляется. Осторожно скрутите манжетный кондом назад в направлении головки пениса и снимите присасывающее устройство.

Обследуйте теперь поверхность пениса между отверстием мочеиспускательного канала и крайней плотью уздечки полового члена (Frenulum) на нижней стороне головки пениса. Эта область является наименее чувствительнейшей тканью пениса. Если этот участок покраснел или припух, значит натяжение пояса было велико. Закончите процедуру на этот день.

От 2-го до 8-го дня

Если Вы смогли в предыдущий день носить PHALLOSAN® forte без покраснения или припухлости на описаном участке, то Вы можете носить PHALLOSAN® forte на один час дольше.

Продлевайте каждый день время носки на

один час. После восьми дней осваивание закончено. После фазы осваивания можно носить PHALLOSAN® и ночью. Вы заметите, что на обоих символах для насоса и герметизации нанесены чувствительные узелки, чтобы облегчить накачивание и герметизацию без визуального контакта. Манжетный кондом расширяется при при ночной эрекции, кровообращение не нарушается а улучшается.

Вы будете носить PHALLOSAN® forte с восхищением, уже через несколько недель пенис значительно увеличится по длине и объему. Вы почувствуете положительные последствия такие как увеличение сексуальной потенции и желания.

Продолжительность применения:

PHALLOSAN® необходимо носить ежедневно 8-10 часов, 6 дней в неделю, но можно и дольше!

Побочные эффекты, меры предосторожности

Применение PHALLOSAN® forte следует под собственную ответственность, но при соблюдении указаний по использованию безопасно. Все же необходимо, непосредственно в начале первых недель применения не устанавливать на пенис сильную тягу. Если появляются припухлости и, или вздутия на крайней плоти или головке пениса, значит установлено очень сильное натяжение пояса. Обязательно сделайте пауза до тех пор, пока припухлости или вздутия не исчезнут. Затем установите пояс на более легкое натяжение. Пожалуйста, имейте терпение, успех процесса сравним с процессом по урегулированию челюсти. Непрерывность процесса удлинения, а не только сила тяги, является гарантией успеха! Временами Вы можете почувствовать на теле пениса давящую боль, это может быть результатом того, что утолщенный конец манжетного кондома лежит на силиконовом кольце и тем самым вызывает боль.

Устранение:

Скрутите немного конец манжетного кондома с силиконового кольца и давящая

боль больше не возникнет.

Вы можете также натяжение пояса распределить вокруг тела, чтобы уменьшить натяжение на основании пениса. Захватите пояс в области соединения на присасывающем колпачке и перенесите натяжение тяги вокруг тела, для облегчения основания пениса. Это может звучит сложно, однако это не так, и напряжение тяги распределится теперь по всему поясу.

При следующих обстоятельствах Вы не должны носить PHALLOSAN® forte:

После употребления алкоголя, наркотиков, а также болеутоляющих медикаментов, успокоительных и снотворных препаратов, так как это может воздействовать на порог чувствительности и Вы не сможете своевременно отреагировать на боли. Избегайте использование PHALLOSAN® forte при инфекциях или открытых ранках на пенисе.

Как я могу точно измерить прирост пениса?

Используйте, пожалуйста дюймовую линейку. Мягкая сантиметровая лента не подходит. Держите пенис в невозбужденном состоянии под углом 90 град. к телу. Уложите линейку на верхнюю сторону пениса. Зажмите линейку у лобковой кости.

Важно

Перед началом использования определите точно Ваш вес без одежды. При возможном увеличении веса образуется жировая прослойка, особенно в лобковой области волосяного покрова вокруг пениса. Эта жировая прослойка укорачивает дистанцию от кончика пениса до лобковой кости и фальсифицирует (укорачивает) результат. В медицине это называется кожно-жировой фартук.

Повторный заказ

Все отдельные детали от PHALLOSAN® forte Вы можете заказать по отдельности дополнительно у нас. Если у Вас имеются вопросы или замечания, наши эксперты - к Вашим услугам бесплатно в любое время по обычным тарифам за телефонный разговор.

Возможны в любое время технические изменения, которые мы публикуем также в интернете на веб-страницах: www.phallosan.at, www.phallosan.de www.phallosan-info.ch

Hotline:

Hotline +423 235 84 77 (Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ) service@swissana.com for more Information: www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team

取扱説明書

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテをご購入くださり、ありがとうございます。PHALLOSAN®「フォローサン」は、14年もの間、全世界で愛され続けています。PHALLOSAN®「フォローサン」製品の処方、各健康保険会社からの保険の支払い対象となっています。泌尿器科医と医療技術師で構成する弊社の研究チームが同種製品の中でも最も効果的、且つ斬新な製品、PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテを開発致しました。

適応症:

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテは、次のような治療等に適しています。

- » ペニスの増強、ペニスの伸長
- » 先天性、または後天性の陰茎湾曲、及び、形成性陰茎硬化症 (IPP)
- » 勃起障害 (ED)
- » 前立腺手術後の術後フォローアップ治療
- » 年齢不問のペニス海绵体のトレーニング

梱包品:


1. 気泡ゴムリング付き腰部装着用伸縮ベルト(A)。リングにペニス全体を通して使用します。バックル(B)及びアダプター(C)。ベルトは吸引ベルカップに付けて使用し、自分の体に合うようにベルトの長さをバックルで調節できるようにになっています。また、アダプターはベルト上にあります。
2. a) 吸引ベルカップ (Sサイズ) およびPHALLOSAN® forte - スリーブコンドーム (Sサイズ)
2. b) 吸引ベルカップ (Mサイズ) およびPHALLOSAN® forte - スリーブコンドーム (Mサイズ)
2. c) 吸引ベルカップ (Lサイズ)、PHALLOSAN® forte - スリーブコンドーム (Lサイズ) および組立式テンションクリップ(3)
3. テンションクリップおよびバネ式アタッチメント: 信号色コードを採用し、ベルト用アダプタと共に引張強度を調整。
- 4./5. プロテクタキャップ: 引張を強く設定している際に亀頭部分を保護。
6. 吸引ベルカップ、3方向バルブ付き
7. 計測テンプレート

取扱説明書

スリーブコンドームスペア4ヶ入り携帯バッグ (S×1、M×2、L×1)

準備

1. ベルト



整形用 PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテのベルトを広げ、バックル(B)を動かしてベルトが最長になるまで伸ばします。

2. 吸引ベルカップ及びスリーブコンドームの選択

同梱の計測器(7)を使用し、適切なサイズの吸引ベルカップを選びます。弛緩状態(非勃起時)のペニスを体から離すように引っ張り、ペニスシャフト(陰茎体)を測定します。



Mサイズのベルカップ(2C)には、あ

らかじめMサイズのスリーブコンドーム(2C)をペアにしてあり、張力スプリング付張力クリップもセットになっています。

異なるサイズを組み合わせる場合は、張力クリップ(3)を外してください。

適切なサイズのベルカップを選んだら、吸引ポンプを使用し密着するよう調整してください。この時、矢印の表示(1)がある位置でしきちんとはまりませんので注意してください。ベルカップの縁に自分に合うスリーブコンドームを被せ張力クリップ(3)を再度取り付けます。



スリーブコンドームをベルカップ口に被せる際、被せるスリーブコンドームの端が厚手の方であることを必ず確認してください。また、スリー



ブコンドームをベルカップに深く被せすぎると、スリーブコンドームが破損することがあります。






上: 誤った使用方法。コンドームをベルカップに深く被せすぎていて、パウダーも付いていません!

下: 正しい使用方法。パウダーも付いています。

スリーブコンドームは、数日でコーティングが取れてしまうので注意してください。ペーパーパウダーを購入し、スリーブコンドームの外側にペーパーパウダーを付けることをお勧めします。パウダーでコーティングすれば、スリーブコンドームに摩擦や

付着、また破損等が生じないように保護できます。

吸引ベルカップを両膝ではさみ、しっかりと固定してください。スリーブコンドームを若干引っ張り、丁寧に吸引ベルカップの先へロールし、吸引ベルカップの縁部分を越えるよう引きます。尖った爪先等でスリーブコンドームを傷つけないよう注意してください。また、ロールする際は強く引っ張らないでください。







新 PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテ スリーブコンドームの特徴
PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテのスリーブコンドームは医療用シリコンを使用しているため、不快感やアレルギー反応を起こしません。本新製品は、使用時の快適さが増しただけでなく、他に類例をみないほどペニスにピッタリとフィットします。その理由のひとつとして、ベルカップに装着する部分でも厚さは約3ミリしかないことが挙げられます。また、ご使用者のペニスシャフト(陰茎体)に違和感なくフィットできるよう、一番薄い部分では、厚さはたったの0.3ミリです。

パーフェクトな吸引ベルカップも使用準備万端です!

3. 保護キャップ

保護キャップ(4/5)を外してください。このキャップは、どんなサイズのペニスにもフィットします。両手の指で保護キャップを引っ張り、亀頭に被せ、ピッタリとフィットさせます。



キャップ装着後は、亀頭先にはなるべく空気が残っていないようにすることが大切です。中に残っている空気が最低限であることを必ず確認してください。保護キャップをペニスに装着する際、若干勃起した状態の方が楽に装着できます。保護キャップは、張力が強くなりすぎた場合に亀頭を保護するためのものです。使用に慣れてくれば、通常、数週間後には保護キャップ無しでも本製品をご使用になります。以上で、本製品の使用準備は完了です。

装着方法:

1. まず、保護キャップを被せたままペニスを吸引ベルカップの中に収め、ベルカップの縁部分に止めておいたスリーブコンドームを巻き出してペニス全体に被せます。



2. 吸引ポンプ(6)のバルブ上に付いている、緑色の突起マーカを吸引マークの方へ回し、吸引ポンプを指で数回押します。ポンプを押すと、亀頭がベルカップの奥まで引っ張られます。スリーブコンドームはペニスシャフト(陰茎体)にピッタリと密着します。



3. 吸引ポンプ(6)のバルブにある、緑色の突起マーカを今度は施錠の絵の方へ回し、マイクロ真空の状態を維持します。



4. 先に広げておいたベルトを手に取り、白い気泡ゴムリング(A)を陰茎根に達するまで吸引ベルカップ器具一式全体に通します。

5. ベルトの先端を引っ張り、腰に巻きます。

6. 張力クリップ(3)の開いている方を体の方向へ向け、両方の穴(C)を接続します。



7. ベルトのバックル(B)を使用しベルトを締めます。この時、ペニスが伸ばされているのが感じられ、また信号色のカラーコードに緑が表示されるまで締めます。鼠径部(そけいぶ)のベルトが上向きになっていることを確認してください。ベルトの傾斜を作るには、ベルトを臀部(でんぶ)周囲から腰部に向け、上方に引きます。ベルトが溝溝(でんこう、太ももと尻の境目)に滑ってしまい、例えばペニスと並行になってしまうと、座った時に強い力で引っ張られ、不快に感じる原因になります。



8. この状態で通常通りの日常生活を続けられます。また、就寝時にもPHALLOSAN®「フォローサン」フォルテを装着して構いませんが、常に、血液循環に支障をきたさないことが前提です。

装着の終了

まず、ベルトを外し、吸引バルブ上にある緑色の突起マーカーを矢印の絵まで回します。これで真空空間が解除されます。スリーブコンドームを丁寧に亀頭の方へ巻いていき、吸引ベルカップ器具一式を外します。

技術的特性について

本器具は、簡単に言えば、シール付吸引ベルカップです。そのため、ペニスシャフト(陰茎体)をスリーブコンドームがどの程度まで覆うかは重要ではありません。スリーブコンドームは、ペニスに力を伝えるようデザインされているわけではなく、ベルカップ内にてきるマイクロ真空空間のみで力が伝わるようになっています。装着中に、真空具合が緩くなり亀頭がベルカップからかなり滑り抜けたと感じたら、その原因はいくつか考えられます。いずれにしても空気の流れができています。これは、陰毛がきちんと処理(剃毛等)されていないためにペニスシャフト(陰茎体)から空気が入ったり、選んだスリーブコンドームが大きすぎたりした可能性があります。

ペニス周辺に必要な範囲に関しては陰毛を除去してください。剃毛、又はマイルド除毛クリームの使用で処理できます。

対処法

吸引バルブ上の緑色の突起マーカーを施錠マークの位置から吸引マークの位置へ回します。これで亀頭がベルカップの中へ戻されるので、緑色の突起マーカーを再度施錠マークの位置にセットしてバルブを閉めます。

まだ亀頭がベルカップから滑り落ちるようなら、確実にスリーブコンドームが大きすぎることが原因です。

自分に合ったサイズに調整すれば、本製品を最も効果的に使用できます。例えば、ベルカップはMサイズが最適だと感じていてもスリーブコンドームがペニスシャフト(陰茎体)には大きすぎるといった場合は、MサイズのベルカップにSサイズのスリーブコンドームを付けられます。同様にLサイズのベルカップとMサイズのスリーブコンドームを組み合わせることもできます。

決して、LサイズのベルカップにはSサイズのスリーブコンドームを使用しないでください。素材の破損原因になりかねません。

手入れの方法

スリーブコンドームはベルカップから外すことができるので、衛生上、外してぬるま湯で洗うようにしてください。スリーブコンドームは巻き上げ、次に使う時まで保管しておきます。スリーブコンドームは使用后、ロールを伸ばしたら、必ずコンドーム外側にベビーパウダーを忘れずに付けてください。吸引ベルカップも同様に、上記の方法で毎日手入れをしてください。その際、必ず先に吸引ポンプを取り外します。吸引ポンプは、バルブ上の緑色の突起マーカーを両方向矢印の位置に合わせれば外せます。吸引ポンプを丁寧に吸引ベルカップから取り外します。吸引ポンプは、水や油に触れないようにしてください。バルブが繊細なので、水や油に濡れると正しく機能しなくなる恐れがあります。

ベルトの張力を陰茎結合組織に適合させるためのステップロパイロステップ計画



前文:

体の結合組織は、各遺伝性素質に関係しています。そのため弊社では、製品を使用する本人が自分の体の結合組織に合った締め具合にベルトを調整できるよう、信号色を使用したカラーコードシステムを開発しました。最初は必ず、緑色の範囲内で低張力設定であるようにしてください。その方が、ネガティブな副作用を引き起こさずペニス増強(長さ、太さ)の最適な結果を出しやすいくなります。

1日目

張力は、必ず緑色の範囲内で低張力の設定にし、PHALLOSAN®「フォローサン」を1時間以上装着しないでください。ベルトを外し、吸引ポンプのバルブにある緑色の突起マーカーを矢印マークの位置に合わせます。これで真空状態が解除されます。

スリーブコンドームを亀頭の方向へ丁寧に巻き、吸引ベルカップ器具を取り外します。

尿道口と、亀頭の裏側面にある陰茎小帯との間の部分を観察してみてください。この部分がペニスで一番繊細な組織です。この部分が赤くなったり腫れたりしている場合、ベルトの締め付けがきつすぎたということです。この日の装着は中止しましょう。ペニスに何らかの異常が認められた場合は、その症状が治まるまで本製品を装着しないでください。

2日目から8日目

前日、PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテの装着で前述の箇所に変色や腫れが認められなかったら、1時間延長して装着しても大丈夫です。装着時間を毎日1時間ずつ延長します。8日後までには製品の装着に慣れるはずですが、製品を装着している状態に慣れる期間をおいたら、その後は夜間もPHALLOSAN®「フォローサン」を付けられます。また、吸引および施錠のマークは浮き彫りになっているのが感じられるはずですので、目で確認し

なくても操作ができます。スリーブコンドームは、夜間勃起時には伸張するので、血液循環の妨げになることもありません。PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテの装着には意欲的に取り組めることでしょう。たった数週間、変化が計測に表れるほどペニスは長く太くなります。また、性欲や快感が以前より強くなる等のポジティブな副作用も実感できるはずですよ。

装着期間

PHALLOSAN®「フォローサン」の装着は、週6日、1日あたり8~10時間を基本としますが、装着の時間帯は問わず、また更に長時間の装着も可能です!

副作用、使用上の注意

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテは、ご使用者の判断の元あくまで自己責任にてご使用いただくこととなりますが、本取扱説明書に記載の通りにご使用いただければいかなる危険も生じることはありません。特に使用開始から数週間は、ペニスを過度に締め付ける(過度な張力をかける)ことのないようご注意ください。陰茎包皮や亀頭に腫れや水膨れ等が現れた場合は、ベルトの締め付け過ぎが原因です。症状が完全に治まるまで決して使用を再開しないでください。その後の使用においては、張力を緩和しましょう。ペニス増強プロセスは、歯列矯正と同様、忍耐強く取り組む必要があります。張力の強さだけではなく、延長使用を継続することが成功の秘訣です!また、時々ペニスシャフト(陰茎体)に圧迫する痛みを感じることもあるかもしれませんが、その場合は、シリコン気泡ゴムリング上にスリーブコンドームの緑が被さってしまい、痛みを引き起こしている可能性があります。

対処法:

スリーブコンドームの端を少し巻いてシリコン気泡ゴムリングから外してください。これで圧迫痛がなくなります。また、ベルトの張力を体の他の部分へ分散させて陰茎根にかかる張力を減らすこともできます。ベルトの吸引ベルカップが付いている部分をつかみ、陰茎根にかかっている張力を逃がすよう体周囲に張力を流します。難しく感じるかもしれませんが、そんなことはありません。こうすれば張力がベルト全体に分散されます。

次の場合にはPHALLOSAN®「フォローサン」フォルテを使用しないでください。:
アルコール摂取後、薬剤および鎮痛剤服用後、睡眠剤および精神安定剤服用後。これらに該当する場合は、痛みに対する本来の感覚が鈍くなっている可能性があり、痛みに対して即時に反応できない恐れがあります。また、ペニスに感染症や傷口がある場合もPHALLOSAN®「フォローサン」フォルテを使用しないでください。

ペニスの長さがどれだけ伸びたかを正確に計測するにはどうすればいいですか。

定規を使ってください。巻尺等はあまり適しません。弛緩状態のペニスを体から離して(90度)持ちます。ペニスの横に定規を(下向きに)添えます。定規を恥骨に押し付けるように当ててください。

重要

製品装着の開始前に、脱衣状態での正確な体重を測っておきましょう。体重が増加すると、特にペニス周辺の陰毛がある恥骨周辺部分に脂肪層が形成されます。この脂肪層ができてくると、恥骨とペニス先端部を結び長さを縮め、測定結果が「改ざん」(短縮)されて出てしまいます。医師の間では、「腹エプロン」と呼ばれています。

再注文

PHALLOSAN®「フォローサン」フォルテの全パーツは、それぞれ個別に再注文でき、弊社で承ります。ご質問、ご意見は、お気軽に弊社専門家までご連絡ください。ご連絡には費用は生じませんが、お電話でご連絡くださる場合には通常の通話料のみお客様負担で課金されます。弊社は、技術的修正を行う権利を留保します。修正を行った場合、その情報はインターネット上で公開していません。下記リンクをご参照ください。

www.phallosan.at, www.phallosan.de
www.phallosan-info.ch veröffentlichten.

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team